

## **Насадка Oral-B EB50 Cross Action 2 мм.**

Самая современная насадка. Щетинки, расположенные под углом друг к другу, обеспечивают тщательную очистку зубов. Поднимает, и счищает налет. Сменная насадка Oral-B Cross Action удаляет больше бактерий по сравнению с обычной зубной щеткой. Способствует чистоте полости рта и здоровью дёсен. Подходит ко всем электрическим щеткам Oral-B.

Насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками с технологией возвратно-вращательных движений.

### **Характеристики**

- Эффективное и бережное очищение всех поверхностей зубов
- Обеспечивает эффективную чистку зубов и труднодоступных участков полости рта
- Голубые щетинки Indicator, обесцвечиваясь наполовину, сигнализируют об износе щетины и напоминают о необходимости замены насадки.
- Подходит ко всем зубным щёткам Oral-B с возвратно- вращательной технологией
- Закруглённые кончики щетинок безопасны для эмали и дёсен.
- 

### **Правила и условия эффективного и безопасного использования;**

Чтобы получить максимальный эффект от использования электрической зубной щётки, чистите зубы систематически, зуб за зубом, как минимум, два раза в день по 2 минуты. Вот ещё несколько рекомендаций:

1. После нанесения зубной пасты включайте зубную щётку только после того, как Вы поднесли её к зубам. Это предотвратит разбрызгивание зубной пасты.
2. Очищайте жевательные поверхности медленно, уделяя несколько секунд каждому зубу. Слегка прижимая головку щётки к зубам, позвольте щётке самой выполнить свою работу.
3. Расположите щётку под углом 45 градусов к линии десны и медленно её перемещайте. Задерживайтесь у каждого зуба на несколько секунд.
4. Медленно перемещайте щётку от одного зуба к другому по язычным поверхностям зубов.

Задержитесь у нижних резцов, здесь часто образуются зубные камни.

Зубные щётки Oral-B не могут навредить качественным зубным пломбам, они не оказывают какого-либо агрессивного воздействия на зубы при использовании с качественными отбеливающими зубными пастами, не могут ударить вас током даже при погружении в воду.

Электрические зубные щётки Oral-B безопасны в применении даже при использовании людьми, не получившими каких-либо профессиональных инструкций по уходу за полостью рта.

Не подходят для детей до 3 лет. Использовать под присмотром взрослых.

**Страна-производитель – Германия**