

Насадка Braun Oral-B ED17 для ирригатора 4шт.

Насадка **Braun Oral-B ED17** - это элемент ирригатора, через который непосредственно осуществляется подача воды в полость рта. В комплектацию к любой модели ирригатора входит набор сменных насадок. В зависимости от выбранной Вами модели, вид насадок и их количество в комплекте может быть разным. Комплект из 4-х сменных насадок подходит для Электрического зубного центра Braun Oral-B Professional Care OC20.535.3X и ирригатора Braun Oral-B Professional Care MD20. При разработке насадок использовалась технология смешения воды (или жидкости для ирригации) с воздухом, в результате чего образуются микропузырьки, тщательно очищающие зубы и обеспечивающие мягкий массаж десен.

Режимы работы

Насадка Braun Oral-B ED17 для ирригатора может работать в двух режимах:

«**Монопоток**». Через насадку проходит прямой пульсирующий поток воды. Режим работы идеально подходит для обработки пространства под брекетами, коронками и другими ортодонтическими системами.

«**Турбопоток**». На конце насадки находится турбина, совершающая 8 000 оборотов в минуту. Это создает поток воды в виде спирали, который обеспечивает массаж десен, и позволяет более тщательно очищать труднодоступные места в полости рта.

Следует не забывать, что насадка для ирригатора является предметом личной гигиены, поэтому у каждого члена семьи должна быть своя. Если изначально в комплектации для каждого насадок не хватает - рекомендуется приобрести дополнительные сменные насадки. Оптимальный срок службы насадок три месяца.

Насадка **Насадка Braun Oral-B ED17** - это элемент ирригатора, через который непосредственно осуществляется подача воды в полость рта. В комплектацию к любой модели ирригатора входит набор сменных насадок. В зависимости от выбранной Вами модели, вид насадок и их количество в комплекте может быть разным.

Следует не забывать, что насадка для ирригатора является предметом личной гигиены, поэтому у каждого члена семьи должна быть своя. Если изначально в комплектации для каждого насадок не хватает - рекомендуется приобрести дополнительные сменные насадки.

Рекомендуется менять насадку ирригатора каждые 3 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если устройство уронили, насадка должна быть заменена перед следующим использованием, даже если нет видимых повреждений.