

Насадка Oral-B EB 30 Trizone 4шт.

Инновационная технология трехзонной чистки насадки Oral-B Trizone обеспечивает превосходное удаление налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Щетина вращается перпендикулярно движениям щётки, обеспечивая лучшую чистку всех межзубных поверхностей. Подходит ко всем электрическим щеткам Oral-B. Насадка Oral-B TriZone с эффектом тройной чистки специально разработана для тех, кто предпочитает привычную технику чистки, мануальной щеткой.

Уникальная конструкция насадки имеет 3 зоны очистки, чтобы сохранить ваши зубы и десны здоровыми:

1. Новая технология чистки зубов, легко справляется со всей полостью рта;
2. Более короткие щетинки для тщательной очистки поверхности зуба;
3. Более длинные щетинки для глубокой чистки между зубами.

* Инновационная чистка зубов, перекрестным движением щетинок,

* Помогает предотвратить, и вылечить гингивит.

* Удаляет до 100% больше налета между зубами

* Уменьшает воспаление десен до 3 раз лучше, чем обычная зубная щетка.

Производство-Германия.

Правила и условия эффективного и безопасного использования;

Чтобы получить максимальный эффект от использования электрической зубной щётки, чистите зубы систематически, зуб за зубом, как минимум, два раза в день по 2 минуты. Вот ещё несколько рекомендаций:

1. После нанесения зубной пасты включайте зубную щётку только после того, как Вы поднесли её к зубам. Это предотвратит разбрызгивание зубной пасты.
 2. Очищайте жевательные поверхности медленно, уделяя несколько секунд каждому зубу. Слегка прижимая головку щётки к зубам, позвольте щётке самой выполнить свою работу.
 3. Расположите щётку под углом 45 градусов к линии десны и медленно её перемещайте. Задерживайтесь у каждого зуба на несколько секунд.
 4. Медленно перемещайте щётку от одного зуба к другому по язычным поверхностям зубов. Задержитесь у нижних резцов, здесь часто образуются зубные камни.
- Зубные щётки Oral-B не могут навредить качественным зубным пломбам, они не оказывают какого-либо агрессивного воздействия на зубы при использовании с качественными отбеливающими зубными пастами, не могут ударить вас током даже при погружении в воду. Электрические зубные щётки Oral-B безопасны в применении даже при использовании людьми, не получившими каких-либо профессиональных инструкций по уходу за полостью рта. Не подходят для детей до 3 лет. Использовать под присмотром взрослых.