

Насадка Oral-B EB18 3DWh 2шт.

сведения об основных потребительских свойствах;

Сменная насадка Oral-B 3D White разработана для бережного удаления потемнений на поверхности эмали. Для более совершенной чистки и отбеливания за счет устранения пигментированного налета (от кофе, табака). Полирующая чашечка специально разработана для того, чтобы удерживать зубную пасту и бережно устранять окрашивание пока щетинки очищают от зубного налета

Совместима со всеми зубными щетками с технологией возвратно-вращательных движений.

- Полирующая чашечка удаляет пигментированный налет
- Голубые щетинки Indicator, обесцвечиваясь наполовину, сигнализируют об износе щетины и напоминают о необходимости замены насадки.
- Для бережного отбеливания и полировки: полирующая чашечка в середине щеточного поля помогает восстановить естественную белизну зубов
- Подходит ко всем зубным щёткам Oral-B с возвратно- вращательной технологией
- Закруглённые кончики щетинок безопасны для эмали и дёсен.

правила и условия эффективного и безопасного использования;

Чтобы получить максимальный эффект от использования электрической зубной щётки, чистите зубы систематически, зуб за зубом, как минимум, два раза в день по 2 минуты. Вот ещё несколько рекомендаций:

1. После нанесения зубной пасты включайте зубную щётку только после того, как Вы поднесли её к зубам. Это предотвратит разбрызгивание зубной пасты.
2. Очищайте жевательные поверхности медленно, уделяя несколько секунд каждому зубу. Слегка прижимая головку щётки к зубам, позвольте щётке самой выполнить свою работу.
3. Расположите щётку под углом 45 градусов к линии десны и медленно её перемещайте. Задерживайтесь у каждого зуба на несколько секунд.
4. Медленно перемещайте щётку от одного зуба к другому по язычным поверхностям зубов.

Задержитесь у нижних резцов, здесь часто образуются зубные камни.

Зубные щётки Oral-B не могут навредить качественным зубным пломбам, они не оказывают какого-либо агрессивного воздействия на зубы при использовании с качественными отбеливающими зубными пастами, не могут ударить вас током даже при погружении в воду.

Электрические зубные щётки Oral-B безопасны в применении даже при использовании людьми, не получившими каких-либо профессиональных инструкций по уходу за полостью рта.

Не подходят для детей до 3 лет. Использовать под присмотром взрослых.

Страна-производитель – Германия