

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ ВН-5612,5613

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 - Отметка уровня воды | 5 - Переключатель |
| 2 - Точки стимуляции | 6 - Дренажные каналы |
| 3 - Точки массажируемые | 7 - Не скользящие ножки |
| 4 - Массажный валик | 8 - Приспособление для намотки шнура |

Характеристики:

Напряжение: 220-240 Вольт; Мощность 80 Ватт.

Инструкции по безопасности:

- Внимательно прочтите инструкцию по безопасности перед первым использованием аппарата. Сохраняйте ее для последующих консультаций.
- Следует включать аппарат только в сеть с напряжением, указанным на табличке характеристик.
- Данный аппарат был разработан исключительно для домашнего пользования.
- Используйте гидромассажную ванну только по назначению, описанному в данной инструкции. Не следует применять приспособления, не рекомендованные изготовителем.
- Запрещается оставлять функционирующий аппарат без присмотра. Следует проявлять особую осторожность при использовании аппарата в присутствии детей или недееспособных лиц.
- После использования и перед проведением чистки необходимо выключить ванночку и отключить ее от сети.
- При включении и отключении ванночки от сети переключатель должен находиться в положении «0».
- Не следует приводить в действие аппарат под простынью или одеялом. При отключении аппарата из сети не следует дергать за шнур.
- Не передвигайте прибор за провод.
- Следует располагать аппарат вдали от источников тепла.
- При эксплуатации аппарата следует избегать полного или частичного забивания отверстий для подачи воздуха.
- Не следует использовать ванную гидромассажа вне помещения.
- Запрещается применять аэрозольные продукты вблизи работающего аппарата.
- Запрещается включать или отключать ванную при массаже ног в ней.
- Не следует становиться на ноги в ванной. Следует пользоваться ванной сидя.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ АППАРАТ В ВОДУ ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ.
- Не следует приводить аппарат в действие с поврежденными электрошнуром или вилкой, а также при обнаружении отклонений в работающем аппарате или других повреждений.
- Ремонт и замена электрошнура должны осуществляться исключительно в соответствующей ремонтной мастерской.

Меры предосторожности:

- Если Вы беременны или имеете какое-либо заболевание, проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем пользоваться аппаратом.
- Не следует пользоваться ванной при воспаленных ногах или при наличии сыпи на коже.
- Не рекомендуется пользоваться гидромассажной ванной более 20 минут.

Способ применения:

Массаж успокаивает и освежает усталые ноги и улучшает кровообращение. Ванная может использоваться с водой или без воды; однако, ее применение с теплой водой наиболее эффективно.

- Извлеките полностью электрошнур. Наполните ванночку теплой водой до указанного уровня. Данный аппарат разработан для поддержания температуры воды и не может использоваться для подогрева холодной воды. При желании можно добавить банное масло.
- Поместите ванную на пол и подключите ее к электросети. Следует погружать и вынимать ноги из ванной сидя.
- Установите необходимую позицию.
 - 0: Выключено,
 - 1: Массаж,
 - 2: Тепло и пузырьки,
 - 3: Массаж, тепло и пузырьки.
- Время длительности массажа не должно превышать 20 минут. Массаж должен быть приятен; выключите ванночку, если массаж не вызывает у Вас приятных ощущений.
- Прежде чем освободить ванночку, установите переключатель в положение «0» и отключите аппарат от сети. Наклоните ванную над раковиной, чтобы вода вылилась из дренажных отверстий. Не освобождайте аппарат от воды фронтальной частью.

Уход и чистка:

После использования ванночки промойте ее водой. В случае необходимости протрите поверхности влажной тканью с мягким моющим средством. Прополощите ванную и вытрите ее насухо. Массажный валик можно демонтировать для облегчения чистки. Для его извлечения достаточно снять и потянуть его вверх.

Перед хранением ванночки следует убедиться, что она полностью пустая, отключена от сети и остыла. Рекомендуется хранить ее в сухом месте. Электрошнур может убираться на приспособление для сматывания электрошнура, расположенное на основании аппарата.



Сертификат № РОСС ЕС.АЯ46.В13468

Протокол испытаний ИЛ Испытательного центра "Прогресс" № 2335 от 30.01.02 г., № 2335-1 от 30.01.02 г., № 1305 от 12.07.99 г. и № 354 от 12.04.97 г.

Действителен до 30.01.05 г.

Гигиенический сертификат № 77.01.06.346.П.06860.03.2 от 14.03.02 г.