




# Face tanner

HB179, HB175, HB172



**PHILIPS**



## Введение

Лампу для загара лица можно использовать в домашних условиях. Таймер ограничивает продолжительность одного сеанса загара 60-ю минутами. При использовании прибора, а так же если вы загораете под естественным солнечным светом, следует избегать избыточного облучения (см. раздел Загар и ваше здоровье).

## Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ▶ Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению местной электросети.
- ▶ В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- ▶ Вода и электричество — это опасное сочетание! Не пользуйтесь прибором рядом с водой (например, в ванной комнате или рядом с душем или бассейном).
- ▶ После купания или приема душа дайте телу высохнуть, прежде чем пользоваться прибором.
- ▶ Не позволяйте детям играть с прибором.
- ▶ После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- ▶ Прежде чем очистить прибор или убрать его на хранение, дайте ему остыть около 15 минут.
- ▶ При использовании прибора не блокируйте вентиляционные отверстия на задней панели прибора.
- ▶ Не превышайте рекомендованной продолжительности сеанса загара или максимально допустимого количества часов загара (см. раздел Сеансы загара: как часто и как долго?).
- ▶ Сеансы загара для отдельных участков тела следует проводить не чаще одного раза в день. В дни проведения сеансов загара избегайте продолжительного воздействия естественного солнечного излучения.
- ▶ Не используйте солярий, если страдаете кожным заболеванием и/или пользуетесь лекарством или косметическим средством, повышающим чувствительность кожи. Будьте исключительно осторожны, если у вас повышенная чувствительность к ультрафиолету. При возникновении сомнений обратитесь к врачу.
- ▶ При возникновении неожиданных последствий, например, зуда в течение 48 часов после первого сеанса загара прекратите использование прибора и обратитесь к врачу.
- ▶ Запрещается пользоваться прибором лицам, кожа которых подвержена быстрым солнечным ожогам, имеющим солнечные ожоги, детям, а также лицам, страдающим (или ранее страдавшим) от рака кожи или предрасположенным к раку кожи.
- ▶ При появлении на коже стойких опухолей или воспалений, а также при изменении пятен пигментации, обратитесь к лечащему врачу.
- ▶ При использовании прибора всегда надевайте защитные очки, входящие в комплект поставки прибора, для предохранения глаз от чрезмерного воздействия излучения (см. также раздел Загар и ваше здоровье).
- ▶ Перед проведением сеанса загара удаляйте с лица кремы, губную помаду и другую косметику.
- ▶ Не пользуйтесь какими-либо кремами от загара или для загара.
- ▶ Если после сеанса загара вы ощущаете некоторую сухость кожи, смажьте ее увлажняющим кремом.
- ▶ Запрещено пользоваться прибором с неисправным таймером.
- ▶ Под воздействием солнца краски могут выцветать. Такой эффект возможен и при использовании данного прибора.

- Д Не следует ожидать, что прибор позволит добиться лучших результатов, чем естественный солнечный свет.

## Загар и ваше здоровье

### Солнце, УФ и загар

#### Солнце

Солнце излучает энергию различных видов. Видимый свет позволяет видеть, ультрафиолет (УФ) загорать, а инфракрасная часть спектра (ИК) дарит приятное тепло.

#### УФ и ваше здоровье

При использовании прибора, а так же при загаре под естественным солнечным светом, процесс приобретения загара требует некоторого времени. Первый видимый эффект появится только через несколько сеансов (см. раздел Сеансы загара: как часто и как долго?) После продолжительного воздействия УФ лучей (как солнечных, так и в солярии) на коже могут появиться ожоги.

Помимо ряда других факторов, таких как длительное пребывание на солнце, неправильное и продолжительное использование солярия может увеличить риск возникновения заболеваний кожи и глаз. Характер, интенсивность и продолжительность облучения, с одной стороны, и чувствительность человека, с другой, являются решающими при определении степени причиненного вреда.

Чем дольше УФ лучи воздействуют на глаза и кожу, тем больше вероятность появления таких заболеваний, как воспаление роговицы глаза, конъюнктивит, повреждения сетчатки, катаракта, преждевременное старение кожи и опухоли. Некоторые лекарства и косметические средства повышают чувствительность кожи к УФ излучению.

#### Поэтому очень важно:

- следовать инструкциям, изложенным в разделах Внимание и Сеансы загара: как часто и как долго?;
- выбирать рекомендованное расстояние для загара (расстояние между лампой для лицевого загара и лицом), равное 10 см;
- не превышать максимально допустимого количества часов загара в год (т.е. 24 часа или 1440 минут);
- всегда надевать защитные очки во время сеанса загара.

#### Сеансы загара: как часто и как долго?

- Д В день не следует проводить более одного сеанса загара в течение пяти-десяти дней.
- Д Перед первым и вторым сеансом должно пройти не менее 48 часов.
- Д После 5-10 дневного курса рекомендуется сделать небольшой перерыв.
- Д Примерно через месяц после прохождения курса большая часть загара сойдет. После этого вы можете начать новый курс.
- Д Если вы хотите поддерживать загар, не прекращайте сеансы загара после завершения курса, продолжайте принимать один или два сеанса в неделю.
- Д Независимо от того, решили ли вы прекратить сеансы загара на время или продолжить их с меньшей частотой, помните, что нельзя превышать максимально допустимого количества часов загара.
- Д Для данного прибора максимально допустимое количество составляет 24 часа (=1440 минут) в год.

#### Например

Предположим, вы проходите 10-дневный курс загара, состоящий из 9-минутного сеанса в первый день и 25-минутных сеансов в последующие девять дней.

Продолжительность всего курса в этом случае составит  $(1 \times 9 \text{ минут}) + (9 \times 25 \text{ минут}) = 234 \text{ минуты}$ .

За год вы можете провести 6 таких курсов в год (т.к.  $6 \times 234 \text{ минут} = 1404 \text{ минут}$ ).

**Таблица**

Как указано в таблице, продолжительность первого сеанса курса всегда должна составлять 9 минут, вне зависимости от чувствительности кожи. Если вы считаете что продолжительность сеансов слишком велика (например, если после сеансов кожа стянута и имеет повышенную чувствительность), мы рекомендуем уменьшить продолжительность сеансов минут на 5.

*Примечание. Для получения красивого равномерного загара вам необходимо во время сеанса время от времени поворачивать лицо влево и вправо, так чтобы обе стороны лица получили одинаковую дозу УФ.*

*Примечание. Если после приема сеанса загара вы ощущаете некоторую стянутость кожи, можно нанести увлажняющий крем.*

Продолжительность сеанса загара в минутах	для очень чувствительной кожи	для нормальной кожи	для менее чувствительной кожи
1-й сеанс	9	9	9
перерыв не менее 48 часов	перерыв не менее 48 часов	перерыв не менее 48 часов	перерыв не менее 48 часов
2-й сеанс	10-15	20-25	30-40
3-й сеанс	10-15	20-25	30-40
4-й сеанс	10-15	20-25	30-40
5-й сеанс	10-15	20-25	30-40
6-й сеанс	10-15	20-25	30-40
7-й сеанс	10-15	20-25	30-40
8-й сеанс	10-15	20-25	30-40
9-й сеанс	10-15	20-25	30-40
10-й сеанс	10-15	20-25	30-40

**Использование прибора**

- 1 Поставьте прибор на твердую, ровную, устойчивую поверхность.
  - 2 Солярий может устанавливаться в двух положениях: вертикально и наклонно. (Рис. 1)
  - 2 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
  - 3 Для определения продолжительности сеанса, обратитесь к таблице настоящего руководства.
  - 4 Наденьте защитные очки, входящие в комплект поставки.
  - 5 Установите на таймере выбранную продолжительность сеанса. (Рис. 2)
  - 6 Расположитесь прямо перед лампой для лицевого загара.
  - 7 Расстояние между лампой и лицом должно быть 10 см. (Рис. 3)
- По истечении установленного времени таймер автоматически отключит прибор.
- 7 После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
  - 8 Обновляйте запись об общем количестве принятых сеансов на листе для записей или с помощью кнопок памяти (только для модели НВ175).

## Защитные очки

---

Защитные очки следует использовать только при использовании устройств для загара Philips. Очки не предназначены для других целей.

Защитные очки соответствуют классу защиты II директивы 89/686/ЕЕС.

## Очистка прибора

Перед очисткой прибора обязательно отключите его от электросети и дайте ему остыть.

- Внешнюю поверхность прибора можно очищать влажной тканью. В прибор не должна попадать вода.

Запрещается использовать для очистки прибора губки с абразивные средства, а так же бензин или ацетон.

- Очищайте защитные очки с помощью влажной ткани.

## Замена

Со временем (через несколько лет при обычном использовании прибора) излучающая способность УФ ламп постепенно снижается, что приводит к снижению эффективности работы прибора. Для компенсации старения ламп вы можете несколько увеличить продолжительность сеансов либо заменить УФ лампы.

Замену трубчатых ламп и пускателей следует производить в авторизованном сервисном центре Philips. Только работники такого центра имеют достаточные опыт и квалификацию, необходимые для выполнения данной работы, а также оригинальные запасные части для вашего прибора.

Дополнительные или сменные защитные очки (номер по каталогу HB071) можно заказать, используя служебный код 4822 690 80123.

## Защита окружающей среды

- Лампы солярия содержат вещества, которые могут загрязнить окружающую среду. Не выбрасывайте лампы вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их в специальном пункте.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы сможете защитить окружающую среду. (Рис. 4)

## Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт [www.philips.com](http://www.philips.com) или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## Ограничение действия гарантии

---

Действие гарантии не распространяется на лампы для загара.

## Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с прибором, и их не удастся решить самостоятельно, используя руководство по обнаружению и устранению неисправностей, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Philips, в центр поддержки покупателей Philips вашей страны.

Неисправность	Способы решения
Прибор не включается.	Убедитесь что сетевая вилка правильно вставлена в розетку электросети.
	Возможна неисправность в сети питания. Проверьте исправность сети питания, подключив какой-нибудь другой электроприбор.
Неудовлетворительный результат загара.	Выбранный режим сеансов загара не соответствует вашему типу кожи. Проверьте режим по таблице в разделе Сеансы загара: как часто и как долго?
	Расстояние между лампами и лицом во время загара превышает указанное в руководстве.
	После длительной эксплуатации прибора излучающая способность ламп снижается. Это становится заметным только после нескольких лет эксплуатации. Для компенсации старения ламп можно несколько увеличить продолжительность сеансов загара либо заменить лампы.