

Краткое руководство по эксплуатации

PRECISE TOUCH – инновационный компактный прибор предназначен для удаления волос на теле у женщин и мужчин, а также на лице у женщин. Подходит для всех оттенков кожи и эффективно удаляет волосы любого цвета и структуры.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

ШАГ 1:

ПОДГОТОВКА КОЖИ

- Побрейте участки кожи, которые собираетесь эпилировать, чтобы на поверхности не оставалось волос.
- Вымойте участки кожи чистой водой и протрите насухо.
- Если у вас очень светлые волосы, рекомендуется провести восковую и др. эпиляцию непосредственно перед применением устройства.

ШАГ 2:

ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Перед использованием прибора обязательно проверьте его на небольшом участке кожи, близком к зоне, которую Вы собираетесь проэпилировать. Установите на Вашем эпиляторе низкий уровень интенсивности, затем поместите устройство на чистый сухой участок кожи так, чтобы обе серебристые полосы на корпусе прибора были в полном контакте с кожей. При полном контакте Вы можете увидеть вспышки света.

Выключите прибор. Через 30 минут проверьте кожу в месте обработки на реакции. Если поверхность кожи в норме, вы можете произвести полную обработку необходимой зоны.

ШАГ 3:

ПРОЦЕДУРА

- нажмите кнопку включения прибора и выберите желаемый уровень интенсивности вспышки (низкий, средний, высокий);
- мягко приложите устройство к коже, чтобы обе металлические полосы на корпусе полностью соприкасались с кожей;
- медленно ведите аппликатором устройства по обрабатываемой зоне, не отрывая его от кожи;
- перемещайте устройство только после того, как сработала вспышка на предыдущей точке;
- продолжайте водить устройством по коже так, чтобы обработать одну зону 2-3 раза;
- на небольших зонах и лице используйте вместо скольжения штампующие движения.

СОВЕТЫ:

- всегда начинайте обработку с низкого уровня интенсивности и, если вам комфортно, увеличивайте до средней и высокой интенсивности;
- не удерживайте окошко эпилятора на одном участке кожи, производя более одной вспышки сразу - несоблюдение этого правила может привести к перегреву кожи и ожогам;
- следуйте шагам проведения процедуры, повторяя ее раз в неделю на протяжении 7 недель. После выполнения курса, можете использовать эпилятор для поддержания гладкости кожи или при необходимости на ваше усмотрение.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Краткое руководство по эксплуатации является дополнением и не заменяет полной информации о приборе. Для получения важной информации о безопасности и противопоказаниях, внимательно ознакомьтесь с описанием прибора на коробке и на сайте.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

Использование фотоэпилятора противопоказано, если вы страдаете: эпилепсией, боязнью света, хроническими мигренями, используете кардио или нейростимулятор, катетер, инсулиновую помпу и пр. Не используйте на интимных зонах и мужском лице – использование на этих зонах может привести к серьезным травмам кожи.

Хранить вне доступа детей! 18+

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился неуполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:

«Илюминаж Лтд.»,
 Ёкнеам Иллит Индастриал Эреа, Кохав Ёкнеам
 Билдинг, 4 этаж, здание Р.О. Бокс 14, Ёкнеам Иллит
 20692, Израиль
 Страна-производитель: Израиль

Импортер / Уполномоченная организация:

ООО «А-маркт», 127434 Россия, г. Москва,
 Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1.

Служба сервисной поддержки потребителей:

+7 (499) 553-04-97
www.mepower.ru.com



Товар сертифицирован
 по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Дата производства: см. на упаковке

Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получено, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца: _____

М.П.