

Правила и условия эффективного и безопасного использования;

Чтобы получить максимальный эффект от использования электрической зубной щётки, чистите зубы систематически, зуб за зубом, как минимум, два раза в день по 2 минуты. Вот ещё несколько рекомендаций:

1. После нанесения зубной пасты включайте зубную щётку только после того, как Вы поднесли её к зубам. Это предотвратит разбрызгивание зубной пасты.
2. Очищайте жевательные поверхности медленно, уделяя несколько секунд каждому зубу. Слегка прижимая головку щётки к зубам, позвольте щётке самой выполнить свою работу.
3. Расположите щётку под углом 45 градусов к линии десны и медленно её перемещайте. Задерживайтесь у каждого зуба на несколько секунд.
4. Медленно перемещайте щётку от одного зуба к другому по язычным поверхностям зубов.

Задержитесь у нижних резцов, здесь часто образуются зубные камни.

Зубные щётки Oral-B не могут навредить качественным зубным пломбам, они не оказывают какого-либо агрессивного воздействия на зубы при использовании с качественными отбеливающими зубными пастами, не могут ударить вас током даже при погружении в воду.

Электрические зубные щётки Oral-B безопасны в применении даже при использовании людьми, не получившими каких-либо профессиональных инструкций по уходу за полостью рта.