



Philips Sonicare ProResults
Мини-насадка для зубной
щетки Sonicare

1 шт. в упаковке

ProResults

HX6021



Целенаправленная чистка

Сменная насадка для электрической зубной щетки Sonicare

Небольшой размер сменных насадок Philips Sonicare HX6021/05 для электрической зубной щетки позволяет легко очищать труднодоступные участки.

Эффективная очистка полости рта

- Расположенная под углом щетина радиальной формы увеличивает обрабатываемую поверхность
- Закругленная щетина повторяет форму зубов
- Дизайн насадки увеличивает звуковую вибрацию

Простое управление для обработки труднодоступных участков

- Малая насадка на щетку предназначена для чистки труднодоступных мест

Разработана для достижения наилучшего результата

- Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Сменная насадка

PHILIPS
sonicare

Особенности

Сменная насадка



Удобная установка насадки и очистка ручки щетки

Расположенная под углом щетина радиальной формы



Изогнутая поверхность за счет расположенной под углом щетины радиальной формы способствует плотному контакту с поверхностью зубов и десен, так как насадка щетки поворачивается и охватывает больший участок — при этом размер чистящей насадки не увеличивается.

Закругленные щетинки



Щетина электрической зубной щетки Philips Sonicare имеет закругленный срез, что идеально

подходит для естественной формы зубов. Длинные и короткие щетинки по всей длине насадки отличаются эргономичным дизайном, который учитывает рельеф зубов и обеспечивает максимальную эффективность чистки между зубами.

Максимальная эффективность чистки



Благодаря продуманному дизайну и высокой точности конструкции сменные насадки Philips Sonicare в сочетании с запатентованной звуковой технологией и несколькими режимами чистки на выбор гарантируют тщательную чистку.

Индикаторные щетинки

По индикаторным щетинкам можно легко определить, когда необходимо заменить насадку. Через три месяца регулярного использования щетинки изнашиваются, и эффективность чистки снижается. Меняйте насадки каждые 3 месяца.

Малая насадка на щетку

Закругленная щетина меньшей площади чистит так же тщательно, как и другие насадки Sonicare, позволяя особенно тщательно обрабатывать проблемные места, например, на которые указал ваш стоматолог. Насадка такой формы позволяет как следует чистить труднодоступные области, где скапливается налет и есть пятна.

Характеристики

Удобство использования

- Подходит для этих моделей: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

Технические характеристики

- Время работы: Для получения оптимальных результатов насадку на зубную щетку рекомендуется менять каждые три месяца.
- Замена: Когда требуется замена, индикаторные щетинки тускнеют.

Вес и габариты

- Размеры упаковки для чистящих насадок: 21,6 в x 7,0 ш x 2,2 г см
- Вес упаковки для чистящих насадок: 0,03 кг

В комплекте

- Гигиенический колпачок: 1 шт.



Дата выпуска 2015-02-15

Версия: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com