


Open your package

- Prestigio Smart Body Mass Scale
- Four carpet feet
- Warranty card
- Four AAA-size carbon batteries (1.5V each)
- Quick start guide
- Legal and safety notice

Device overview



LCD display



kg Kilogram  Data transmitting

lb Pound  Data pending to transmit to wireless wellness system

st Stone  Low Battery

Getting started

1. Insert the Batteries

1. Open the battery door in the back of the scale.
2. Insert the batteries (4 x 1.5V AAA) into the battery compartment according to the polarity indications marked inside the compartment.
3. Close the battery door and wait until the digits "0.0kg" is shown on the LCD.

2. Prestigio Family Health Compass application




You may store, monitor and share measurement data on your mobile device with Prestigio Family Health Compass application. To learn more about this application and download the latest version, scan the QR code at right with your mobile device to visit:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Note: iOS application is compatible with Apple devices equipped with Bluetooth SMART technology (iPhone 4S and newer, iPad generation 3 and newer, iPad Mini, iPod generation 5 and newer).

3. Pair-up the Scale with Mobile Device

1. Turn on Bluetooth and App. Make sure both are ON when pair-up is proceeding.
2. Press and hold "UNIT" button in the back of the scale to start pair-up.
 - Symbol  and symbol  will be shown on the LCD alternatively, indicating pair-up is proceeding.
 - If SUCCEED, symbol  will be shown on the LCD.
 - If FAIL, symbol "E1" will be shown on the LCD.

Note: The scale will return to zero, whether the pair-up is successful or failed, it will turn off automatically after steadying 60 seconds.

Measurement

4. Taking Measurements on Carpet

For using Prestigio Smart Body Mass Scale, please add the

carpet feet as demonstrated in the following page:

EN



1. Remove the non-slip pads from the scales feet.
 2. Fit the carpet feet firmly onto the scale's feet.
- Note: For the first removal of non-slip pads, you may need to use the assistance of a knife to make a small cut between the edge of the scale feet and the non-slip pad.

5. Select Measurement Unit

With batteries correctly installed, press "UNIT" button in the back of the scale to select measurement unit. The default measurement unit is "kilogram". You may press "UNIT" button to choose among kilogram, stone and pound.

6. Daily Measurement



1. With original SENSE ON patent technology, the scale will automatically switch on as you step on the platform barefooted.
2. Stand still and keep full contact with the scale until the LCD displays the weight and stops blinking the unit.
3. When your scale is successfully paired with your mobile device and the Bluetooth is ON, it will process data transmission automatically.

Data management

7. Data Transmission

With Smart Body Mass Scale successfully pair-up with your mobile device, the measurement data will be automatically transmitted to your mobile device via Bluetooth.



- The symbol  will disappear after successful data transmission, and you may check your personal health data stored in your mobile device.
- If the data transmission fails, the symbol  will remain. The pending measurement data will be temporarily kept in

the scale and transmitted to your mobile device when next measurement is completed.

Technical Specifications

Item	Specification
Dimension	Scale: 321 x 321 x 23.5 mm, Panel: 321 x 321 x 6 mm
Net Weight	Approximately 1.98 kg (Excluding the dry cells)
Display	Blue LCD with White Backlight V.A.: 74 x 53 mm
Measurement Unit	Kilogram / Stone / Pound
Measurement Range	150 kg / 330 lb
Division	0.1 kg / 0.2 lb
Accuracy	0-50 kg: ± 0.3 kg; 50-100 kg: ± 0.4 kg; 100-150 kg: ± 0.5 kg;
Working Environment	Temperature: 0 °C to 40 °C Humidity: ≤ 90 % RH
Storage Environment	Temperature: -20 °C to 60 °C Humidity: 10 % RH to 93 % RH
Power Source	6V (Four AAA-size carbon batteries)
Auto-ON	SENSE ON technology
Auto-OFF	About 7-13 seconds while showing 0.0 About 10-20 seconds after the weight data is locked
Protection Against Ingress of Water	IPX0
Software Version	1.0

Disclaimer

CE As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

EN



Prestigio hereby states that this device complies to basic requirements and another relevant regulations given by the EU directive 93/42/EEC. Full version of the declaration of conformity is available on:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Комплект поставки




- Весы Prestigio Smart Body Mass Scale
- Четыре ножки для ковра
- Гарантийный талон
- Четыре батарейки типа AAA (1.5V)
- Краткое руководство пользователя
- Инструкции по безопасности

Обзор устройства



ЖК-дисплей



kg	Килограмм		Передача данных
lb	Фунт		Ожидание передачи данных для беспроводной системы
st	Стоун		Низкий уровень заряда батареек

Начало работы

1. Установка батареек

1. Откройте отсек для батареек на задней панели устройства.
2. Установите батарейки (4 x 1.5V AAA) в отсек для батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека и дождитесь, пока на экране появится индикация "0.0kg".

2. Приложение Prestigio Family Health Compass application




При помощи приложения Prestigio Family Health Compass Вы можете снимать, сохранять и делиться данными своих наблюдений при помощи смартфона или планшета. Для получения дополнительной информации о приложении и получения его последней версии просканируйте QR-код справа при помощи своего мобильного устройства и посетите сайт:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Внимание: операционная система iOS совместима с устройствами Apple, поддерживающими технологию Bluetooth SMART (iPhone 4S и более поздние версии, iPad 3 и более поздние версии, iPad Mini, iPod 5 и более поздние версии).

3. Совместная работа весов с мобильными устройствами

1. Включите Bluetooth и приложение. Убедитесь, что оба устройства включены во время процесса соединения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "UNIT" на задней панели устройства для начала подключения.
 - Символ  и символ  будут отображаться на экране, указывая на ход процесса соединения.
 - При успешном подключении на экране появится символ .
 - При неудачном соединении на экране будет отображен символ "E1".

Измерения

4. Измерение веса на ковре

Для использования весов Prestigio Smart Body Mass Scale на мягкой поверхности (ковре) установите специальные подставки, как показано на примере:



1. Снимите противоскользящие накладки с ножек весов.
2. Установите специальные подставки для ковра на ножки. Внимание: при первом снятии противоскользящих накладок Вам может понадобиться нож или другой острый предмет, чтобы сделать надрез между краем ножки и противоскользящей подставкой.

5. Выбор единиц измерения

Убедитесь в правильности установки батареек, нажмите кнопку “UNIT” на задней панели устройства для выбора единиц измерения. По умолчанию используется единица измерения “килограмм”. При помощи нажатия кнопки “UNIT” Вы можете выбрать килограммы, стоуны или фунты.

6. Ежедневные измерения



1. При помощи оригинальной запатентованной технологии SENSE ON весы будут автоматически включены после того, как Вы наступите на платформу весов босой ногой.
2. Станьте на весы и убедитесь в полном и надежном контакте весов со ступнями – на экране появится индикация веса.
3. При успешном соединении весов с мобильным устройством и включенной функцией Bluetooth передача данных начнется автоматически.

Управление данными

7. Передача данных

При успешном соединении весов с мобильным устройством и включенной функцией Bluetooth передача данных на

мобильное устройство начнется автоматически при помощи технологии Bluetooth.

- После окончания передачи данных с экрана исчезнет символ  – теперь Вы можете получить доступ к своим измерениям на экране Вашего мобильного устройства.
- Если передача данных не состоялась, на экране останется символ . Данные измерений будут временно сохранены в памяти весов и смогут быть переданы в мобильное устройство при следующем успешном сеансе связи.



RU

Технические характеристики

Пункт	Описание
Габариты	Весы: 321 x 321 x 23.5 мм, Панель: 321 x 321 x 6 мм
Вес нетто	Примерно 1.98 кг (без батареек)
Дисплей	ЖК-дисплей с белой подсветкой 74 x 53 мм
Единицы измерения	килограмм/ стоун/ фунт
Диапазон измерений	До 150 кг / до 330 фунтов
Цена деления	0.1 кг / 0.2 фунта
Точность	0-50 кг: ± 0.3 кг; 50-100 кг: ± 0.4 кг; 100-150 кг: ± 0.5 кг;
Условия работы	Температура: от 0 °C до 40 °C Влажность: ≤ 90 % RH
Условия хранения	Температура: от -20 °C до 60 °C Влажность: от 10 % RH до 93 % RH
Источник питания	6V (4 батарейки типа AAA)
Авто-ВКЛ.	Технология SENSE ON



Prestigio

Краткое руководство пользователя
Весы Prestigio Smart Body Mass Scale

RU

Авто-Выкл.	Около 7-13 секунд при индикации 0.0 Около 10-20 секунд при отображении измеренного веса
------------	---

Защита от воды	IPX0
----------------	------

Версия ПО	1.0
-----------	-----

Примечание

CE Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы 93/42/ЕЕС. Для получения дополнительной информации см.:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Кратко ръководство
Интелигентен уред за измерване
на телесни мазнини на Prestigio


 Prestigio

BG

Отворете вашия пакет

- Интелигентен уред за измерване на телесна маса Prestigio
- Четири AAA-размер въглеродни батерии (1,5V)
- Четири килимчета – подложки за крака
- Кратко ръководство
- Гаранционна карта
- Правни забележки, мерки за безопасност

Преглед на устройството



LCD екран



kg

килограм



Предаване на данни

lb

фунт



Данните в очакване да бъдат предадени към безжична здравна система

st

стоун



Изтощена батерия



Първи стъпки

1. Поставяне на батериите

1. Отворете вратичката на гнездото за батерии от задната страна на уреда.
2. Поставете батериите (4 x 1,5V AAA) в гнездото за батерии според указанията за поляритета им, отбелязани отвътре на гнездото.
3. Затворете вратичката на гнездото за батерии и изчакайте, докато се появи надпис "0.0kg" на LCD екрана.

2. Приложение Семейен здравен компас на Prestigio (Prestigio Family Health Compass)

С приложението Prestigio Family Health Compass можете да съхранявате, да следите и споделяте данни от измерванията на вашето мобилно устройство. За да научите още за това приложение и да изтеглите последната му версия, сканирайте QR кода отрядно с вашето мобилно устройство, за да посетите:



http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Забележка: Приложението за iOS е съвместимо с Apple устройства, снабдени с Bluetooth SMART технология (iPhone 4S и по-нови модели, iPad поколение 3 и по-нови, iPad Mini, iPod поколение 5 и по-нови).

3. Свързване в „двойка“ на уреда с мобилно устройство

1. Включете Bluetooth и приложението. Уверете се, че и двете устройства са включени, когато се извършва сдвояване.
2. Натиснете и задръжте бутон "UNIT" (мерни единици) отзад на уреда, за да започне сдвояването.
 - На LCD екрана ще се показват символ и символ сменяйки се, за да посочат, че се извършва сдвояване.
 - При УСПЕХ, на екрана ще се покаже символа [] .
 - При НЕУСПЕХ, на екрана ще се покаже символа "E1".

Забележка: Уредът ще се върне към нула независимо дали сдвояването е успешно или неуспешно; той ще се изключи автоматично, след бездействие от 60 секунди.

Измерване

4. Измервания върху килимчето

За да използвате интелигентния уред за измерване на телесна маса Prestigio, моля добавете килимчето-крака, както е илюстрирано на следващата страница:



1. Отстранете неплъзгащите подложки за от крачетата на уреда.
2. Поставете килимчетата-крачета здраво върху крачетата на уреда.

Забележка: За първото премахване на неплъзгащите подложки, може да ви е необходим нож за малък разрез между ръба на крачетата на уреда и неплъзгащата подложка.

5. Избор на измервателни единици

С правилно поставени батерии, натиснете бутона "UNIT" (мерни единици) отзад на уреда. По подразбиране мерната единица е "килограм". Можете да продължите да натискате бутон "UNIT", за да изберете между килограм, стоун или фунт.

6. Ежедневно измерване

1. С оригиналната SENSE ON патентована технология, уредът автоматично ще се включи, щом стъпите върху платформата с боси крака.
2. Стойте без да се движите и поддържайте пълен контакт с уреда, докато LCD екранът покаже теглото и спре да мига измервателната единица.
3. Когато вашият уред успешно се сдвои с вашето мобилно устройство и Bluetooth е ВКЛ, уредът автоматично ще извърши предаването на данни.


Управление на данните

7. Предаване на данни

**BG**

Когато Интелигентният уред за измерване на телесна маса успешно се сдвои с вашето мобилно устройство, данните от измерванията автоматично ще се прехвърлят към вашето мобилно устройство чрез Bluetooth.



- Символът  ще изчезне след успешно предаване на данните, и можете да проверите данните за вашето здравословно състояние съхранени във вашето мобилно устройство.
- Ако предаването на данни е неуспешно, ще остане символът . Очакващите прехвърляне данни от измерванията временно ще бъдат съхранени в уреда и ще бъдат предадени към мобилното устройство, когато завърши следващото измерване.

Технически спецификации

Характеристика	Спецификации
Размери	Уред: 321 x 321 x 23,5 mm, Панел: 321 x 321 x 6 mm
Тегло нето	Около 1.98 kg (без батериите)
Екран	Син LCD с бяла подсветка Размер: 74 x 53 mm
Мерни единици	Килограм / Стоун / Фунт
Обхват за измерване	150 kg / 330 lb
Деления	На 0,1 kg / 0,2 lb
Точност	При 0-50 kg: ± 0.3 kg; При 50-100 kg: ± 0.4 kg; При 100-150 kg: ± 0.5 kg;
Околна среда при работа	Температура: от 0 °C до 40 °C Влажност: ≤ 90 % (отн. влажност)
Околна среда при съхранение	Температура: -20 °C до 60 °C Влажност: от 10 % до 93 % (отн. влажност)

Източник на захранване	6V (Четири AAA-размер въглеродни батерии по 1,5V)
Автоматично ВКЛ	Технология SENSE ON
Автоматично ИЗКЛ	Около 7-13 секунди, докато показва 0.0 Около 10-20 секунди след като данните са заключени
Защита от попадане на вода	IPX0
Версия на софтуера	1.0

Отхвърляне на претенции

CE Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да имат малко по-различен вид или променена функционалност от представените в това Кратко ръководство.

С настоящето Prestigio декларира, че това устройство съответства на основните изисквания и на останалите приложими нормативни актове вследствие на Директивата на ЕС 93/42/ЕЕС. Пълният вариант на декларацията за съответствие е достъпен на:

<http://www.prestigio.com/compliance>.



Prestigio


Kratko uputstvo
Prestigio pametna vaga za tjelesnu masu

BS

Otvorite pakovanje

- Prestigio pametna vaga za tjelesnu masu
- Četiri AAA karbonske baterije (svaka od 1,5V)
- Četiri podmetača za tepih
- Kratko uputstvo
- Garantni list
- Uputstvo o bezbjednosti i pravnim posljedicama

Opis uređaja



LCD ekran



kg

Kilogram



Prenos podataka

lb

Funta



Podaci na čekanju za prenos na bežični velnes sistem

st

Kamen



Baterija skoro prazna

Početa uputstva

1. Ubacite baterije

1. Otvorite poklopac na prostoru za baterije na zadnjoj strani vage.
2. Ubacite baterije (4 x 1,5V AAA) u prostor za baterije u skladu sa oznakama polariteta unutar prostora.
3. Zatvorite poklopac i sačekajte dok se na ekranu ne pokažu cifre "0,0kg".

2. Prestigio aplikacija Kompas porodičnog zdravlja




Možete sačuvati, pratiti i podijeliti rezultate mjerenja preko vašeg pametnog telefona ili tableta uz pomoć Prestigio aplikacije Kompas porodičnog zdravlja. Kako biste više saznali o ovoj aplikaciji i preuzeli najnoviju verziju, skenirajte QR kod sa desne strane vašim prenosnim uređajem i posjetite:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Napomena: iOS aplikacija kompatibilna je sa uređajima Apple koji posjeduju SMART bluetooth tehnologiju (iPhone 4S i noviji, iPad 3. generacije i noviji, iPad Mini, iPod 5. generacije i noviji).

3. Povežite vagu sa prenosnim uređajem

1. Uključite bluetooth i aplikaciju. Provjerite da su oboje uključeni u toku povezivanja.
2. Pritisnite i zadržite dugme "UNIT" na zadnjoj strani vage kako biste pokrenuli povezivanje.
 - Oznaka  i oznaka  naizmjenično će se prikazivati na ekranu, označavajući da je povezivanje u toku.
 - Ukoliko je **USPJEŠNO**, oznaka  će se prikazati na ekranu.
 - Ukoliko **NIJE USPJEŠNO**, oznaka "E1" će se prikazati na ekranu.

Napomena: Vaga će se vratiti na nulu bez obzira da li je povezivanje bilo uspješno ili nije i automatski će se isključiti nakon mirovanja od 60 sekundi.

Mjerenje

4. Mjerenje na tepihu



Kako biste koristili Prestigio pametnu vagu za tjelesnu masu, molimo vas da postavite podmetače za tepih kako je prikazano na sljedećoj strani:



1. Uklonite podloške protiv proklizavanja sa nožica vage.
 2. Čvrstvo montirajte podmetače za tepih na nožice vage.
- Napomena: Prilikom prvog uklanjanja podloški protiv proklizavanja, može biti potrebno da se poslužite nožem kako biste napravili mali prorez između nožica vage i podloški protiv proklizavanja.

5. Izaberite mijernu jedinicu

Nakon što ste pravilno ubacili baterije, pritisnite dugme "UNIT" na zadnjem dijelu vage kako biste izabrali mijernu jedinicu. Osnovna mjerna jedinica je "kilogram". Možete pritisnuti dugme "UNIT" kako biste izabrali između kilograma, kamena i funte.

6. Dnevno mjerenje

1. Sa originalnom SENSE ON patentiranom tehnologijom, vaga će se automatski upaliti čim stanete na nju bosih nogu.
2. Stojte mirno i zadržite puni kontakt sa elektrodama dok ne prestane da prikazuje na ekranu pokretno "0".
3. Kada je vaša vaga uspješno povezana sa vašim prenosnim uređajem i bluetooth je uključen, prenos podataka će se pokrenuti automatski.


Upravljanje podacima

7. Prenos podataka

Kada je pametna vaga za tjelesnu masu uspješno povezana sa vašim prenosnim uređajem, podaci o mjerenju automatski će se prenijeti na vaš prenosni uređaj preko bluetootha.



- Oznaka () će nestati nakon uspješnog prenosa podataka i potom možete podatke o vašem zdravlju koji su sačuvani na vašem prenosnom uređaju.

- Ukoliko je prenos podataka neuspješan, oznaka  će ostati prikazana. Podaci o mjerenju koji su na čekanju, privremeno će biti sačuvani na vagi i prenijeće se na vaš prenosni uređaj kada naredno mjerenje bude okončano.

Tehničke specifikacije

Jedinica	Specifikacije
Dimenzije	Vaga: 321 x 321 x 23,5 mm, Panel: 321 x 321 x 6 mm
Neto težina	Oko 1,98 kg (bez baterija)
Ekran	Plavi ekran sa bijelim pozadinskim osvjetljenjem V.A.: 74 x 53 mm
Mjerna jedinica	Kilogram / Kamen / Funta
Mjerni raspon	150 kg / 330 funti
Odnos	0,1 kg / 0,2 funte
Preciznost	0-50 kg: $\pm 0,3$ kg; 50-100 kg: $\pm 0,4$ kg; 100-150 kg: $\pm 0,5$ kg;
Uslovi za funkcionisanje	Temperatura: 0 °C do 40 °C Vlažnost vazduha: ≤ 90 % RH
Uslovi skladištenja	Temperatura: -20 °C do 60 °C Vlažnost vazduha: 10 % RH do 93 % RH
Izvor napajanja	6V (četiri karbonske AAA baterije)
Auto-ON	SENSE ON tehnologija
Auto-OFF	Oko 7-13 sekundi dok se prikazuje 0,0 Oko 10-20 sekundi nakon zaključavanja podataka o težini
Zaštita od prodora vode	IPX0
Verzija softvera	1,0



Prestigio

Kratko uputstvo
Prestigio pametna vaga za tjelesnu masu

BS

Izjava o ograničenju odgovornosti

CE Kako se proizvodi Prestigio neprekidno ažuriraju i unapređuju, softver i hardver Vašeg uređaja može izgledati malo drugačije ili može biti izmijenjene funkcionalnosti u odnosu na to kako je predstavljen u ovom kratkom uputstvu.


Prestigio ovim putem izjavljuje da ovaj uređaj ispunjava osnovne uslove i ostale odgovarajuće propise date u direktivi EU br. 93/42/EEC. Puna verzija izjave o ispunjavanju uslova dostupna je na:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Otevření balení




- Inteligentní váha s měřením tělesné hmotnosti Prestigio
- Čtyři nožičky pro umístění na koberec
- Záruční karta
- Čtyři uhlíkové baterie velikosti AAA (1,5 V)
- Stručná příručka
- Právní a bezpečnostní informace

Popis zařízení



LCD displej



kg	Kilogramy		Přenos dat
lb	Libry		Zbývající data k přenosu do bezdrátového wellness systému
st	Stone		Nízký stav baterie

Začínáme

1. Vložení baterií

1. Otevřete dvířka přihrádky na baterie na zadní straně váhy.
2. Vložte baterie (4 × 1,5V AAA) do přihrádky dle polaritě vyznačené uvnitř přihrádky.
3. Uzavřete dvířka přihrádky na baterie a čekejte, dokud se na displeji nezobrazí číslice "0.0kg".

2. Aplikace Prestigio Family Health Compass

Naměřené údaje můžete ukládat, monitorovat a sdílet ve vašem mobilním zařízení pomocí aplikace Prestigio Family Health Compass. Pokud se o této aplikaci chcete dozvědět víc a stáhnout nejnovější verzi, naskenujte kód QR napravo pomocí vašeho mobilního zařízení a navštivte stránky:




http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Pozn.: Aplikace pro systém iOS je kompatibilní se zařízeními Apple vybavenými technologií Bluetooth SMART (iPhone 4S a novější, iPad 3. generace a novější, iPad Mini, iPod 5. generace a novější).

3. Spárování váhy s mobilním zařízením

1. Zapněte připojení Bluetooth a spusťte aplikaci. Ujistěte se, že během párování jsou obě zařízení zapnuta.
2. Stiskněte a podržte tlačítko "UNIT" na zadní straně váhy a párování se zahájí.

- Na displeji se zobrazí alternativně symbol  a symbol , indikující postup párování.
- Pokud párování proběhne úspěšně, na displeji se zobrazí symbol .
- Pokud párování proběhne neúspěšně, na displeji se zobrazí symbol "E1".

Pozn.: Váha se vynuluje a bez ohledu na to, jestli bylo párování úspěšné nebo ne, automaticky se po 60 sekundách nečinnosti vypne.

Měření

4. Měření na koberec

K použití inteligentní váhy s měřením tělesné hmotnosti Prestigio přidejte nožičky na koberec dle ukázky na následující stránce:



1. Odstraňte protiskuzové podložky z nožiček váhy.
2. Nasadte pevně nožičky k umístění na koberec na nožičky váhy.

Pozn.: Při prvním sejmutí protiskuzových podložek může být nutné použít nůž a provést drobný řez na okraji mezi nožičkou váhy a protiskuzovou podložkou.

5. Výběr měrné jednotky

Po správném vložení baterií stiskněte tlačítko "UNIT" na zadní straně váhy a vyberte měrnou jednotku. Výchozí měrnou jednotkou je "kilogram". Tlačítkem "UNIT" lze zvolit mezi jednotkami kilogram, stone a libra.

6. Denní měření

1. Díky originální patentované technologii SENSE ON se váha automaticky zapne, když si na ni bosí stoupnete.
2. Stůjte klidně a udržujte plný kontakt s váhou, dokud se na displeji nezobrazí hmotnost a nepřestane blikat měrná jednotka.
3. Když je váha úspěšně spárována s vaším mobilním zařízením a připojení Bluetooth je zapnuté, automaticky se provede přenos dat.



Správa dat

7. Přenos dat

Pokud je inteligentní váha s měřením tělesné hmotnosti úspěšně spárována s vaším mobilním zařízením, naměřené údaje se do něj automaticky přenesou pomocí připojení Bluetooth.





- Po úspěšném přenosu dat zmizí symbol  a můžete zkontrolovat údaje o vašem zdravotním stavu uložené v mobilním zařízení.
- Pokud se přenos dat nezdaří, symbol  zůstane na displeji. Neodeslané naměřené údaje budou dočasně uchovány ve váze a přeneseny do vašeho mobilního zařízení po dokončení následujícího měření.

Technické údaje

Položka	Specifikace
Rozměry	Váha: 321 mm × 321 mm × 23,5 mm Panel: 321 mm × 321 mm × 6 mm
Hmotnost	Přibližně 1,98 kg (bez baterií)
Displej	Modrý LCD displej s bílým podsvícením Zobrazovací plocha: 74 mm × 53 mm
Měrné jednotky	Kilogram / Stone / libra
Rozsah měření	150 kg / 330 lb
Dílkování	0,1 kg / 0,2 lb
Přesnost	0-50 kg: ±0,3 kg; 50-100 kg: ±0,4 kg; 100-150 kg: ±0,5 kg;
Pracovní prostředí	Teplota: 0 °C až 40 °C Vlhkost: ≤90 % RH
Podmínky uskladnění	Teplota: -20 °C až 60 °C Vlhkost: 10 % RH až 93 % RH
Zdroj napájení	6 V (čtyři uhlíkové baterie velikosti AAA)
Automatické zapnutí	Technologie SENSE ON
Automatické vypnutí	Asi 7–13 sekund, pokud je zobrazována hmotnost 0,0 Asi 10–20 sekund po zafixování hmotnosti

Ochrana před vniknutím vody	IPX0
Verze softwaru	1.0

Odmítnutí zodpovědnosti



CE Protože jsou výrobky společnosti Prestigio neustále aktualizovány a vylepšovány, software a hardware mohou mít mírně odlišný vzhled nebo pozměněnou funkčnost, než je uváděno v této stručné příručce.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším souvisejícím předpisům stanoveným nařízením EU 93/42/EHK. Plné znění prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách:
<http://www.prestigio.com/compliance>.

Öffnen Sie die Verpackung

- Prestigio Smart Body Mass Scale
- Vier Kohle-Batterien, Größe AAA (je 1,5 V)
- Vier Standfüße zum Wiegen auf Teppich
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte
- Anmerkung zu Gesetz und Sicherheit

Geräte-überblick




LCD-Display



kg Kilogramm

 Datenübertragung

lb Pound (Brit. Gewichtseinheit)

 Daten warten auf Übertragung zum drahtlosen Wellness-System

st Stone (Brit. Gewichtseinheit)

 Schwache Batterie

Erste Schritte

1. Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage.
2. Legen Sie die Batterien (4 x 1,5 V AAA) in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die Markierungen zur Polarität im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach und warten Sie, bis die Ziffern "0.0kg" auf dem LCD angezeigt werden.

2. Die Anwendung Prestigio Family Health Compass






Sie können mit der Anwendung Prestigio Family Health Compass die Messdaten auf Ihrem Mobilgerät speichern, überwachen und teilen. Um mehr über diese Anwendung zu erfahren und die neueste Version herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite mit Ihrem Mobilgerät, um folgende Seite zu besuchen:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Hinweis: Die iOS-Anwendung ist mit Apple-Geräten kompatibel, die mit der Bluetooth SMART-Technologie (iPhone 4S und neuer, iPad Generation 3 und neuer, iPad Mini, iPod Generation 5 und höher) ausgestattet sind.

3. Paarung der Waage mit Mobilgeräten

1. Aktivieren Sie Bluetooth und App. Stellen Sie sicher, dass beide aktiviert sind, während die Paarung läuft.
2. Halten Sie die "UNIT"-Taste auf der Rückseite der Waage gedrückt, um die Paarung zu starten.
 - Die Symbole   und   erscheinen dann abwechselnd auf dem LCD, um anzuzeigen, dass die Paarung läuft.
 - Bei ERFOLGREICHER Paarung wird das Symbol [] auf dem LCD gezeigt.
 - Bei FEHLERHAFTER Paarung wird das Symbol "E1" auf dem LCD gezeigt.

Anmerkung: Die Waage zeigt wieder Null an, und unabhängig davon, ob die Paarung erfolgreich war oder nicht, schaltet sie sich nach 60 Sekunden Stillstand automatisch aus.

Messung

4. Messungen auf Teppich

Um die Prestigio Smart Body Mass Scale auf Teppich zu verwenden, bringen Sie bitte wie auf der nächsten Seite gezeigt die entsprechenden Füße an:



1. Entfernen Sie die Anti-Rutsch-Füße von der Waage.
2. Bringen Sie die Standfüße zum Wiegen auf Teppich an der Waage an.

Anmerkung: Beim ersten Entfernen der Anti-Rutsch-Füße müssen Sie möglicherweise ein Messer benutzen, um einen kleinen Schnitt zwischen dem Rand der Füße der Waage und den rutschfesten Füßen zu machen.

5. Auswahl der Maßeinheit

Wenn die Batterien korrekt eingesetzt sind, drücken Sie die "UNIT"-Taste auf der Rückseite der Waage, um die Maßeinheit auszuwählen. Die Standardeinheit ist "Kilogramm". Sie können über die "UNIT"-Taste zwischen Kilogramm und den britischen Einheiten "Stone" und "Pound" wählen.

6. Tägliche Messung

1. Durch die patentierte SENSE ON-Technologie schaltet sich die Waage automatisch ein, wenn Sie barfuß auf die Platte treten.
2. Bleiben Sie ruhig stehen und behalten Sie vollständigen Kontakt zur Waage, bis das LCD das Gewicht anzeigt und nicht mehr blinkt.
3. Wenn Ihre Waage erfolgreich mit Ihrem mobilen Gerät gepaart wurde und Bluetooth aktiviert ist, wird die Datenübertragung automatisch durchgeführt.

Datenmanagement



7. Datenübertragung

Wenn die Smart Body Mass Scale erfolgreich mit Ihrem mobilen

Gerät gepaart wurde, werden die Messdaten automatisch über Bluetooth auf Ihr Mobilgerät übertragen.



DE

- Das Symbol  verschwindet nach der erfolgreichen Datenübertragung, und Sie können Ihre persönlichen Gesundheitsdaten überprüfen, die auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert wurden.
- Wenn die Datenübertragung fehlgeschlagen ist, wird das Symbol  weiterhin angezeigt. Die nicht gesendeten Messdaten werden vorübergehend in der Waage gespeichert und nach Abschluss der nächsten Messung an Ihr Mobilgerät übertragen.

Technische Daten

Element	Technische Daten
Abmessungen	Waage: 321 x 321 x 23,5 mm, Anzeigefeld: 321 x 321 x 6 mm
Nettogewicht	Ca. 1,98 kg (ohne Trockenzellen)
Display	Blaues LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung V.A.: 74 x 53 mm
Maßeinheit	Kilogramm / Stone / Pound
Messbereich	150 kg / 330 lb
Unterteilung	0,1 kg / 0,2 lb
Genauigkeit	0-50 kg: $\pm 0,3$ kg; 50-100 kg: $\pm 0,4$ kg; 100-150 kg: $\pm 0,5$ kg;
Umgebung	Temperatur: 0 °C bis 40 °C Feuchtigkeit: ≤ 90 % r.F.
Umgebung für Aufbewahrung	Temperatur: -20 °C bis 60 °C Feuchtigkeit: 10 % r.F. bis 93 % r.F.
Stromquelle	6 V (Vier Kohle-Batterien, Größe AAA)
Automatisches Einschalten	SENSE ON-Technologie

DE

Automatisches Ausschalten	Etwa 7 -13 Sekunden, während der 0.0 angezeigt wird Etwa 10-20 Sekunden, nach denen die Gewichtsdaten gesichert werden
Schutz gegen eindringendes Wasser	IPX0
Softwareversion	1,0

Haftungsausschluss

CE Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.


Prestigio bestätigt hiermit, dass dieses Gerät den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 93/42/EEC vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Komplekti kuuluvad esemed

- Prestigio nutikas kehamassi mõõtev kaal
- Neli AAA-suuruses süsinikpatareid (1,5 V)
- Neli vaibatalda
- Kiirjuhend
- Garantiikaart
- Õigus- ja ohutusteatised

Seadme ülevaade



LCD-kuva



kg Kilogramm



Andmeedastus

lb Naelad



Andmed juhtmevabasse tervisesüsteemi edastamise ootel

st Stone'id



Patarei on tühjenemas



Alustamine

1. Patareide sisestamine

1. Avage kaalu tagaküljel asuv patareipesa kate.
2. Sisestage patareid (4 x 1,5 V, AAA) patareipesa, järgides pesasse märgitud polaarsusi.
3. Sulgege patareipesa kate ja oodake, kuni LCD-kuvale ilmub „0,0 kg“.

2. Rakendus Prestigio Family Health Compass

Saate salvestada, jälgida ja jagada mõõteandmeid oma mobiilseadmega, kasutades rakendust Prestigio Family Health Compass. Selle rakenduse kohta lisateabe vaatamiseks ja uusima versiooni alla laadimiseks skannige paremal olev QR-kood mobiilseadmesse, et külastada veebilehte




http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Märkus: iOS-i rakendus ühildub Apple'i seadmetega, millel on olemas Bluetoothi SMART-tehnoloogia (iPhone 4S ja uuem, iPadi 3. põlvkond ja uuem, iPad Mini, iPodi 5. põlvkond ja uuem).

3. Kaalu ja mobiilseadme ühendamine

1. Lülitage Bluetooth ja rakendus sisse. Veenduge, et mõlemad on ühenduse loomisel kindlasti sees.
2. Ühenduse loomiseks vajutage ja hoidke kaalu tagaküljel olevat nuppu UNIT.

- LCD-kuvale ilmuvad vaheldumisi sümbolid  ja  tähendades ühenduse loomist.
- Õnnestunud ühenduse korral ilmub kuvale sümbol [].
- Nurjunud ühenduskatse korral ilmub aga sümbol E1.

Märkus: Kaalunäit läheb nii eduka kui nurjunud ühenduse korral nulli ning kaal lülitub 60 sekundi pärast automaatselt välja.

Kaalumine

4. Vaiba peal kaalumine

Prestigio nutika kaalu kasutamiseks lisage vaibatallad, nagu näidatud järgmisel lehel.



EE

1. Eemaldage kaalu jalanditelt libisemisvastased padjad.
 2. Kinnitage vaibatallad kindlalt kaalu jalandite külge.
- Märkus: libisemisvastaste patjade esmakordseks eemaldamiseks tuleb teil ehk nuga kasutada, et kaalu jalandi serva ja libisemisvastase padja vahele lõhe tekitada.

5. Mõõtühiku valimine

Kui patareid on korralikult paigaldatud, vajutage kaalu tagaküljel olevat nuppu UNIT, et valida soovitud mõõtühik. Vaikemõõtühikuks on kilogramm. Mõõtühiku vahetamiseks vajutage nuppu UNIT, et valida kilogrammi, stone'i ja naela vahel.



6. Igapäevane kaalumine

1. Tänu ainulaadsele patenteeritud tehnoloogiale SENSE ON lülitub kaal automaatselt sisse, kui sellele paljajalu peale astute.
2. Seiske paigal ja hoidke kaaluga pidevat kontakti, kuni kaalunäit lõpetab vilkumise ja LCD kuvab mõõdetud väärtuse.
3. Kui kaal on edukalt mobiilseadmega ühendatud ja Bluetooth on sisse lülitatud, siis toimub andmeedastus automaatselt.

Andmehaldus

7. Andmete edastamine

Kui see nutikas kaal on mobiilseadmega edukalt ühendatud, edastatakse mõõteandmed Bluetoothiga automaatselt mobiilseadmesse.

- Eduka andmeedastuse järel kaob sümbol  kuvast, mis näitab, et teie kaal on edukalt ühendatud oma mobiilseadmele. Kui soovite vaadata oma andmeid, võite kasutada oma mobiilseadme Bluetoothi funktsiooni.
- Ebaõnnestunud andmeedastuse korral jääb sümbol  püsima. Ootel olevad mõõteandmed säilitatakse ajutiselt kaalus ja edastatakse mobiilseadmesse järgmisel edukal ühendamiskorral.



**Prestigio**Kiirjuhend
Prestigio nutikas kehamaasi mõõtev kaal

EE

Tehnilised andmed

Üksus	Kirjeldus
Mõõtmed	Kaal: 321 x 321 x 23,5 mm Paneel: 321 x 321 x 6 mm
Netokaal	Umbes 1,98 kg (ilma patareideta)
Ekraan	Valge taustavalgusega sinine LCD V.A.: 74 x 53 mm
Mõõtühikud	kilogramm/stone/nael
Mõõtevahemik	150 kg / 330 lb
Jaotusväärtus	0,1 kg / 0,2 lb
Täpsus	0-50 kg: $\pm 0,3$ kg; 50-100 kg: $\pm 0,4$ kg; 100-150 kg: $\pm 0,5$ kg;
Töökeskkond	Temperatuur: 0 °C kuni 40 °C Õhuniiskus: $\leq 90\%$ suhtelist õhuniiskust
Hoiukeskkond	Temperatuur: -20 °C kuni 60 °C Õhuniiskus: 10 % RH kuni 93 % RH
Toiteallikas	6 V (neli AAA-suuruses süsinikpatareid)
Automaatne sisselülitus	SENSE ON tehnoloogia
Automaatne väljalülitus	Umbes 7-13 sekundit, kuvades 0,0 Umbes 10-20 sekundit pärast kaaluandmete lukustamist
Veekindlus	IPX0
Tarkvara versioon	1.0

Kiirjuhend
Prestigio nutikas kehamassi mõõtev kaal



Vastutusest loobumine

CE Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kiirjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.

EE


Prestigio kinnitab, et see seade vastab ELi direktiivi 93/42/EMÜ peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on saadaval aadressil <http://www.prestigio.com/compliance>.

GR

Ανοίξτε το πακέτο σας




- Prestigio ζυγαριά λίπους του σώματος
- Τέσσερις μπαταρίες μεγέθους AAA του άνθρακα (1.5V η κάθε μια)
- Τέσσερα carpet feet
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Κάρτα εγγύησης
- Νομικές ανακοινώσεις και οδηγίες ασφαλείας

Επισκόπηση συσκευής



LCD οθόνη



kg	Κιλό		Μεταφορά δεδομένων
lb	Λίβρα		Τα δεδομένα που εκκρεμούν μεταφέρονται στο ασύρματο σύστημα ευεξίας
st	Πέτρα		Χαμηλή Μπαταρία

Ξεκινώντας

1 . Τοποθετήστε τις μπαταρίες

1. Ανοίξτε τη θύρα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της ζυγαριάς.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (4 x 1.5V AAA) στη θήκη μπαταριών σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας που σημειώνονται στο εσωτερικό μέρος.
3. Κλείστε την πόρτα της μπαταρίας και περιμένετε μέχρι τα ψηφία " 0.0kg " να εμφανιστούν στην οθόνη LCD.

2 . Εφαρμογή Prestigio για την Υγεία




Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να παρακολουθείτε τα δεδομένα μέτρησης στην κινητή συσκευή σας με αυτή την εφαρμογή της Prestigio. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αίτηση αυτή και να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση, σαρώστε τον QR κωδικό στα δεξιά με την κινητή συσκευή σας για να επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Σημείωση: η iOS εφαρμογή είναι συμβατή με τις Apple συσκευές που είναι εξοπλισμένες με την τεχνολογία Bluetooth SMART (iPhone 4S και νεότερες εκδόσεις, iPad 3 και νεότερες εκδόσεις, iPad Mini , iPod γενιάς 5 και νεότερες εκδόσεις).



3. Συζεύξτε την ζυγαριά με την κινητή συσκευή

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι ενεργοποιημένα όταν η σύζευξη είναι σε εξέλιξη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "μονάδα" στο πίσω μέρος της ζυγαριάς για να ξεκινήσει η σύζευξη.
 - Το σύμβολο  και το σύμβολο  θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD, εναλλακτικά, η σύζευξη θα είναι σε εξέλιξη.
 - Αν ΠΕΤΥΧΕΙ η σύζευξη, το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.
 - Εάν ΑΠΟΤΥΧΕΙ η σύζευξη, το σύμβολο "E1" θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

Σημείωση: Η κλίμακα θα επιστρέψει στο μηδέν, αν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία ή αποτύχει, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα σταθεροποιηθεί μετά 60 δευτερόλεπτα.

Μέτρηση

4. Λαμβάνοντας μετρήσεις πάνω σε ένα χαλί

Για να χρησιμοποιήσετε την Prestigio Smart ζυγαριά σωματικού λίπους, παρακαλώ δείτε τα βήματα στην ακόλουθη σελίδα:



1. Αφαιρέστε τα αντιολισθητικά πέλματα από τα πόδια της ζυγαριάς.
2. Τοποθετήστε τα πόδια σταθερά στην ζυγαριά.
Σημείωση: Την πρώτη φορά που θα αφαιρέσετε τα αντιολισθητικά πέλματα, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια ενός μαχαιριού για να κάνετε μια μικρή τομή ανάμεσα στην άκρη της ζυγαριάς και στο αντιολισθητικό πεδίο.

5. Επιλέξτε Μονάδα μέτρησης

Με τις μπαταρίες σωστά τοποθετημένες, πατήστε το κουμπί "ΜΟΝΑΔΑ" στο πίσω μέρος της ζυγαριάς για να επιλέξετε την μονάδα μέτρησης. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι το «κιλό». Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "ΜΟΝΑΔΑ" για να επιλέξετε ανάμεσα στο κιλό, την πέτρα και την λίβρα.

6. Καθημερινή Μέτρηση



1. Με την ευρεσιτεχνίας τεχνολογία SENCE ON, η ζυγαριά θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν πατήσετε ξυπόλητοι στην πλατφόρμα.
2. Σταθείτε και κρατήστε την πλήρη επαφή με την κλίμακα μέχρι η οθόνη LCD να εμφανίσει το βάρος και να σταματήσει να αναβοσβήνει η μονάδα.
3. Όταν η ζυγαριά θα έχει συζευχθεί επιτυχώς με την κινητή συσκευή σας και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, θα επεξεργάζεται αυτόματα τα δεδομένα.

Διαχείριση των δεδομένων

7. Μεταφορά δεδομένων

Όταν η ζυγαριά συζευχθεί με επιτυχία με την κινητή συσκευή

σας, τα στοιχεία μέτρησης θα μεταφέρονται αυτόματα στο κινητό σας μέσω του Bluetooth.

- Το σύμβολο  θα εξαφανιστεί μετά την επιτυχή μεταφορά των δεδομένων και τότε θα μπορείτε να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα υγείας σας που είναι αποθηκευμένα στην κινητή συσκευή σας.
- Εάν η μεταφορά των δεδομένων αποτύχει, το σύμβολο  θα παραμείνει στην οθόνη. Τα εκκρεμές δεδομένα των μετρήσεων θα παραμένουν προσωρινά στην ζυγαριά και θα μεταφερθούν στην κινητή συσκευή σας όταν η επόμενη μέτρηση θα έχει ολοκληρωθεί.



Τεχνικές Προδιαγραφές

Είδος	Προδιαγραφή
Διαστάσεις	Ζυγαριά: 321 x 321 x 23.5 χιλιοστά, Πίνακας: 321 x 321 x 6 χιλιοστά
Καθαρό Βάρος	Περίπου 1,98 kg (εξαιρουμένων των ξηρών κυττάρων)
Οθόνη	Μπλε οθόνη LCD με λευκό φωτισμό N.A.: 74 x 53 χιλιοστά
Μονάδα μέτρησης	Κιλό / Πέτρα / Λίβρα
Εύρος μέτρησης	150 kg / 330 lb
Διαίρεση	0.1 kg / 0.2 lb
Ακρίβεια	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg;
Εργασιακό Περιβάλλον	Θερμοκρασία: 0 °C to 40 °C Υγρασία: ≤90 % RH
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 °C to 60 °C Υγρασία: 10 % RH to 93 % RH
Πηγή ισχύος	6V (τέσσερις μπαταρίες μεγέθους AAA του άνθρακα)
Αυτόματη ενεργοποίηση	SENSE ON τεχνολογία



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Prestigio ζυγαριά λίπους του σώματος

GR

Αυτόματη
απενεργοποίηση

Περίπου 7-13 δευτερόλεπτα, ενώ
δείχνει 0.0
Περίπου 10-20 δευτερόλεπτα μετά που
τα δεδομένα βάρους είναι κλειδωμένο

Προστασία από την είσοδο νερού IPX0

Έκδοση Λογισμικού 1.0

Αποποίηση ευθυνών

CE Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργία από ό, τι παρουσιάζεται στον παρόντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.


Η εταιρεία Prestigio δηλώνει ότι αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις που δίνονται από την κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη σελίδα:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Otvaranje paketa

- Prestigio Smart Body Mass vaga
- Četiri AAA baterije (1.5V svaka)
- Četiri obložene nožice
- Kratke upute
- Jamstveni list
- Pravne sigurnosne napomene

Pregled uređaja



LCD zaslon



kg

Kilogram



Prijenos podataka

lb

Funta



Prijenos podataka u tijeku za prijenos na bežični wellness sustav

st

Stijena



Slaba baterija

Početak

1. Umetanje baterija

1. Otvorite kućište baterija sa stražnje strane vage.
2. Umetnite baterije (4 x 1.5V AAA) u odjeljak za baterije prema oznakama polariteta koji su označeni unutar odjeljka.
3. Zatvorite kućište baterije i pričekajte dok se ne prikažu znamenke "0.0kg" na LCD zaslonu.

2. Prestigio aplikacija Obiteljski zdravstveni kompas




Možete pohraniti, pratiti i dijeliti podatke o mjerama na svom mobilnom uređaju s Prestigio aplikacijom Obiteljski zdravstveni kompas. Za saznati više o ovoj aplikaciji i preuzeti najnoviju verziju, skenirajte QR kod svojim mobilnim uređajem i posjetite internetsku stranicu:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Napomena: iOS aplikacija je sukladna s Apple uređajima opremljeni Bluetooth SMART tehnologijom (iPhone 4S i noviji, iPad 3 generacije i noviji, iPad Mini, iPod 5 generacije i noviji).

3. Uparivanje vage s mobilnim uređajem

1. Uključite Bluetooth i aplikaciju. Provjerite da je oboje uključeno tijekom procesa uparivanja.
2. Pritisnite i držite tipku "UNIT" sa stražnje strane vage za početak uparivanja.
 - Simbol  i simbol  će se izborno prikazati na LCD zaslonu, indicirajući proces uparivanja.
 - Ako je uparivanje uspješno, simbol  će se prikazati na LCD zaslonu.
 - Ako uparivanje nije uspješno, simbol "E1" će se prikazati na LCD zaslonu.

Napomena: Vaga će se vratiti na nulu, bez obzira da li je uparivanje uspješno ili nije, isključiti će se automatski nakon 60 sekundi.

Mjerenje

4. Mjerenje na tepihu

Za korištenje Prestigio Smart Body Mass vage, dodajte obložene nožice kako je opisano na sljedećoj stranici:

HR



1. Skinite protuklizne uloške sa nogu vage.
 2. Postavite obložene noge čvrsto na noge vage.
- Napomena: Kod prvog uklanjanja protukliznih uložaka, možda ćete trebati pomoć škarica ili noža kako biste napravili mali rez između ruba vage i protukliznog uložka.

5. Odabir mjerne jedinice

S ispravno instaliranim baterijama, pritisnite tipku "UNIT" sa stražnje strane vage za odabir mjerne jedinice. Zadana mjerna jedinica je "kilogram". Možete pritisnuti tipku "UNIT" za odabir između kilograma, stijene i funte.

6. Dnevno mjerenje



1. S originalnom SENSE ON patentiranom tehnologijom, vaga će se automatski uključiti čim stanete na nju.
2. Stojite mirno i držite kontakt s vagom dok LCD zaslon ne prikaže težinu i zaustavi treptanje uređaja.
3. Kad je vaga uspješno uparena s vašim mobilnim telefonom i Bluetooth je uključen, automatski će se procesuirati prijenos podataka.

Upravljanje podacima

7. Prijenos podataka

Kada se uspješno upari Smart Body Mass vaga s vašim mobilnim telefonom, automatski će se prenositi podaci o mjerama na vaš mobilni uređaj preko Bluetootha.



- Simbol  će nestati nakon uspješnog prijena podataka, i moći ćete provjeriti svoje osobne zdravstvene podatke pohranjene na mobilnom uređaju.
- Ako prijenos podataka nije uspio, simbol  će ostati. Podaci koji su u tijeku bit će privremeno zadržani na vagi i preneseni na vaš mobilni uređaj kad se sljedeće mjerenje završi.

Tehničke specifikacije

Stavka	Specifikacija
Dimenzije	Vaga: 321 x 321 x 23.5 mm, Zaslon: 321 x 321 x 6 mm
Neto težina	Otpriblike 1.98 kg (Isključujući suhe stanice)
Zaslon	Plavi LCD s pozadinskim svjetlom V.A.: 74 x 53 mm
Jedinice mjere	Kilogram (kg) / Stijena (st) / Funta (lb)
Raspon mjera	150 kg / 330 lb
Podjela	0.1 kg / 0.2 lb
Preciznost	0-50 kg: ± 0.3 kg; 50-100 kg: ± 0.4 kg; 100-150 kg: ± 0.5 kg;
Radna temperatura	Temperatura: 0 °C to 40 °C Vlažnost: ≤ 90 % RH
Temperatura u pohrani	Temperature: -20 °C to 60 °C Vlažnost: 10 % RH to 93 % RH
Izvor napajanja	6V (Četiri AAA- baterije)
Automatsko uključivanje	SENSE ON tehnologija
Automatsko isključivanje	Oko 7-13 sekundi tijekom prikazivanja 0.0 Oko 10-20 sekundi nakon što je podatak o težini zaključan
Zaštita od ulaska vode	IPX0
Verzija softvera	1.0

Izjava o odricanju

CE Kako se Prestigio proizvodi neprestano nadograđuju i poboljšavaju, softver i hardver vašeg uređaja mogu imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od one koja je opisana u ovim kratkim uputama.

HR


Prestigio ovime izjavljuje da ovaj uređaj udovoljava temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim propisima danima od EU direktive 93/42/EEC. Puna verzija deklaracije o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

A csomag felnyitása


- Prestigio Smart mérleg
- Négy darab AAA típusú szén-cink elem (1,5 V-os)
- Négy szőnyegen használható láb
- Rövid használati útmutató
- Garancialevél
- Jogi és biztonsági közlemény

A készülék áttekintése



LCD kijelző



kg	Kilogramm		Adatátvitel
lb	Font		A vezeték nélküli wellness rendszerbe való adatátvitel függőben
st	Stone		Kis töltöttségű telep

Kezdő lépések

1. Az elemek behelyezése

1. Nyissa ki a mérleg hátulján az elemrekesz fedelét.
2. Helyezze az elemrekeszbe az elemeket (4 x 1,5 V AAA) a rekeszben jelölt polaritásnak megfelelően.
3. Zárja vissza az elemek fedelét és várjon, amíg a „0.0kg” felirat megjelenik az LCD kijelzőn.

2. Prestigio Family Health Compass alkalmazás




Mérési értékeit a Prestigio Family Health Compass alkalmazás segítségével eltárolhatja, felügyelheti vagy megoszthatja mobilkészülékén. Az alkalmazásról további információkat tudhat meg és letöltheti a legfrissebb verziót, ehhez mobilkészülékével olvassa be a jobb oldali QR-kódot és látogasson el az alábbi címre:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Megjegyzés: az iOS alkalmazás a Bluetooth SMART technológiával rendelkező Apple készülékekkel kompatibilis (iPhone 4S és újabb verziók, iPad 3. generáció és újabb verziók, iPad Mini, iPod 4. generáció és újabb verziók).

3. A mérleg párosítása a mobilkészülékkel

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t és az alkalmazást. Ügyeljen rá, hogy a párosítási folyamat közben mindkettő BE legyen kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a mérleg hátulján található „UNIT” (egység) gombot a párosítás elindításához.
 - Az LCD kijelzőn váltakozva megjelennek a  és  szimbólumok, ezzel jelezve a folyamatban lévő párosítást.
 - Ha a párosítás SIKERES, az LCD kijelzőn megjelenik a  szimbólum.
 - Ha a párosítás SIKERTELEN, az LCD kijelzőn megjelenik az „E1” szimbólum.

Megjegyzés: A mérleg visszaáll nullára, attól függetlenül, hogy a párosítás sikeres vagy sikertelen volt, majd 60 másodperc készenlét után automatikusan kikapcsol.

Mérés

4. Mérés szőnyegen

A Prestigio Smart mérleg használatához szerelje fel a szőnyegen használható lábakat a következő oldalon látható módon:



1. Vegye le a mérleg lábairól a csúszásgátló párnákat.
2. Rögzítse a szőnyegen használható lábakat a mérleg lábaihoz.
Megjegyzés: Amikor a csúszásgátló párnákat először veszi le, előfordulhat, hogy egy kés segítségével egy kis bevágást kell csinálnia a mérleg lábának széle és a csúszásgátló párna között.

5. A mértékegység kiválasztása

Miután megfelelően behelyezte az elemeket, a mértékegység kiválasztásához nyomja meg a mérleg hátulján található „UNIT” (egység) gombot. Az alapértelmezett mértékegység a „kilogramm” (kilogramm). A „UNIT” gomb megnyomásával választhat a kilogramm, stone és font mértékegységek közül.

6. Napi mérés

1. Az eredeti, szabadalmi SENSE ON technológiával a mérleg automatikusan bekapcsol, amikor Ön meztőláb rálép.
2. Álljon mozdulatlanul, és a talpa teljes felületével érintkezzen a mérleggel, amíg az LCD kijelzőn megjelenik az Ön súlya és az egység abbahagyja a villogást.
3. Ha a mérleg sikeresen párosította lett a mobilszközzel és a Bluetooth BE van kapcsolva, az adatátvitel automatikusan megtörténik.

Adatkezelés


7. Adatátvitel

Ha sikeresen párosította mobilszközzel a Smart mérleget, a mért adatokat a készülék automatikusan továbbítja Bluetooth-on keresztül a mobilszközre.



- A sikeres adatátvitel után eltűnik a kijelzőről a  szimbólum,

és ezután megtekintheti a mobilkészítőre tárolt személyes egészségügyi adatokat.

- Ha az adatátvitel sikertelen, a kijelzőn marad a  szimbólum. A függőben lévő mért adatok ideiglenesen a mérlegen maradnak, és akkor továbbítódnak a mobilkészítőre, ha a következő mérés befejeződik.

Műszaki jellemzők

Cikk	Tulajdonságok
Méret	Mérleg: 321 x 321 x 23,5 mm Panel: 321 x 321 x 6 mm
Nettó tömeg	Kb. 1,98 kg (a szárazelemeket is beleértve)
Kijelző	Kék LCD fehér háttérvilágítással Kijelző mérete: 74 x 53 mm
Mértékegység	Kilogramm / Stone / Font
Mérési tartomány	150 kg / 330 lb
Osztásérték	0,1 kg / 0,2 lb
Pontosság	0-50 kg: $\pm 0,3$ kg; 50-100 kg: $\pm 0,4$ kg; 100-150 kg: $\pm 0,5$ kg;
Munkakörnyezet	Hőmérséklet: 0°C - 40°C Páratartalom: ≤ 90 % relatív páratartalom
Tárolási környezet	Hőmérséklet: -20°C - 60°C Páratartalom: 10 - 93 % relatív páratartalom
Áramforrás	6V (négy AAA típusú szén-cink elem)
Automatikus bekapcsolás	SENSE ON technológia
Automatikus kikapcsolás	Kb. 7-13 másodperc után, 0.0-t jelezve Kb. 10-20 másodperccel azután, hogy a mért értéket eltárolta

Befolyó víz elleni védelem	IPX0
Szoftververzió	1.0

Felelősség kizárása

CE Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.

A Prestigio ezennel kijelenti, hogy jelen készülék megfelel az EU 93/42/EGK irányelve alapvető követelményeinek és a további ide vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes verziója megtekinthető az alábbi helyen:
<http://www.prestigio.com/compliance>.


Guida di avvio rapido
Bilancia intelligente della
massa corporea Prestigio

 Prestigio

Apri la confezione

- Bilancia intelligente della massa corporea Prestigio
- Quattro batterie al carbonio formato AAA (1,5V ciascuna)
- Quattro piedini per tappeto
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia
- Avviso legale e di sicurezza


Panoramica del dispositivo




Display LCD



kg Chilogrammo  Trasmissione dati

lb Libbra  Dati in sospenso per la trasmissione al sistema di benessere wireless

st Stone  Batteria scarica



Per iniziare

1. Inserimento delle batterie

1. Aprire lo scomparto delle batterie sul retro della bilancia.
2. Inserire le batterie (4 x 1,5V AAA) nello scomparto delle batterie seguendo le indicazioni della polarità contrassegnate all'interno dello scomparto.
3. Chiudere lo sportello della batteria e attendere che le cifre "0,0kg" siano visualizzate sull'LCD.

2. Applicazione Bussola della salute per la famiglia di Prestigio

È possibile archiviare, monitorare e condividere i dati di misurazione sul dispositivo mobile con l'applicazione Bussola della salute per la famiglia di Prestigio.



Per saperne di più su questa applicazione e scaricare l'ultima versione, effettuare la scansione del codice QR sulla destra con il proprio dispositivo mobile per visitare:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Nota: l'applicazione iOS è compatibile con dispositivi Apple muniti di tecnologia Bluetooth SMART (iPhone 4S e versione successiva, iPad 3 e versione successiva, iPad Mini, iPod 5 e versione successiva).

3. Abbinamento della bilancia al dispositivo mobile

1. Accendere il Bluetooth e l'App. Assicurarsi che siano entrambi attivi durante la procedura di abbinamento.
2. Premere e tenere premuto il pulsante "UNITÀ" sul retro della bilancia per avviare l'abbinamento.
 - Il simbolo  e il simbolo  saranno visualizzati sull'LCD in alternativa, a indicare che l'abbinamento è in corso.
 - In caso di OPERAZIONE RIUSCITA, il simbolo { } sarà visualizzato sull'LCD.
 - In caso di OPERAZIONE NON RIUSCITA, il simbolo "E1" sarà visualizzato sull'LCD.

Nota: la bilancia tornerà a zero, sia in caso di abbinamento riuscito che di abbinamento fallito e si spegnerà automaticamente dopo 60 secondi.

Misurazione

4. Presa delle misurazioni su un tappeto

Per utilizzare la Bilancia intelligente della massa corporea di Prestigio, aggiungere i piedini per tappeto come dimostrato nella seguente pagina:



1. Rimuovere i cuscinetti anti-scivolo dai piedini della bilancia.
 2. Inserire bene i piedini da tappeto sui piedini della bilancia.
- Nota: per la prima rimozione dei cuscinetti anti-scivolo, potrebbe essere necessario servirsi di un coltello per praticare un piccolo taglio tra il bordo dei piedini della bilancia e il cuscinetto anti-scivolo.

5. Selezione dell'unità di misura

Con le batterie correttamente installate, premere il pulsante "UNITÀ" sul retro della bilancia per selezionare l'unità di misura. La misurazione predefinita è il "chilogrammo". Premere il pulsante "UNITÀ" per scegliere tra chilogrammo, stone e libbra.

6. Misurazione giornaliera

1. Con la tecnologia brevettata originale SENSE ON, la bilancia si accenderà automaticamente non appena si sale sulla piattaforma senza scarpe.
2. Rimanere fermi e mantenere il pieno contatto con la bilancia finché l'LCD non visualizza il peso e l'unità smette di lampeggiare.
3. Una volta che la bilancia è stata abbinata con successo al dispositivo mobile e il Bluetooth è attivo, elaborerà la trasmissione dati automaticamente.

Gestione dei dati



7. Trasmissione dei dati

Una volta abbinata con successo la bilancia intelligente della massa corporea al dispositivo mobile, i dati di misurazione saranno





automaticamente trasmessi sul dispositivo mobile tramite Bluetooth.

- Il simbolo  scomparirà una volta completata la trasmissione dei dati e sarà possibile verificare i dati relativi alla propria salute personale sul dispositivo mobile.
- In caso di errore nella trasmissione dati, il simbolo  rimarrà. I dati della misurazione in corso saranno temporaneamente conservati nella bilancia e trasmessi al dispositivo mobile al completamento della misurazione successiva.

Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	Bilancia: 321 x 321 x 23,5 mm, Pannello: 321 x 321 x 6 mm
Peso netto	Circa 1,98 kg (escluse le batterie a secco)
Display	LCD blu con retroilluminazione bianca V.A.: 74 x 53 mm
Unità di misura	Chilogrammo/Stone/Libra
Intervallo della misurazione	150 kg / 330 lb
Divisione	0,1 kg / 0,2 lb
Precisione	0-50 kg: $\pm 0,3$ kg; 50-100 kg: $\pm 0,4$ kg; 100-150 kg: $\pm 0,5$ kg;
Ambiente di lavoro	Temperatura: Da 0 °C a 40 °C Umidità: ≤ 90 % RH
Ambiente di immagazzinaggio	Temperatura: Da -20 °C a 60 °C Umidità: Da 10 % RH a 93 % RH
Sorgente di alimentazione	6V (quattro batterie al carbonio formato AAA)
Auto-ON	Tecnologia SENSE ON

Auto-OFF	Circa 7-13 secondi durante la visualizzazione di 0,0 Circa 10-20 secondi dopo che il dati del peso vengono bloccati
Protezione contro l'ingresso dell'acqua	IPX0
Versione software	1.0



Esclusione di responsabilità

CE Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.

Con la presente Prestigio dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 93/42/CEE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: <http://www.prestigio.com/compliance>.



Prestigio


Trumpas pradžios vadovas
Prestigio išmanusis kūno masės matuoklis

17

Atidarius pakuotę

- Prestigio išmanusis kūno masės matuoklis
- Keturi AAA tipo cinko-anglies baterijos (po 1,5 V)
- Keturi kiliminiai padeliai
- Trumpas pradžios vadovas
- Garantijos kortelė
- Teisiniai ir saugos pranešimai

Prietaiso apžvalga



LCD ekranas



kg

Kilogramai



Duomenų perdavimas

lb

Svarai



Laukiama duomenų perdavimo į bevielę sveikatingumo sistemą

st

Stonai



Baterija senka

Darbo pradžia

1. Baterijų įdėjimas

1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį, esantį galinėje matuoklio pusėje.
2. Įdėkite baterijas (4 x 1,5V AAA) į baterijų skyrelį pagal jo viduje nurodytą poliškumą.
3. Uždarykite baterijų skyrelio dangtelį ir palaukite, kol LCD ekrane pasirodys skaitmenys „0.0kg“.

2. Prestigio šeimos sveikatos kompaso programėlė




Matavimų duomenis galite saugoti, stebėti ir dalintis, naudodami savo mobilųjį prietaisą, kuriame yra įdiegta Prestigio šeimos sveikatos kompaso programėlė. Norėdami sužinoti daugiau apie programėlę ir atsisiųsti naujausią jos versiją, naudodami savo mobilųjį prietaisą nuskaitykite QR kodą, esantį prietaiso dešinėje, ir apsilankykite internete, adresu:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Pastaba: iOS programėlė yra suderinama su Apple prietaisais, kuriuose yra įdiegta Bluetooth SMART technologija (iPhone 4S arba naujesnė versija, iPad 3 kartos ir naujesnė versija, iPad Mini, iPod 5 kartos ir naujesnė versija).

3. Matuoklio ir mobiliojo prietaiso poravimas

1. Įjunkite Bluetooth ir programėlę. Įsitikinkite, kad poravimo metu jie abu yra įjungti.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę „VNT“ mygtuką, esantį galinėje prietaiso pusėje, kad pradėtumėte poravimą.
 -  simbolis ir  simbolis bus rodomi LCD ekrane pakaitomis, nurodant, kad vyksta poravimas.
 - Jeigu poravimas SĖKMINGAS,  simbolis bus parodytas LCD ekrane.
 - Jeigu poravimas NEPAVYKO, „E1“ simbolis bus parodytas LCD ekrane.

Pastaba: Matuoklio rodmenys bus vėl lygūs nuliui, neatsižvelgiant į tai ar poravimas pavyko ar ne. Prietaisas automatiškai išsijungs, praėjus 60 sekundžių.



Matavimas

4. Matavimai, atliekami ant kilimėlio

Naudodami Prestigio išmanųjį kūno masės matuoklį, prijunkite kiliminį padelį, kaip nurodyta šiame puslapyje:



1. Nuimkite neslystančius padelius nuo matuoklio pėdų.
2. Tvirtai uždėkite kilimines pėdas prie matuoklio pėdų.
Pastaba: Pirmą kartą nuimant neslystančius padelius, gali prireikti peilio, kad padarytumėte nedidelę įpjovą tarp matuoklio pėdų ir neslystančio padelio.

5. Matavimo vieneto pasirinkimas

Kai baterijos yra tinkamai įdėtos, paspauskite „VNT“ mygtuką, esantį matuoklio gale, kad pasirinktumėte matavimo vienetą. Numatytasis matavimo vienetas yra kilogramas. Spauskite „VNT“ mygtuką, kad pasirinktumėte matavimo vienetą: kilogramą, stoną arba svarą.


6. Matavimas kasdien

1. Naudojant originalią patentuotą SENSE ON technologiją, matuoklis automatiškai įsijungs, kai užlipsite ant platformos basomis kojomis.
2. Stovėkite ramiai ir laikykite pėdas priglaustas prie matuoklio, kol LCD ekrane bus parodytas svoris ir matmuo nustos mirksėti.
3. Jeigu matuoklis yra sėkmingai suporuotas su jūsų mobiliuoju prietaisu ir Bluetooth yra įjungtas, jis automatiškai perduos duomenis į prietaisą.

Duomenų valdymas


7. Duomenų perdavimas

Sėkmingai suporavus išmanųjį kūno masės matuoklį su mobiliuoju prietaisu, matavimų duomenys bus automatiškai perduoti į jūsų mobiliąjį prietaisą, naudojant Bluetooth ryšį.

-  simbolis nebebus rodomas ekrane, kai duomenys bus

sėkmingai perduoti, o asmeninius duomenis apie savo sveikatą galite pasitikrinti savo mobiliajame prietaise.



- Jeigu duomenų perdavimas nepavyksta, toliau bus rodomas  simbolis. Laukiantys perdavimo matavimų duomenys bus laikinai saugomi matuoklio atmintyje ir perduoti į jūsų mobilųjį prietaisą, atlikus sekantį matavimą.

Techninės specifikacijos

Punktas	Specifikacija
Matmenys	Matuoklis: 321 x 321 x 23.5 mm, Pultas: 321 x 321 x 6 mm
Svoris neto	Apytiksliai 1.98 kg (be sausųjų baterijų)
Ekranas	Mėlynas LCD su baltu foniniu apšvietimu V.A.: 74 x 53 mm
Matavimo vienetai	Kilogramai / Stonai / Svarai
Matavimų ribos	150 kg / 330 lb
Paklaida	0,1 kg / 0,2 lb
Tikslumas	0-50 kg: ±0,3 kg; 50-100 kg: ±0,4 kg; 100-150 kg: ±0,5 kg;
Veikimo aplinka	Temperatūra: 0 °C to 40 °C Drėgnumas: ≤90 % RH
Saugojimo aplinka	Temperatūra: -20 °C to 60 °C Drėgnumas: 10 % RH to 93 % RH
Maitinimo šaltinis	6V (keturios AAA tipo cinko-anglies baterijos)
Automatinis įjungimas	SENSE ON technologija
Automatinis išjungimas	Apie 7-13 sekundžių, kol rodoma 0.0 Apie 10-20 po pamatuotų duomenų įrašymo

**Prestigio**Trumpas pradžios vadovas
Prestigio išmanusis kūno masės matuoklis

11

Atsparumas vandeniui	IPX0
----------------------	------

Programinės įrangos versija	1.0
-----------------------------	-----

Atsakomybės atsisakymas

CE Kadangi Prestigio gaminiai yra nuolatos tobulinami ir atnaujinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda arba pakeistomis funkcijomis nuo tų, kurios nurodytos šiame trumpame pradžios vadove.

Prestigio pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus, išdėstytus ES direktyvoje 93/42/EB. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti čia:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Īsā pamācība
Prestigio viedsvāri ķermeņa
masas noteikšanai


 Prestigio

17

Atveriet iepakojumu

- Prestigio viedsvāri ķermeņa masas noteikšanai
- Četras AAA lieluma 1,5 V oglekļa baterijas
- Četras kājiņas novietošanai uz paklāja
- Īsā pamācība
- Garantijas karte
- Tiesiskais un drošības paziņojums

Ierīces apskats



LCD displejs



kg

Kilogrami



Datu pārraide

lb

Mārciņas



Gaida datu pārraidi uz bezvadu fitnesa sistēmu

st

Stoni



Zems bateriju uzlādes līmenis

Uzsākšana

1. Bateriju ievietošana

1. Atveriet bateriju nodalījumu svaru aizmugurē.
2. Ievietojiet baterijas (4 x 1,5 V AAA) bateriju nodalījumā atbilstoši polaritātes apzīmējumiem iekšpusē.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu un pagaidiet, līdz LCD ekrānā parādās uzraksts "0,0 kg".

2. Prestigio lietojumprogramma Family Health Compass




Ar Prestigio lietojumprogrammas Family Health Compass palīdzību jūs varat uzglabāt mērījumu datus, tos kontrolēt un kopīgot savā mobilajā ierīcē. Lai par šo lietojumprogrammu uzzinātu vairāk vai lejupielādētu tās jaunāko versiju, ar mobilo ierīci ieskenējiet QR kodu, lai apmeklētu tīmekļa vietni http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Piebilde. iOS lietojumprogramma sader ar Apple ierīcēm, kas izmanto Bluetooth SMART tehnoloģiju. (Šādas ierīces ir iPhone 4S un jaunāks modelis, 3. paaudzes un jaunāks iPad, iPad Mini, 5. paaudzes un jaunāks iPod.)

3. Svaru savienošana pāri ar mobilo ierīci

1. Ieslēdziet Bluetooth un lietojumprogrammu. Savienojot pāri, pārlicinieties, vai IR IESLĒGTAS abas programmas.
2. Turiet piespiestu IERĪCES slēdzi svaru aizmugurē, lai sāktu savienošana pāri.

- LCD monitorā pārmaiņus būs redzami simboli  un , norādot uz pāri savienošanas procesu.
- Ja savienojums ir IZVEIDOTS, LCD monitorā ir redzams simbols [].
- Ja savienojums NAV IZVEIDOTS, LCD monitorā ir redzams simbols "E1".

Piebilde. Svāri atgriezīsies nulles punktā neatkarīgi no tā, vai savienošana pāri ir vai nav izdevusies, un pēc 60 sekunžu dīkstāves automātiski izslēgsies.

Mērīšana

4. Mērīšana uz paklāja

Isā pamācība
Prestigio viedsvāri ķermeņa
masas noteikšanai

 Prestigio

Lai izmantotu Prestigio viedsvārus ķermeņa masas noteikšanai, pievienojiet tiem uz paklāja novietojamās kājiņas, kā rādīts nākamajā lappusē.

IV



1. Noņemiet svaru kājiņu neslīdošos paliktņus.
2. Pie svaru kājiņām stingri nostipriniet uz paklāja novietojamās kājiņas.

Pie pirmo reizi noņemot neslīdošos paliktņus, jums var būt vajadzīgs nazis, lai izdarītu sīkus iegriezumus starp svaru kājiņām un neslīdošajiem paliktņiem.

5. Mērvienības izvēle

Kad ir pareizi ievietotas baterijas, piespiediet IERĪCES slēdzi svaru aizmugurē, lai izvēlētos mērvienību. Noklusējuma mērvienība ir kilogrami. Jūs varat piespiest IERĪCES slēdzi, lai izvēlētos kilogramus, stonus vai mārciņas.

6. Ikdienas mērījumi


1. Svāri ar oriģinālo SENSE ON patenta tehnoloģiju automātiski ieslēgsies, kad jūs ar basām kājām uzkāpsiet uz platformas.
2. Stāviet mierīgi, pēdām pilnībā saskaroties ar svāriem, līdz LCD displejā parādās ķermeņa masa un pārstāj mirgot mērvienības apzīmējums.
3. Kad svāri ir sekmīgi savienoti pārī ar mobilo ierīci un ir IESLĒGTS Bluetooth, automātiski tiek pārsūtīti dati.

Datu pārvaldība

7. Datu pārraide


Kad Prestigio viedsvāri ķermeņa masas noteikšanai ir sekmīgi savienoti pārī ar mobilo ierīci, mērījuma laikā iegūtie dati ar Bluetooth palīdzību tiks automātiski pārsūtīti uz mobilo ierīci.



- Pēc sekmīgas datu pārsūtīšanas izzudīs  simbols, un jūs varat pārbaudīt mobilajā ierīcē saglabātos datus par savu veselību.

**Prestigio**Isā pamācība
Prestigio viedsvaŗi ķermeņa
masas noteikšanai

17

- Ja datu pārsūtīšana nebūs izdevusies, uz monitora paliks  simbols. Vēl nepārsūtītie mēŗjuma dati kādu laiku saglabāsies svaru atmiņā un pēc nākamā mēŗjuma pabeigšanas tiks pārsūtīti uz mobilo ierīci.

Tehniskā specifikācija

Objekts	Specifikācija
Izmērs	Svari: 321 x 321 x 23,5 mm Panelis: 321 x 321 x 6 mm
Neto masa	Aptuveni 1,98 kg (bez baterijām)
Displejs	Zils LCD ar baltu fona izgaismojumu V. A. – 74 x 53 mm
Mēŗvienība	Kilograms, stons vai māŗciņa
Svēršanas diapazons	150 kg/330 lb
Iedaļas	0,1 kg/0,2 lb
Precizitāte	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg;
Darba vide	Temperatūra: 0–40 °C Mitrumš: relatīvais ≤ 90 %
Uzglabāšanas vide	Temperatūra: –20–60 °C Mitrumš: relatīvais 10–93 %
Barošanas avots	6 V (ķetras AAA lieluma oglekļa baterijas)
Automātiska ieslēgšanās	SENSE ON tehnoloģija
Automātiska IZSLĒGŠANĀS	Aptuveni 7–13 sekunžu laikā pēc 0,0 rādījuma Aptuveni 10–20 sekunžu laikā pēc svēršanas datu saglabāšanas
Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu	IPX0

Isā pamācība
Prestigio viedsvāri ķermeņa
masas noteikšanai

 Prestigio

Programmatūras 1.0
versija

IV

Atruna

CE Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.



Ar šo Prestigio paziņo, ka šī ierīce atbilst galvenajām ES Direktīvas 93/42/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Zawartość zestawu

- Waga Prestigio
- Cztery baterie węglowe AAA (1,5 V)
- Cztery nóżki do zastosowania na wykładzinie
- Przewodnik szybkiego startu
- Karta gwarancyjna
- Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa


Podstawowe informacje



Wyświetlacz LCD



kg Kilogramy  Przesyłanie danych

lb Funty  Dane oczekują na przesłanie do bezprzewodowego systemu wellness

st Stone  Niski poziom baterii

Pierwsze kroki

1. Montaż baterii

1. Zdejmij osłonę przedziału na baterie w tylnej części urządzenia.
2. Włóż baterie (4 x 1,5V AAA) do ich przedziału, umieszczając ich bieguny stosownie do oznaczeń.
3. Zamknij osłonę i zaczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0,0 kg”.

2. Aplikacja Prestigio Family Health Compass




Dane pomiarowe można zapisywać, monitorować oraz przysyłać znajomym za pomocą urządzenia mobilnego, z zainstalowaną aplikacją Prestigio Family Health Compass. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji oraz pobrać jej najnowszą wersję, zeskanuj kod QR widoczny po prawej stronie lub wejdź na stronę:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Uwaga: Aplikacja dla systemu iOS jest kompatybilna z urządzeniami firmy Apple wyposażonymi w technologię Bluetooth SMART (iPhone 4S i nowszy, iPad 3 generacji i nowszy, iPad Mini, iPod 5 generacji i nowszy).

3. Nawiązanie połączenia pomiędzy wagą i urządzeniem mobilnym

1. Włącz funkcję Bluetooth i uruchom aplikację. Upewnij się, że przed nawiązaniem połączenia obydwa urządzenia zostały włączone.
 2. Wciśnij i przytrzymaj umieszczony z tyłu urządzenia przycisk „UNIT”, by rozpocząć nawiązywanie połączenia.
 - W trakcie nawiązywania połączenia na wyświetlaczu będą pojawiały się naprzemiennie symbole  oraz .
 - Jeśli proces zakończy się powodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się symbol [].
 - W przeciwnym razie, na wyświetlaczu pojawi się symbol „E1”.
- Uwaga: Niezależnie od tego, czy proces nawiązywania połączenia zakończył się pomyślnie czy też nie, wskazanie wagi powróci do wartości „zero”. Jeśli waga nie będzie używana przez kolejne 60 sekund, wyłączy się automatycznie.

Pomiar

4. Dokonywanie pomiaru na wykładzinie

Jeśli zamierzasz korzystać z wagi Prestigio na powierzchni pokrytej wykładziną, zamontuj odpowiednie nóżki w sposób pokazany na następczej stronie:



1. Odklej od nóżek podkładki antypoślizgowe.
 2. Zamocuj nóżki przeznaczone do użycia na wykładzinie.
- Uwaga: przy pierwszym demontażu podkładek antypoślizgowych może okazać się, że niezbędne jest użycie noża do wykonania niewielkiego nacięcia pomiędzy podkładką antypoślizgową a nóżką.

5. Wybór jednostek pomiaru

Po poprawnym zainstalowaniu baterii, wciśnij umieszczony z tyłu urządzenia przycisk „UNIT” (JEDNOSTKI), by wybrać odpowiednią jednostkę. Jednostką domyślną jest „kilogram”. Wciskając przycisk „UNIT” można wybrać takie jednostki jak kilogram, stone oraz funt.

6. Codzienne pomiary

1. Dzięki opatentowanej technologii SENSE ON, waga będzie włączała się automatycznie po wejściu na nią bosymi stopami.
2. Stojąc na wadze należy unikać wszelkich ruchów, tak aby stopy pozostawały w pełnym kontakcie z podstawą aż do momentu, w którym z wyświetlacza zniknie poruszający się znak „o”.
3. Jeśli urządzenie nawiązało połączenie z telefonem, w którym włączona jest funkcja Bluetooth, to wynik pomiaru zostanie przesłany do niego automatycznie.

Zarządzanie danymi



7. Przesyłanie danych

Jeśli waga nawiąże połączenie z twoim urządzeniem mobilnym, to wyniki pomiarów będą przesyłane do niego automatycznie za

Przewodnik szybkiego startu
Waga Prestigio

 Prestigio

pomocą złącza Bluetooth.

- Jeśli przesyłanie danych zakończy się pomyślnie, z wyświetlacza zniknie symbol  - wszelkie dane dotyczące twego zdrowia będą dostępne w urządzeniu mobilnym.
- Jeśli przesyłanie danych nie powiedzie się, na wyświetlaczu nadal widoczny będzie symbol . Wynik ostatniego pomiaru zostanie zapisany w pamięci wagi i przesłany do urządzenia mobilnego po wykonaniu kolejnego pomiaru.



Specyfikacja techniczna

Pozycja	Specyfikacja
Wymiary	Waga: 321 x 321 x 23,5 mm, Panel: 321 x 321 x 6 mm
Waga netto	Okolo 1,98 kg (Bez baterii)
Wyświetlacz	Niebieski LCD z białym podświetleniem Wymiary: 74 x 53 mm
Jednostki pomiaru	Kilogram / Stone / Funt
Zakres pomiaru	150 kg / 330 lb
Podziałka	0.1 kg / 0,2 lb
Dokładność	0-50 kg: $\pm 0,3$ kg; 50-100 kg: $\pm 0,4$ kg; 100-150 kg: $\pm 0,5$ kg;
Warunki pracy	Temperatura: 0 °C do 40 °C Wilgotność względna: ≤ 90 %
Warunki magazynowania	Temperatura: -20 °C do 60 °C Wilgotność względna: 10 % do 93 %
Źródło zasilania	6V (cztery baterie węglowe AAA)
Automatyczne włączanie	Technologia SENSE ON
Automatyczne wyłączenie	Po 7-13 sekundach wskazania 0.0 Po 10-20 sekundach od zablokowania wskazania

PL

Wodoszczelność IPX0

Wersja oprogramowania 1.0

Wyłączenie odpowiedzialności

CE Ponieważ produkty firmy Prestigio są nieustannie udoskonalane, oprogramowanie twojego urządzenia, jego wygląd zewnętrzny oraz funkcje, mogą różnić się nieznacznie od opisu przedstawionego w niniejszym Przewodniku Szybkiego Startu.

Prestigio oświadcza, że niniejsze urządzenie spełnia podstawowe wymagania oraz inne mające zastosowanie wymogi określone w dyrektywie UE 93/42/EWG. Pełna wersja deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem: <http://www.prestigio.com/compliance>.

Scurt ghid de utilizare
Cantar Inteligent Prestigio
pentru Masa Musculara


 Prestigio

RO

Deschideti pachetul

- Cantar Inteligent Prestigio pentru Masa Musculara
- Suport cu patru picioare
- Certificat garantie
- Patru baterii carbon dimensiune AAA- (1.5V fiecare)
- Scurt ghid de utilizare
- Notificari legale si de siguranta

Prezentare dispozitiv



Ecran LCD



kg

Kilogram



Transmitere date

lb

Greutate



Date in curs de transmitere la sistemul wireless wellness

st

Pound



Baterie descarcata

Notiuni de baza

1. Inserati bateriile

1. Deschideti compartimentul bateriei din partea din spate a cantarului.
2. Inserati bateriile (4 x 1.5V AAA) in compartimentul bateriei conform polaritatii indicate in interiorul compartimentului.
3. Inchideti compartimentul si asteptati pana cand sunt afisate pe ecranul LCD cifrele "0.0kg".

2. Aplicatia Prestigio Pentru Sanatatea Familiei



Cu ajutorul dispozitivului mobil puteti masura, stoca si impartasi cu ceilalti informatii cu aplicatia Prestigio pentru Sanatatea Familiei. Pentru a afla mai multe informatii despre aceasta aplicatie si a descarca ultima versiune, scanati codul QR cu telefonul mobil si vizitati site-ul:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Nota: aplicatia iOS este compatibila cu dispozitivele Apple echipate cu tehnologia Bluetooth SMART (iPhone 4S si variantele mai noi, generatia iPad 3 si altele mai noi, iPad Mini, generatia iPod 5 si altele mai noi).

3. Sincronizare cu Dispozitivele Mobile

1. Porniti Bluetooth si App. Asigurati-va ca ambele sunt ON cand incepeti procedura de sincronizare.
2. Apasati si tineti apasat butonul "UNITATE" din partea din spate a cantarului pentru a incepe sincronizarea.
 - Simbolul  si simbolul  vor fi afisate alternativ pe ecranul LCD, indicand ca sincronizarea este in curs.
 - Daca sincronizarea A REUSIT, simbolul [] va fi afisat pe ecranul LCD.
 - Daca sincronizarea A ESUAT, simbolul "E1" va fi afisat pe ecranul LCD.

Nota: Cantarul va reveni la zero indiferent daca sincronizarea a reusit sau nu si se va opri automat dupa 60 de secunde.

Masurare

4. Efectuarea de masuratori pe un covor

Pentru a utiliza Cantarul Inteligent pentru Masa Corporala Prestigio, va rugam sa urmati instructiunile de pe pagina urmatoare:



1. Scoateti tamponurile anti-alunecare de pe picioarele cantarului.
2. Fixati picioarele cantarului pe covor.

Nota: Cand indepartati pentru prima data tamponurile anti-alunecare ale picioarelor cantarului, este posibil sa aveti nevoie de un cutit pentru a face o mica taietura intre marginea picioarelor.

5. Selectati Unitatea de Masurare

Odata bateriile corect instalate, apasati butonul "UNITATE" din partea din spate a cantarului pentru a selecta unitatea de masurare. Unitatea setata din fabrica este "kilogram". Puteti apasa butonul "UNITATE" pentru a alege intre kilogram, pound sau alta unitate.

6. Masuratori zilnice

1. Cu ajutorul tehnologiei patentate SENSE ON, cantarul va porni automat imediat ce pasiti cu picioarele pe platforma.
2. Stati nemiscati si pastrati contactul cu cantarul pana cand greutatea este afisata pe ecranul LCD si unitatea nu mai lumineaza intermitent.
3. Cand cantarul s-a sincronizat perfect cu dispozitivul mobil si Bluetooth-ul este in pozitia ON, procesarea datelor se va face automat.



Administrare date

7. Transmitere date

Odata Cantarul Inteligent pentru masurarea Masei Corporale sincronizat cu dispozitivul mobil, masuratorile vor fi transmise

RO

automat catre dispozitivul mobil via Bluetooth.

- Simbolul  va disparea dupa transmiterea cu succes a datelor, si puteti verifica starea sanatatii dumneavoastra conform datelor stocate pe dispozitivul mobil.
- Daca transmiterea datelor a esuat, simbolul  va ramane aprins. Masuratorile vor fi pastrate temporar in cantar si se vor transmite catre dispozitivul mobil la urmatoarea masuratoare completa.



Specificatii tehnice

Item	Specificatie
Dimensiune	Cantar: 321 x 321 x 23.5 mm, Panou 321 x 321 x 6 mm
Greutate Neta	Aproximativ 1.98 kg (Exceptand celulele uscate)
Ecran	LCD Albastru cu Iluminare Alba din spate V.A.: 74 x 53 mm
Unitate de masura	Kilogram / Stone / Pound
Domeniu masura	150 kg / 330 lb
Diviziune	0.1 kg / 0.2 lb
Acuratete	0-50 kg: ± 0.3 kg; 50-100 kg: ± 0.4 kg; 100-150 kg: ± 0.5 kg;
Mediu ambiental	Temperatura: 0 °C to 40 °C Umiditate ≤ 90 % RH
Mediu stocare	Temperatura: -20 °C to 60 °C Umiditate: 10 % RH to 93 % RH
Sursa alimentare	6V (patru baterii carbon dimensiune AAA)
Auto-ON	Tehnologie SENSE ON

Auto-OFF	Aproximativ 7-13 secunde in timp ce arata 0.0 Aproximativ 10-20 secunde dupa ce datele au fost inregistrate
----------	--

Protectie impotriva patrunderii apei	IPX0
--------------------------------------	------

Versiune Software	1.0
-------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności

CE Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, partea de hardware si software a dispozitivului poate aparea si functiona usor diferit fata de modul de prezentare din acest Scurt Ghid de Utilizare.

Prestigio atesta ca acest dispozitiv indeplineste cerintele de baza si reglementarile relevante din directiva EU 93/42/EEC. Versiunea completa a declaratiei de conformitate este disponibila pe :


<http://www.prestigio.com/compliance>.

RS

Otvorite pakovanje

- Prestigio Smart Body Mass Scale
- Četiri karbonske baterije AAA (1.5V)
- Četiri nožice za postavljanje na tepih
- Vodič za brz početak
- Garantni list
- Pravna i bezbednosna obaveštenja

Pregled uređaja



LCD ekran


kg

Kilogram



Prenos podataka

lb

Pound


 Podaci su spremni za prenos do
 bežičnog wellness sistema

st

Stone



Baterija je pri kraju

Kako početi

1. Ubacivanje baterija

1. Otvorite poklopac za baterije na pozadini uređaja.
2. Ubacite baterije (4 x 1.5V AAA) u pregradak za baterije u skladu za oznakama polova naznačenim unutar spremišta.
3. Zatvorite poklopac i sačekajte da se na LCD ekranu pojavi "0.0kg".

2. Prestigio Family Health Compass – porodični kompas do dobro zdravlja




Pomoću ove aplikacije možete skladištiti, pratiti i razmenjivati sa drugima podatke koje ste dobili merenjem. Da biste saznali više informacija o ovoj aplikaciji i preuzeli najnoviju verziju, skenirajte QR kod svojim mobilnim telefonom da biste posetili sledeću stranicu:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Napomena: iOS aplikacija je kompatibilna sa Apple uređajima koji podržavaju Bluetooth SMART tehnologiju (iPhone 4S i novije verzije, iPad treće generacije i noviji uređaji, iPad Mini, iPod pete generacije i noviji uređaji).

3. Uparivanje vage sa mobilnim telefonom

1. Uključite Bluetooth i aplikaciju. Uverite se da su oba uređaja uključena prilikom uparivanja.
2. Pritisnite dugme "UNIT" na zadnjem delu vage i držite ga da bi počeo proces uparivanja.
 - Simbol  i simbol  će se naizmenično smenjivati na ekranu ukazujući da se odvija uparivanje uređaja.
 - Ukoliko je uparivanje uspešno, na ekranu će biti prikazan simbol .
 - Ukoliko uparivanje nije bilo uspešno, na ekranu će biti prikazan simbol "E1".

Napomena: Bez obzira na to da li je uparivanje bilo uspešno ili ne, vaga će se vratiti na nulto stanje i automatski će se isključiti nakon mirovanja u trajanju od 60 sekundi.

Merenje

4. Merenje na tepihu

Da biste koristili ovu smart vagu za merenje telesne težine, molimo da nožice za tepih postavite na način prikazan na sledećoj stranici:



1. Sa nožica vage skinite nastavke protiv proklizavanja.
 2. Nožice za tepih čvrsto postavite na nožice vage.
- Napomena: Da biste prvi put skinuli nastavke protiv proklizavanja, može se ukazati potreba za korišćenjem noža kako bi se napravili mali zarez između krajeva nožica vage i nastavaka protiv proklizavanja.

5. Odabir jedinice merenja

Nakon pravilno postavljanja uređaja, pritisnite dugme "UNIT" na zadnjem delu vage da biste izabrali željenu jedinicu merenja. Vaga je fabrički podešena da telesnu težinu prikazuje u kilogramima. Da biste izvršili izbor između kilograma, "stone" i funte pritisnite dugme "UNIT".


6. Svakodnevno merenje

1. Sa originalnom patentiranom tehnologijom osetljivosti, vaga će se automatski uključiti kada bosite nogom na nju.
2. Stojite mirno i ostanite u kontaktu sa vagom sve dok LCD ekran ne pokaže težinu a jedinica mere prestane da treperi.
3. Nakon uspešnog uparivanja vage sa mobilnim telefonom preko Bluetooth-a, prenos podataka će se odvijati automatski.

Upravljanje podacima


7. Prenos podataka

Nakon uspešnog uparivanja vage za merenje težine sa mobilnim telefonom, prenos podataka o merenju preko Bluetooth-a će započeti automatski.

- Simbol  će nestati nakon uspešnog prenosa podataka, a moći ćete da proveirte lične



podatke o merenu na svom mobilnom telefonu.

- U slučaju neuspešnog prenosa podataka, simbol  će ostati na ekranu. Spremní podaci o merenju će privremeno ostati sačuvani u vagi a biće preneti na vaš mobilnim telefon prilikom sledećeg uparivanja.

RS

Tehnička specifikacija

Stavka	Specifikacija
Dimenzije	Vaga: 321 x 321 x 23.5 mm, Panel: 321 x 321 x 6 mm
Neto težina	Oko 1.98 kg (bez suvih ćelija)
Ekran	Plavi LCD ekran sa belom pozadinom vertikalno poravanje.: 74 x 53 mm
Jedinica merenja	Kilogram / stone / funta
Opseg merenja	150 kg / 330 funti
Podeoci	0.1 kg / 0.2 lb
Tačnost	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg;
Radni uslovi	Temperatura: 0° do 40 °C Relativna vlažnost vazduha: ≤90 %
Uslovi skladištenja	Temperatura: -20° do 60°C Relativna lažnost vazduha: 10 % do 93 %
Izvor napajanja	6V (četiri AAA karbonske baterije)
Automatsko uključivanje	SENSE ON tehnologija
Automatsko isključivanje	Posle 7-13 dok pokazuje 0.0 Oko 10-20 sekundi nakon što su sačuvani podaci o merenju
Zaštita od prodiranja vode	IPX0
Verzija softvera	1.0



Prestigio

Vodič za brz početak
Prestigio Smart Body Mass Scale

RS

Odricanje odgovornosti

CE S obzirom da se proizvodi marke Prestigio stalno unapređuju i ažuriraju, ugrađeni softver i hardver na vašem uređaju može se neznatno razlikovati po izgledu ili imati nešto izmenjene funkcije od onih predstavljenih u ovom Vodiču za brz početak.

Ovim Prestigio izjavljuje da je uređaj proizveden u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive 93/42/EEC Evropske Unije. Pun tekst deklaracije u usaglašenosti proizvoda dostupan je na adresi:
<http://www.prestigio.com/compliance>.

Hitri začetni priročnik
Prestigio pametna tehtnica
za merjenje telesne mase


 Prestigio

SI

Odprite vaš paket




- Prestigio pametna tehtnica za merjenje telesne mase
- Štiri karbonske baterije, velikosti AAA-(1.5V vsaka)
- Štiri zaščitne nožice za uporabo na preprogi
- Hitri začetni priročnik
- Garancijski list
- Pravne in varnostne informacije

Pregled naprave



LCD prikazovalnik



kg	Kilogram		Prenos podatkov
lb	Funt		Podatki, ki čakajo na prenos na brezžični wellness sistem
st	Stone		Skoraj prazna baterija

Začetni koraki

1. Vstavitve baterij

1. Odprite baterijski pokrovček na zadnji strani tehtnice.
2. Vstavite baterije (4 x 1.5V AAA) v predalček za baterije takole, kot nakazujejo oznake za polarnost, znotraj predalčka.
3. Zaprite baterijski pokrovček in počakajte, da se na LCD zaslonu prikaže napis "0.0kg".

2. Prestigio aplikacija Vodnik po družinskem zdravju



Z Prestigio aplikacijo Vodnik po družinskem zdravju lahko vaše izmerjene podatke shranite, spremljate ali delite preko vaše mobilne naprave. Če želite zvedeti več o tej aplikaciji in naložiti zadnjo različico, z vašo mobilno napravo skenirajte QR na desni in obiščite spletno stran:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Opomba: iOS aplikacija je združljiva z napravami Apple, ki podpirajo Bluetooth SMART tehnologijo (iPhone 4S in novejši, iPad generacije 3 in noveše, iPad Mini, iPod generacije 5 in novejši).

3. Povezava tehtnice z mobilno napravo

1. Vključite povezavo Bluetooth in aplikacijo. Prepričajte se, da sta med povezavo obe napravi vključeni.
2. Za pričetek povezave pritisnite in držite gumb "UNIT" na zadnji strani naprave.
3. Izmenično se bosta na LCD prikazovalniku prikazala simbol () in simbol (), ki nakazujeta, da se povezava vzpostavlja.
 - Izmenično se bosta na LCD prikazovalniku prikazala simbol  in simbol , ki nakazujeta, da se povezava vzpostavlja.
 - Če bo povezava USPELA, se bo LCD zaslonu pojavil simbol []
 - Če povezava NI USPELA, se bo LCD zaslonu pojavil simbol "E1".

Opomba: Tehnica se bo vrnila na začetno stanje tako v primeru uspešne, kot neuspešne povezave in se bo samodejno izključila po 60 sekundah.

Merjenje

4. Merjenje na preprogi

Za uporabo Prestigio pametne tehtnice za merjenje telesne mase, prosimo dodajte zaščitne nogice za merjenje na preprogi, kot je to prikazano na sledeči strani:

15



1. Odstranite proti-zdrsne blazinice z nogic tehtnice.
2. Trdno namestite zaščitne nogice za preprogo na nogice tehtnice.

Opomba: Pri prvi odstranitvi proti-zdrsnih blazinic si boste morda morali pomagati z nožem in narediti majhno zarezo med robom nogice tehtnice in proti-zdrso blazinico.

5. Izberite enoto za merjenje

S pravilno nameščenimi baterijami, pritisnite gumb "UNIT" za zadnji strani tehtnice za izbiro merske enote. Privzeto nastavljena enota za merjenje je "kilogram". Za izbiro utežnih enot med stone, funti ali kilograme pritisnite gumb "UNIT".


6. Dnevno merjenje

1. Z originalno patentirano tehnologijo SENSE ON, se bo tehtnica samodejno vključila, ko boste nanjo stopili z bosimi nogami.
2. Stojte pri miru in imejte popoln stik z elektrodami, dokler se na LCD zaslonu ne prikaže teža in enota neha utripati.
3. Kadar je tehtnica uspešno povezana z vašo mobilno napravo in je povezava Bluetooth vključena, bo prenos podatkov potekal samodejno.


Upravljanje s podatki

7. Prenos podatkov

Če je pametna tehtnica za merjenje telesne mase uspešno povezana z vašo mobilno napravo, bodo izmerjeni podatki samodejno preneseni na vašo mobilno napravo preko povezave Bluetooth.

- Po uspešnem prenosu bo simbol  izginil, in vaše shranjene osebne zdravstvene podatke lahko preberite na mobilni napravi.



- Če prenos podatkov ni uspel, bo simbol  ostal prikazan. Podatki meritev v obdelavi bodo začasno zadržane na tehtnici in bodo prenesene na vašo mobilno napravo ob naslednjem dokončanem merjenju.

Tehnične specifikacije

Predmet	Specifikacija
Dimenzije	Tehtnica: 321 x 321 x 23.5 mm, Zaslon: 321 x 321 x 6 mm
Neto teža	Približno 1.98 kg (brez suhih celic)
Zaslon	Moder LCD zaslon z belo osvetljenim ozadjem V.A.: 74 x 53 mm
Merske enote	Kilogram / Stone / Funt
Obseg merjenja	150 kg / 330 lb
Del	0.1 kg / 0.2 lb
Natančnost	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg;
Okolje delovanja	Temperatura: 0 °C do 40 °C Vlažnost: ≤90 % EH
Okolje shranjevanja	Temperatura: -20 °C do 60 °C Vlažnost: 10 % RH do 93 % RH
Napajanje	6V (Štiri karbonske baterije, velikosti AAA)
Samodejni vklop	SENSE ON tehnologija
Samodejni izklop	Približno po 7-13 sekundah med prikazovanjem 0.0 Približno po 10-20 sekundah potem ko se podatki o teži zaklenejo
Zaščita proti vstopu vode	IPX0
Različica programske opreme	1.0

Izjava o omejitvi odgovornosti

CE Ker se Prestigio izdelki nenehno posodablajo in izboljšujejo, se lahko programska oprema pri vaši napravi malenkost razlikuje ali ima spremenjeno delovanje od opisanega v priročniku.



Prestigio izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU Direktive 93/42/EEC. Celotna različica izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani: <http://www.prestigio.com/compliance>.

SK

Otvorte balenie

- Inteligentná váha Prestigio
- Štyri uhlíkové batérie veľkosti AAA (každá 1,5 V)
- Štyri nožičky na koberec
- Krátky návod
- Záručný list
- Právne a bezpečnostné upozornenie

Popis zariadenia



LCD displej

**kg**

Kilogram



Prenos dát

lb

Libra



Dáta na prenos do bezdrôtového wellness systému

st

Kameň



Nízka úroveň batérie

Začíname

1. Vložte batérie

1. Otvorte dvierka priestoru na batérie na zadnej strane váhy.
2. Do priestoru na batérie vložte batérie (4 × 1,5 V AAA).
Dodržiujte polaritu podľa označenia v priestore na batérie.
3. Zatvorte dvierka priestoru na batérie a počkajte, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „0.0kg“.

2. Aplikácia Prestigio Family Health Compass





Pomocou aplikácie Prestigio Family Health Compass môžete ukladať, monitorovať a zdieľať namerané dáta vo svojom mobilnom zariadení. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto aplikácii alebo si prevziať jej najnovšiu verziu, vaším mobilným zariadením nasnímajte QR kód vpravo alebo navštívte priamo stránku:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Poznámka: Aplikácia pre iOS je kompatibilná so zariadeniami Apple vybavenými technológiou Bluetooth SMART (iPhone 4S a novší, iPad 3. a novšej generácie, iPad Mini, iPod 5. a novšej generácie).



3. Spárujte váhu s mobilným zariadením

1. Zapnite Bluetooth a spustite aplikáciu. Pri párovaní musia byť zapnuté obe zariadenia.
2. Párovanie spustíte podržaním tlačidla „UNIT“ na zadnej strane váhy.
 - Počas párovania sa budú na LCD striedavo zobrazovať symboly   a .
 - Pri úspešnom spárovaní sa na LCD zobrazí symbol [].
 - Pri chybe sa na LCD zobrazí symbol „E1“.

Poznámka: Po úspešnom alebo neúspešnom spárovaní sa váha vynuluje. Po 60 sekundách nečinnosti sa automaticky vypne.

Meranie

4. Meranie na koberci

Aby ste mohli používať inteligentnú váhu Prestigio, podľa postupu na nasledujúcej stránke pripievňte na ňu nožičky na koberec:

SK



1. Z nožičiek na váhe odstráňte protišmykové podložky.
2. Nožičky na koberec dôkladne nasadíte na nožičky na váhe.
Poznámka: Pri prvom odstraňovaní protišmykových nožičiek budete pravdepodobne potrebovať nôž, ktorým spravíte malý zárez medzi okrajom nožičky na váhe a protišmykovou podložkou.

5. Vyberte jednotku merania

Pri správne nainštalovaných batériách stlačte tlačidlo "UNIT" na zadnej strane váhy a vyberte jednotku merania. Štandardne je zvolená jednotka „kilogram“. Stláčaním tlačidla „UNIT“ môžete prepínať jednotky merania kilogram, kameň a libra.

6. Každodenné meranie



1. Vďaka originálnej patentovanej technológii SENSE ON sa váha zapne automaticky, ak sa na ňu postavíte bosými nohami.
2. Stojte stabilne a udržujte plný kontakt s váhou dovtedy, pokiaľ sa na LCD nezobrazí váha a jednotka neprestane blikať.
3. Ak bola váha úspešne spárovaná s vaším mobilným zariadením a je zapnuté Bluetooth, automaticky sa spustí prenos dát.

Správa dát

7. Prenos dát

Ak bola inteligentná váha Prestigio úspešne spárovaná s vaším mobilným zariadením, namerané dáta sa automaticky prostredníctvom Bluetooth prenesú do vášho mobilného zariadenia.



- Po úspešnom prenose dát zmizne symbol  a vy budete môcť vo svojom mobilnom zariadení skontrolovať osobné dáta o svojom zdraví.
- Ak prenos dát zlyhal, symbol  na displeji zostane. Neprenesené namerané dáta zostanú dočasne uložené v

pamäti váhy a do vášho mobilného zariadenia sa prenású po skončení ďalšieho merania.

SK

Technické parametre

Položka	Popis
Rozmery	Váha: 321 × 321 × 23,5 mm Panel: 321 × 321 × 6 mm
Čistá váha	Približne 1,98 kg (bez batérií)
Displej	Modrý LCD s bielym podsvietením Vzhľad: 74 x 53 mm
Jednotky merania	Kilogram, kameň, libra
Rozsah merania	150 kg / 330 lb
Najmenší dielik	0,1 kg / 0,2 lb
Presnosť	0-50 kg: ±0,3 kg; 50-100 kg: ±0,4 kg; 100-150 kg: ±0,5 kg;
Prevádzkové podmienky	Teplota: 0 °C až 40 °C Vlhkosť: ≤90 % RV
Skladovacie podmienky	Teplota: -20 °C až 60 °C Vlhkosť: 10 % RV až 93 % RV
Napájanie	6 V (štyri uhlíkové batérie veľkosti AAA)
Automatické zapnutie	Technológia SENSE ON
Automatické vypnutie	Približne po 7 – 13 sekundách pri zobrazenej hodnote 0.0 Približne po 10 – 20 sekundách po zafixovaní nameranej váhy
Ochrana proti vniknutiu vody	IPX0
Verzia softvéru	1.0

SK

Zrieknutie sa zodpovednosti

C E Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.


Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 93/42/EEC. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Paketinizi açın




- Prestigio Smart Body Mass Scale (Akıllı Tartı)
- 4 Adet AAA Karbon Pil (1.5V'lık)
- 4 Adet Halı Ayaklığı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Garanti Belgesi
- Yasal ve Güvenlik Uyarıları

Cihaza genel bakış



LCD Ekran



kg	Kilogram		Veri gönderimi
lb	Pound		Kablosuz sağlık izleme sistemine gönderilmeyi bekleyen veri
st	Stone		Düşük pil

Başlarken

1. Pilleri Takılması

1. Tartının arka kısmında yer alan pil kapağını açın.
2. Pillerin takılacağı yerlerde belirtilen kutup yönlerine göre 4 x 1.5V AAA'lık pilleri yerlerine takın.
3. Pillerin kapağını kapatın ve LCD ekranda "0.0kg" ibaresi belirene kadar bekleyin.

2. Prestigio Aile Sağlığı Pusulası uygulaması

Prestigio Aile Sağlığı Pusulası uygulaması ile mobil cihazlarınızda ölçüm verilerini saklayabilir, görüntüleyebilir ve hatta paylaşabilirsiniz. Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi almak ve son sürümünü indirmek için mobil cihazınıza sağ tarafta yer alan QR (Hızlı Yanıt) kodunu taratarak aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz:



http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Not: iOS Uygulaması, Bluetooth SMART teknolojiyle donatılmış olan iPhone 4S ve daha yeni versiyonlar, iPad 3. Nesil ve daha yeni versiyonlar, iPad Mini, iPod 5.Nesil ve daha yeni versiyonları gibi Apple marka cihazlarla uyumludur.

3. Tartının Mobil Cihazla Eşleşmesi

1. Bluetooth ve cihazı açın. Eşleşme sırasında ikisinin de açık olduğundan emin olun.
2. Eşleşmeyi başlatmak için tartının arka kısmında bulunan "BİRİM" düğmesine basılı tutun.

- LCD ekranda eşleşmenin gerçekleştiğini gösteren  ve  işaretleri alternatif olarak belirecektir.
- Eğer eşleşme başarıyla gerçekleştirilmişse LCD ekranda [] işareti belirecektir.
- Eşleşmenin başarısız olması halindeyse LCD ekranda "E1" işareti belirecektir.

Not: Eşleşme başarılı bir şekilde gerçekleşir ya da başarısız olursa tartı sıfır a dönecektir. 60 saniye bekledikten sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Ölçüm

4. Halı üzerinde Ölçüm Yapma

Prestigio Akıllı Tartı'yı kullanmak için bir sonraki sayfada gösterildiği gibi halı ayaklıklarını lütfen takın:



1. Kaymaz pedleri tartının ayaklarından çıkarın.
2. Halı ayaklıklarını tartının ayaklarına tam bir şekilde oturturun.
Not: Kaymaz pedleri ilk kez çıkarıyorsanız, tartının ayakları ve kaymaz pedin kenarından küçük bir kesik açmak için bir bıçağa ihtiyacınız olabilir.

5. Ölçüm Biriminin Seçme

Pilleri düzgün bir şekilde taktıktan sonra, ölçüm birimi seçmek için tartının arka kısmında bulunan "BİRİM" düğmesine basın. Varsayılan ölçüm birimi "kilogram"dır. Kilogram, stone ve pound gibi ağırlık birimleri arasında geçiş yapmak için "BİRİM" düğmesine basabilirsiniz.

6. Günlük Ölçüm

1. Orijinal SENSE ON patent teknolojisi sayesinde çıplak ayağınızla platforma bastığınızda tartı otomatik olarak açılacaktır.
2. Ağırlığınız LCD ekranda gösterilene ve birim göstergesi sönene kadar sabit durun ve tartıdan inmeyin.
3. Tartınız başarılı bir şekilde mobil bir cihazla eşleştirildiğinde ve Bluetooth açık olduğunda veri gönderimi otomatik olarak gerçekleşecektir.

Veri yönetimi

7. Veri Gönderimi


Akıllı Tartı ile eşleştirdiğiniz mobil cihazınıza Bluetooth sayesinde ölçüm verileri otomatik olarak gönderilecektir.



-  İşareti başarılı bir şekilde veri gönderildikten sonra kaybolacaktır. Mobil cihazınızda depolanan kişisel sağlık

TR

verilerinizi kontrol edebilirsiniz.

- Eğer veri gönderimi başarısız olursa,  işareti görülecektir. Bekleyen ölçüm verisi geçici olarak tartıda tutulacak ve bir sonraki ölçüm tamamlandığında mobil cihazınıza gönderilecektir.

Teknik Özellikler

Öge	Özellik
Boyutlar	Tartı: 321 x 321 x 23.5 mm, Panel: 321 x 321 x 6 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 1.98 kg (Kuru piller hariç)
Ekran	Beyaz arka ışıklı mavi LCD ekran V.A.(Dikey Hizalama): 74 x 53 mm
Ölçme Birimi	Kilogram / Stone / Pound
Ölçme Aralığı	150 kg / 330 lb
Ağırlık Dağılımı	0.1 kg / 0.2 lb
Hassasiyet	0-50 kg: ± 0.3 kg; 50-100 kg: ± 0.4 kg; 100-150 kg: ± 0.5 kg;
Çalışma Koşulları	Sıcaklık: 0 °C 'den 40 °C Nem: \leq % 90 Bağıl Nem
Saklama Koşulları	Sıcaklık: -20 °C 'den 60 °C Nem: % 10 Bağıl Nem'den % 93 Bağıl Nem'e
Güç Kaynağı	6V (4 adet AAA karbon pil)
Otomatik Açılma	SENSE ON teknolojisi
Otomatik Kapanma	0.0'ı gösterirken yaklaşık 7-13 saniye arası Ağırlık verisi çıktıktan sonra yaklaşık 10-20 saniye arası
Su Almaya Karşı Koruma	IPX0
Yazılım Sürümü	1.0

Uyarı

CE Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda belirtilmiş olandan biraz daha farklı görünüm veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.

TR

Prestigio, söz konusu cihazın 93/42/EEC sayılı AB Direktifi tarafından belirtilmiş olan temel yükümlülüklerle ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder.


Uygunluk Beyanatının tam versiyonunu aşağıdaki adreste bulunabilirsiniz:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Вміст упаковки

- Ваги Prestigio Smart Body Mass Scale
- Чотири вуглецеві батарейки розміру AAA (1,5 В кожна)
- Чотири килимові ніжки
- Коротке керівництво користувача
- Гарантійний талон
- Юридичні аспекти та інформація з техніки безпеки


Огляд пристрою



РК-дисплей



kg Кілограм  Передача даних

lb Фунт  Дані в процесі передачі на бездротову систему охорони здоров'я

st Стоун  Батарея розряджена

Початок роботи

1. Установка батарейок

Відкрийте кришку батарейного відсіку на задній поверхні пристрою.

Вставте батарейки (4 x 1,5 В ААА) у відсік відповідно до позначок полярності всередині відсіку.

Закрийте кришку батарейного відсіку та зачекайте появи напису «0.0kg» на РК-дисплеї.

2. Програма Prestigio Family Health Compass

Ви можете зберігати, контролювати та надсилати іншим дані на вашому смартфоні або планшетному комп'ютері за допомогою програми Prestigio Family Health Compass. Щоб отримати більш детальну інформацію про програму та завантажити останню версію, проскануйте QR-код в правій частині свого мобільного пристрою, щоб відвідати наступний сайт:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html






Зверніть увагу, що програма для iOS сумісна з пристроями Apple, оснащеними технологією Bluetooth SMART (iPhone 4S та новіші версії, iPad 3-го покоління та новіші, iPad Mini, iPod 5-го покоління та новіші).

3. Парування ваг з мобільними пристроями

1. Увімкніть Bluetooth і запустіть програму. Переконайтесь, що вони увімкнені при виконанні парування.

2. Натисніть на утримуйте кнопку UNIT на задній поверхні ваг, щоб розпочати парування.

- Символ  і символ  будуть відображатися на РК-дисплеї по черзі, вказуючи на процес виконання парування.
- Якщо парування завершено УСПІШНО, на РК-дисплеї відображається символ .
- Якщо виникла ПОМИЛКА, на РК-дисплеї відображається символ «E1».

Зверніть увагу, що ваги повернуться на нуль, незалежно від того, чи успішно виконано парування, а також пристрій автоматично вимкнеться через 60 секунд стабільного стану.

Вимірювання

4. Виконання вимірювання на килимі

При використанні ваг Prestigio Smart Body Mass Scale, будь ласка, встановіть килимові ніжки, як показано на наступній сторінці:



1. Зніміть неслизькі підкладки з ніжок.
2. Закріпіть міцно килимові ніжки на підставці ваг. Зверніть увагу, що при першому зніманні неслизьких підкладок може знадобитися ніж, щоб зробити невеликий надріз між краєм ніжки ваг та неслизької підкладки.

5. Вибір одиниці вимірювання

Встановивши батарейки, натисніть кнопку UNIT на задній поверхні ваг, щоб обрати одиницю вимірювання. Одиницею вимірювання за замовчуванням є «кілограм». Ви можете натиснути кнопку UNIT та вибрати кілограми, стоуни або фунти.



6. Щоденні вимірювання

1. Завдяки оригінальній запатентованій технології SENSE ON, ваги автоматично вмикаються, коли ви стаєте на платформу босоніж.
2. Стійте спокійно та утримуйте повний контакт з вагами, доки на РК-дисплеї не з'явиться ваша вага, а цифри перестануть блимати..
3. Коли ваші ваги успішно паруються з вашим мобільним пристроєм та Bluetooth увімкнено, передача даних проходить також автоматично.

Управління даними

7. Передача даних

При успішному паруванні ваг Smart Body Mass Scale з вашим мобільним пристроєм, дані вимірювання автоматично переносяться на мобільний пристрій через Bluetooth.

- Символ  зникає після успішної передачі даних, і ви можете переглянути власні медичні дані на своєму мобільному пристрої.
- Якщо виникла помилка при передачі даних, символ  залишається на екрані. Дані вимірювання тимчасово залишаються на вагах і будуть передані на мобільний пристрій при виконанні наступного вимірювання.



Технічні характеристики

Параметр	Характеристики
Розміри	Ваги: 321 x 321 x 23.5 mm, Panel: 321 x 321 x 6 mm
Чиста вага	Приблизно 1,98 кг (без батарейок)
Дисплей	Синій РК-дисплей з білим підсвічуванням Панель: 74 x 53 мм
Одиниці вимірювання	Кілограм/стоун/фунт
Діапазон вимірювань	150 кг / 330 фунтів
Поділка шкали	0,1 кг / 0,2 фунтів
Точність	0-50 кг: $\pm 0,3$ кг; 50-100 кг: $\pm 0,4$ кг; 100-150 кг: $\pm 0,5$ кг;
Робоче середовище	Температура: 0 - 40 °C Вологість: ≤ 90 % відносної вологості
Середовище для зберігання	Температура: -20 - 60 °C Вологість: 10 % - 93 % відносної вологості
Джерело живлення	6 В (чотири вуглецеві батарейки розміру AAA)
Автоматичне ввімкнення	Технологія SENSE ON

UA

Автоматичне вимкнення	Через 7-13 секунд відображення символів 0.0 Через 10-20 секунд після блокування даних ваги
Захист від потрапляння води	IPX0
Версія ПЗ	1.0

Відмова від зобов'язань

CE Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються та покращуються, програмне та апаратне забезпечення вашого пристрою може дещо відрізнятись або мати дещо іншу функціональність в порівнянні з описом у цьому короткому керівництві користувача.

Ця компанія Prestigio заявляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним постановам директиви ЕС 93/42/ЕЕС. Повна версія заяви про відповідність доступна на сайті:
<http://www.prestigio.com/compliance>.