


Open your package

- Prestigio Smart Body Fat Scale
- Four AAA-size carbon batteries (1.5V each)
- Four carpet feet
- Quick start guide
- Warranty card
- Legal and safety notice

Device overview



LCD display



kg Kilogram

Successful Bluetooth Connection

stlb Stone

Data transmitting / pending to transmit to wireless wellness system

lb Pound

Low Battery

Getting started

1. General Instructions

Prestigio Smart Body Fat Scale lets a small amount of weak (less than 1mA) current flow through the human body, so as to detect the bio-impedance and estimate body fat.

However, please be aware that anyone with an wearable or implantable medical electronic instrument, such as a pacemaker, must avoid using this device.

2. Insert the Batteries

- 1) Open the battery door in the back of the scale.
- 2) Insert the batteries (4 x 1.5V AAA) into the battery compartment according to the polarity indications marked inside the compartment.
- 3) Close the battery door and wait until the digits "0.0kg" is shown on the LCD.

3. Prestigio Family Health Compass application

You may store, monitor and share measurement data on your smartphone or tablet with Prestigio Family Health Compass application. To learn more about this application and download the latest version, scan the QR code at right with your mobile device to visit:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Note: iOS application is compatible with Apple devices equipped with Bluetooth® SMART technology (iPhone 4S and newer, iPad generation 3 and newer, iPad Mini, iPod generation 5 and newer).

Android Application is compatible with devices equipped with Bluetooth® SMART technology and running Android version 4.3 or higher.




Please see <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility> for details.



4. Pair-up the Scale with Mobile Device

- 1) Turn on Bluetooth and App. Make sure both are ON when pair-up is proceeding.

2) Press and hold "UNIT" button in the back of the scale to start pair-up.

- Symbol  and symbol  will be shown on the LCD alternatively, indicating pair-up is proceeding.
- If SUCCEED, symbol [] will be shown on the LCD.
- If FAIL, symbol "E1" will be shown on the LCD.

Measurement

5. Taking Measurements on a Carpet

For using Prestigio Smart Body Fat Scale, please add the carpet feet as demonstrated in the following page:



- 1) Remove the non-slip pads from the scales feet.
- 2) Fit the carpet feet firmly onto the scale's feet.

Note: For the first removal of non-slip pads, you may need to use the assistance of a knife to make a small cut between the edge of the scale feet and the non-slip pad.

6. Select Measurement Unit

With batteries correctly installed, press "UNIT" button in the back of the scale to select measurement unit. The default measurement unit is "kilogram". You may press "UNIT" button to choose among kilogram, stone and pound.

7. Daily Measurement



- 1) With original SENSE ON patent technology, the scale will automatically switch on as you step on the platform barefooted.
- 2) Stand still and keep full contact with the electrodes until the LCD stops displaying moving "0".
- 3) When your scale is successfully paired with your mobile device and the Bluetooth is ON, it will process data transmission automatically.



Data management

8. Data Transmission

With Smart Body Fat Scale successfully pair-up with your mobile device, the measurement data will be automatically transmitted to your mobile device via Bluetooth.

- The symbol  will disappear after successful data transmission, and you may check your personal health data stored in your mobile device.
- If the data transmission fails, the symbol  will remain. The pending measurement data will be temporarily kept in the scale and transmitted to your mobile device when next measurement is completed.




Technical Specifications

Item	Specification
Dimension	Scale: 310 x 310 x 24.2 mm, Panel: 310 x 290.5 x 6 mm
Net Weight	Approximately 1.8 kg (Excluding the dry cells)
Display	Digital LCD with White Backlight V.A.: Round, 70 mm in diameter
Measurement Unit	Kilogram / Stone / Pound
Measurement Range	5 kg to 180 kg / 0 st: 11 lb to 28 st: 5 lb / 11 lb to 397 lb
Division	0.1 kg / 0.2 lb
Accuracy	0-50 kg: ± 0.3 kg; 50-100 kg: ± 0.4 kg; 100-150 kg: ± 0.5 kg; 150-180 kg: ± 0.7 kg
Working Environment	Temperature: 0 °C to 40 °C Humidity: ≤ 90 % RH
Storage Environment	Temperature: -20 °C to 60 °C Humidity: 10 % RH to 93 % RH
Power Source	6V (Four AAA-size carbon batteries)
Auto-ON	SENSE ON technology
Auto-OFF	About 10 seconds while showing 0.0 About 15 seconds after the weight data is locked
Protection Against Ingress of Water	IPX0

Disclaimer

Please be aware that this device is designed for adults' self-measuring and self-monitoring body fat level. Any information provided by this device is in no way meant to treat, cure or prevent any disease or illness from happening. This device should not be used by anyone who is acutely or chronically ill, suffering from a disease or taking medications that affect your water levels.

 As Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionalities than presented in this quick start guide.



Prestigio hereby states that this device complies to basic requirements and other relevant regulations given by the EU directive 93/42/EEC. Full version of the declaration of conformity is available on:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Комплект поставки




- Весы Prestigio Smart Body Fat Scale
- Четыре ножки для ковра
- Гарантийный талон
- Четыре батарейки типа AAA (1.5V)
- Краткое руководство пользователя
- Инструкции по безопасности

Обзор устройства



ЖК-дисплей



kg Килограмм		Успешное Bluetooth-соединение
stlb Стоун		Передача данных / ожидание передачи данных для беспроводной системы
lb Фунт		Низкий уровень заряда батареек

Начало работы

1. Общие инструкции

Весы Prestigio Smart Body Fat Scale с функцией анализа доли жировой ткани используют ток малой силы (менее 1 мА), пропуская его через тело человека, для проведения биоимпедансометрии и определения примерной доли жировой ткани.

Обратите внимание, что лицам с переносными или имплантированными электронными устройствами, такими как, например, электронный стимулятор сердца, не рекомендуется пользоваться весами с функцией анализа доли жировой ткани.

2. Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек на задней панели устройства.
- 2) Установите батарейки (4 x 1.5V AAA) в отсек для батареек, соблюдая полярность.
- 3) Закройте крышку отсека и дождитесь, пока на экране появится индикация "0.0kg".

3. Приложение Prestigio Family Health Compass

При помощи приложения Prestigio Family Health Compass Вы можете снимать, сохранять и делиться данными своих наблюдений при помощи смартфона или планшета. Для получения дополнительной информации о приложении и получения его последней версии просканируйте QR-код справа при помощи своего мобильного устройства и посетите сайт:



http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html




Внимание: приложение iOS совместимо с устройствами Apple, оборудованными технологией Bluetooth® SMART (iPhone 4S и новее, iPad 3-го поколения и новее, iPad Mini, iPod 5-го поколения и новее).

Приложение Android совместимо с устройствами, оборудованными технологией Bluetooth® SMART с версией Android 4.3 или выше.

Подробности по адресу

<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.


4. Совместная работа весов с мобильными устройствами

- 1) Включите Bluetooth и приложение. Убедитесь, что оба устройства включены во время процесса соединения.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку "UNIT" на задней панели устройства для начала подключения.
 - Символ  и символ  будут отображаться на экране, указывая на ход процесса соединения.
 - При успешном подключении на экране появится символ [].
 - При неудачном соединении на экране будет отображен символ "E1".

Измерения

5. Измерение веса на ковре

Для использования весов Prestigio Smart Body Fat Scale на мягкой поверхности (ковре) установите специальные подставки, как показано на примере:



- 1) Снимите противоскользящие наклейки с ножек весов.
- 2) Установите специальные подставки для ковра на ножки. Внимание: при первом снятии противоскользящих накладок Вам может понадобится нож или другой острый предмет, чтобы сделать надрез между краем ножки и противоскользящей подставкой.

6. Выбор единиц измерения

Убедитесь в правильности установки батареек, нажмите кнопку "UNIT" на задней панели устройства для выбора единиц измерения. По умолчанию используется единица измерения "килограмм". При помощи нажатия кнопки "UNIT" Вы можете выбрать килограммы, стоуны или фунты.

7. Ежедневные измерения

- 1) При помощи оригинальной запатентованной технологии SENSE ON весы будут автоматически включены после того, как Вы наступите на платформу весов босой ногой.
- 2) Станьте на весы и убедитесь в полном и надежном контакте электродов со ступнями – на экране появится перемещающаяся пиктограмма "o".





- 3) При успешном соединении весов с мобильным устройством и включенной функцией Bluetooth передача данных начнется автоматически.

Управление данными

8. Передача данных

При успешном соединении весов с мобильным устройством и включенной функцией Bluetooth передача данных на мобильное устройство начнется автоматически при помощи технологии Bluetooth.



- После окончания передачи данных с экрана исчезнет символ  – теперь Вы можете получить доступ к своим измерениям на экране Вашего мобильного устройства.
- Если передача данных не состоялась, на экране останется символ . Данные измерений будут временно сохранены в памяти весов и могут быть переданы в мобильное устройство при следующем успешном сеансе связи.

Технические характеристики

Пункт	Описание
Габариты	Весы: 310 x 310 x 24.2 мм, Панель: 310 x 290.5 x 6 мм
Вес нетто	Примерно 1.8 кг (без батареек)
Дисплей	ЖК-дисплей с белой подсветкой круглый, 70 мм в диаметре
Единицы измерения	килограмм/ стоун/ фунт
Диапазон измерений	От 5 кг до 180 кг / 0 st: 11 lb to 28 st: 5 lb / от 11 фунтов до 397 фунтов
Цена деления	0.1 кг / 0.2 фунта
Точность	0-50 кг: ±0.3 кг; 50-100 кг: ±0.4 кг; 100-150 кг: ±0.5 кг; 150-180 кг: ±0.7 кг
Условия работы	Температура: от 0 °C до 40 °C Влажность: ≤90 % RH
Условия хранения	Температура: от -20 °C до 60 °C Влажность: от 10 % RH до 93 % RH
Источник питания	6V (4 батарейки типа AAA)

Авто-ВКЛ.	Технология SENSE ON
Авто-ВЫКЛ.	Около 10 секунд при индикации 0.0 Около 15 секунд при отображении измеренного веса
Защита от воды	IPX0
Версия ПО	1.0

Примечание

Обратите внимание, что данное устройство создано для самостоятельного измерения и анализа доли жировой ткани у взрослых. Любая информация, полученная при помощи данного устройства, не предназначена для использования в лечебных или профилактических целях. Данное устройство не следует использовать лицам, страдающим острыми или хроническими заболеваниями, а также принимающими медикаменты, влияющие на изменение водного баланса организма.

CE Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве. Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы 93/42/ЕЕС. Для получения дополнительной информации см.: <http://www.prestigio.com/compliance>.

فتح العبوة

جهاز قياس دهون الجسم الذكي من Prestigio 4 بطاريات كربون مقاس AAA
(كل منها 1.5 فولت)


دليل البدء السريع

أربعة أقدام لتثبيت الجهاز على الأرض

بطاقة الضمان

الإشعارات القانونية وإشعارات السلامة

نظرة عامة على الجهاز



شاشة LCD



اتصال Bluetooth ناجح



كيلوجرام kg

 يجري بث البيانات / في انتظار بثها إلى نظام
 السلامة اللاسلكي


ستون stlb

شحن البطارية ضعيف



رطل lb

بدء الاستخدام

1. تعليمات عامة

يسمح جهاز قياس دهون الجسم الذكي من Prestigio بمرور مقدار ضئيل للغاية من التيار (أقل من 1 ميلي أمبير) عبر الجسم البشري، من أجل اكتشاف المقاومة الحيوية و تقدير دهون الجسم. ومع ذلك، الرجاء ملاحظة أن أي شخص يستخدم معدات إلكترونية طبية مزروعة بالجسم أو يمكن أن تتعرض للتلف، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، يجب عليهم تجنب استخدام هذا الجهاز.

2. تركيب البطارية

- (1). افتح باب البطارية في الجزء الخلفي من جهاز القياس.
- (2). قم بتركيب البطاريات (4 بطاريات مقاس AAA جهد 1.5 فولت) في مقصورة البطارية بموجب علامات القطبية المرسومة داخل المقصورة.
- (3). قم بإغلاق باب البطارية وانتظر إلى أن تظهر العبارة "0.0 كجم" على شاشة LCD.

3. تطبيق Prestigio Family Health Compass

يمكن أن تقوم بتخزين ومراقبة ومشاركة بيانات القياس على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الخاص بك من خلال تطبيق Prestigio Family Health Compass. للتعرف على المزيد من المعلومات حول هذا التطبيق ولتنزيل أحدث الإصدارات، قم بمسح رمز QR في اليمين باستخدام الجهاز المحمول الخاص بك من أجل زيارة الموقع:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



ملاحظة: تطبيق iOS متوافق مع أجهزة Apple المزودة بتقنية iPhone 4S (iPhone 4S) و iPad الجيل الثالث وما بعده، و iPad Mini، و iPod الجيل الخامس وما بعده.

تطبيق Android متوافق مع الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth® SMART والتي تستخدم نظام التشغيل Android الإصدار 4.3 أو الإصدارات التالية.




الرجاء الاطلاع على الموقع

<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility> للحصول على المزيد

من التفاصيل.

4. إقران جهاز القياس مع الجهاز المحمول


- (1). قم بتشغيل Bluetooth والتطبيق. تحقق من تشغيلهما أثناء إجراء عملية الإقران.
- (2). اضغط مع الاستمرار على الزر "UNIT(الوحدة)" في الجزء الخلفي من الجهاز لبدء عملية الإقران.

- يتم عرض الرمز  والرمز  على شاشة LCD بالتبادل، مما يشير إلى تقدم عملية الإقران.
- إذا نجحت عملية الإقران، يتم عرض الرمز  على شاشة LCD.
- أما إذا فشلت عملية الإقران، يتم عرض الرمز "E1" على شاشة LCD.

القياس

5. أخذ القياسات على سجادة

من أجل استخدام جهاز قياس دهون الجسم الذكي من Prestigio، الرجاء تركيب أقدام التثبيت على الأرض كما هو موضح في الصفحة التالية.



- (1). قم بإزالة وسائد منع الانزلاق من أقدام الأجهزة.
 - (2). قم بتركيب أقدام التثبيت على الأرضية بإحكام في أقدام جهاز القياس.
- ملاحظة: عند إزالة وسائد منع الانزلاق للمرة الأولى، قد تحتاج إلى استخدام سكين لعمل شق صغير بين حافة جهاز القياس ووسادة منع الانزلاق.

6. اختيار وحدة القياس

بعد تركيب البطاريات بالشكل الصحيح، اضغط على الزر "UNIT(الوحدة)" في الجزء الخلفي من جهاز القياس لاختيار وحدة القياس. وحدة القياس الافتراضية هي "الكيلوجرام". يمكن الضغط على الزر "UNIT(الوحدة)" للاختيار بين وحدات القياس بالكيلوجرام و الاستون والرطل.

7. القياس اليومي

- (1). من خلال تقنية SENSE ON الأصلية الخاصة بالشركة، يعمل جهاز القياس بشكل تلقائي بمجرد أن تصعد على منصته وأنت عار ي القدمين.
- (2). قف بثبات و لمس الأقطاب الكهربائية بشكل كامل إلى أن تتوقف شاشة LCD عن عرض حرف "o" المتحرك.
- (3). عندما يتم إقران جهاز القياس بنجاح مع الجهاز المحمول الخاص بك وأثناء تشغيل Bluetooth، سيقوم ببث البيانات تلقائيًا.




إدارة البيانات

8. بث البيانات

- عندما يتم إقران جهاز قياس دهون الجسم الذكي بنجاح مع الجهاز المحمول الخاص بك، يتم بث بيانات القياس تلقائيًا إلى الجهاز المحمول عبر Bluetooth.
- ويختفي الرمز  بعد نقل البيانات بنجاح، ويمكن أن تقوم بفحص بيانات الصحة الخاصة بك المخزنة في الجهاز المحمول.



- إذا فشل نقل البيانات، يبقى الرمز  معروضاً. ويتم الاحتفاظ بالبيانات المعلقة بشكل مؤقت في جهاز القياس ويتم بثها إلى الجهاز المحمول الخاص بك في المرة التالية التي يتم فيها إجراء القياس.

المواصفات الفنية

العنصر	المواصفات
الأبعاد	جهاز القياس: 24.2 x 310 x 310 مم، اللوحة: 6 x 290.5 x 310 مم
الوزن الصافي	حوالي 1.8 كجم (بإستثناء البطاريات الجافة)
الشاشة	شاشة LCD رقمية مع خلفية بيضاء V.A.: مستدير، قطر 70 مم
وحدة القياس	كيلوجرام / استون / رطل
نطاق القياس	5 كجم إلى 180 كجم 0 / ستون 11 رطلاً إلى 28 ستون: 5 أرطال 11 / رطلاً إلى 397 رطلاً
التقسيم	0.1 كجم / 0.2 رطل
الدقة	0-50 كجم: ± 0.3 كجم؛ 50-100 كجم: ± 0.4 كجم؛ 100-150 كجم: ± 0.5 كجم؛ 150-180 كجم: ± 0.7 كجم.
بيئة العمل	درجة الحرارة: 0 إلى 40 درجة مئوية الرطوبة: $\geq 90\%$ رطوبة نسبية
بيئة التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 60 درجة مئوية الرطوبة: رطوبة نسبية 10% إلى رطوبة نسبية 93%
مصدر الطاقة	6 فولت (4 بطاريات كربون مقاس AAA)
تشغيل تلقائي	تقنية SENSE ON
إيقاف التشغيل التلقائي	حوالي 10 ثوان أثناء إظهار 0.0 حوالي 15 ثانية بعد أن يتم تثبيت بيانات الوزن
حماية ضد دخول المياه	IPX0
إصدار البرنامج	1.0

إخلاء المسؤولية

الرجاء ملاحظة أن هذا الجهاز مصمم لقياس ومراقبة مستوى دهون الجسم بشكل ذاتي للبالغين. والمعلومات التي يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى علاج أو معالجة أو منع وقوع أي أمراض أو مشكلات صحية. يجب ألا يتم استخدام هذا الجهاز من خلال أي شخص مريض بشكل مزمن أو حاد، أو يعاني من مرض أو يتناول الأدوية التي تؤثر على مستويات المياه.

نظرًا لتحديث وتطوير منتجات Prestigio الخاصة بك بشكل مستمر، يمكن أن تظهر البرامج والأجهزة المزودة في جهاز القياس الخاص بك مختلفة قليلًا في الشكل أو قد يتم تعديل وظائفها بشكل قليل عما يظهر في دليل البدء السريع هذا.




وتنص شركة Prestigio بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية وغير ذلك من اللوائح ذات الصلة المحددة في التوجيه الأوروبي رقم 93/42/EEC. يتاح الإصدار الكامل لإعلان التوافق على الموقع:
<http://www.prestigio.com/compliance>

Otvorite pakovanje

- Prestigio pametna vaga za mjerenje tjelesne masnoće
- Četiri podmetača za tepih
- Garantni list
- Četiri AAA karbonske baterije (svaka od 1,5V)
- Kratko uputstvo
- Uputstvo o bezbjednosti i pravnim posljedicama

Opis uređaja



LCD ekran



kg Kilogram



Uspješno uspostavljena bluetooth veza

stlb Kamen



Prenos podataka / čeka se na prenos na bežični velnes sistem

lb Funta



Baterija skoro prazna

BA

Početna uputstva

1. Opšta uputstva

Prestigio pametna vaga za mjerjenje tjelesne masnoće pušta malu količinu slabe (slabije od 1mA) struje kroz ljudsko tijelo kako bi detektovala biološke prepreke i procijenila količinu tjelesne masnoće. Međutim, molimo vas da vodite računa da osobe koje koriste prenosni ili ugrađeni elektronski instrument kao što je pejsmejker, ne smije koristiti ovaj uređaj.

2. Ubacite baterije

- 1) Otvorite poklopac na prostoru za baterije na zadnjoj strani vage.
- 2) Ubacite baterije (4 x 1,5V AAA) u prostor za baterije u skladu sa oznakama polariteta unutar prostora.
- 3) Zatvorite poklopac i sačekajte dok se na ekranu ne pokažu cifre "0,0kg".

3. Prestigio aplikacija Kompas porodičnog zdravlja

Možete sačuvati, pratiti i podijeliti rezultate mjerenja preko vašeg pametnog telefona ili tableta uz pomoć Prestigio aplikacije Kompas porodičnog zdravlja. Kako biste više saznali o ovoj aplikaciji i preuzeli najnoviju verziju, skenirajte QR kod sa desne strane vašim prenosnim uređajem i posjetite:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Napomena: iOS aplikacija je kompatibilna sa Apple uređajima sa Bluetooth® SMART tehnologijom (iPhone 4S i noviji, iPad-i treće generacije i noviji, iPad mini, iPod-I pete generacije i noviji),

Android aplikacija je kompatibilna sa uređajima opremljenim Bluetooth® SMART tehnologijom

koji rade na Android 4.3 i novijim verzijama. Detalje potražite na:




<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>



4. Povežite vagu sa prenosnim uređajem

- 1) Uključite bluetooth i aplikaciju. Provjerite da su oboje uključeni u toku povezivanja.


2) Pritisnite i zadržite dugme "UNIT" na zadnjoj strani vage kako biste pokrenuli povezivanje.

- Oznaka  i oznaka  naizmjenično će se prikazivati na ekranu, označavajući da je povezivanje u toku.
- Ukoliko je USPJEŠNO, oznaka  će se prikazati na ekranu.
- Ukoliko NIJE USPJEŠNO, oznaka "E1" će se prikazati na ekranu.

Mjerenje

5. Mjerenje na tepihu

Kako biste koristili Prestigio pametnu vagu za mjerenje tjelesne masnoće, molimo vas da postavite podmetače za tepih kako je prikazano na sljedećoj strani:



1) Uklonite podloške protiv proklizavanja sa nožica vage.

2) Čvrsto montirajte podmetače za tepih na nožice vage.

Napomena: Prilikom prvog uklanjanja podloški protiv proklizavanja, može biti potrebno da se poslužite nožem kako biste napravili mali prorez između nožica vage i podloški protiv proklizavanja.

6. Izaberite mijernu jединicu

Nakon što ste pravilno ubacili baterije, pritisnite dugme "UNIT" na zadnjem dijelu vage kako biste izabrali mijernu jединicu. Osnovna mjerna jединica je "kilogram". Možete pritisnuti dugme "UNIT" kako biste izabrali između kilograma, kamena i funte.

7. Dnevno mjerenje

1) Sa originalnom SENSE ON patentiranom tehnologijom, vaga će se automatski upaliti čim stanete na nju bosih nogu.

2) Stojte mirno i zadržite puni kontakt sa elektrodama dok ne prestane da prikazuje na ekranu pokretno "0".

3) Kada je vaša vaga uspješno povezana sa vašim prenosnim uređajem i bluetooth je uključen, prenos podataka će se pokrenuti automatski.



Upravljanje podacima



8. Prenos podataka

Kada je pametna vaga za mjerenje tjelesne masnoće uspješno

povezana sa vašim prenosnim uređajem, podaci o mjeranju automatski će se prenijeti na vaš prenosni uređaj preko bluetootha.



BA

- Oznaka  će nestati nakon uspješnog prenosa podataka i potom možete podatke o vašem zdravlju koji su sačuvani na vašem prenosnom uređaju.
- Ukoliko je prenos podataka neuspješan, oznaka  će ostati prikazana. Podaci o mjeranju koji su na čekanju, privremeno će biti sačuvani na vagi i prenijeće se na vaš prenosni uređaj kada naredno mjerjenje bude okončano.

Tehničke specifikacije

Jedinica	Specifikacije
Dimenzije	Vaga: 310 x 310 x 24,2 mm, Panel: 310 x 290,5 x 6 mm
Neto težina	Oko 1,8 kg (bez baterija)
Ekran	Digitalni LCD sa bijelim pozadinskim osvjetljenjem V.A.: Okrugao, 70 mm u promjeru
Jedinica mjere	Kilogram / Kamen / Funta
Mjerni raspon	5 kg do 180 kg / Okamenova: 11 funti do 28 kamenova: 5 funti / 11 funti do 397 funti
Odnos	0,1 kg / 0,2 funti
Preciznost	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg; 150-180 kg: ±0.7 kg
Uslovi za funkcionisanje	Temperatura: 0 °C to 40 °C Vlažnost vazduha: ≤90 % RH
Uslovi skladištenja	Temperatura: -20 °C to 60 °C Vlažnost vazduha: 10 % RH do 93 % RH
Izvor napajanja	6V (četiri karbonske AAA baterije)
Auto-ON	SENSE ON tehnologija

Auto-OFF	Oko 10 sekundi dok se prikazuje 0,0 Oko 15 sekundi nakon zaključavanja podataka o težini
----------	--

Zaštita od prodora vode	IPX0
----------------------------	------

Verzija softvera	1,0
------------------	-----

Izjava o ograničenju odgovornosti

Vodite računa da je ovaj uređaj namijenje odraslima kako bi samostalno mjerili i pratili nivo tjelesne masnoće. Nijedna informacija koju vam pruži ovaj uređaj ne može se smatrati tretmanom, lijekom ili prevencijom bilo koje bolesti ili oboljenja. Ovaj uređaj ne bi trebalo da koristi niko ko ima neku akutno ili hronično stanje, ko boluje od nečega ili uzima lijekove koji utiču na nivo vode u organizmu.



CE Kako se proizvodi Prestigio neprekidno ažuriraju i unapređuju, softver i hardver Vašeg uređaja može izgledati malo drugačije ili može biti izmijenjene funkcionalnosti u odnosu na to kako je predstavljen u ovom kratkom uputstvu.

Prestigio ovim putem izjavljuje da ovaj uređaj ispunjava osnovne uslove i ostale odgovarajuće propise date u direktivi EU br. 93/42/EEC. Puna verzija izjave o ispunjavanju uslova dostupna je na: <http://www.prestigio.com/compliance>.

Отворете вашия пакет


- Интелигентен уред за измерване на телесни мазнини на Prestigio
- Четири килимчета – подложки за крака
- Гаранционна карта
- Четири AAA-размер въглеродни батерии (1,5V)
- Кратко ръководство
- Правни забележки, мерки за безопасност


Преглед на устройството



LCD екран



kg килограм  Успешно свързване по Bluetooth

stlb стоун  Данните в очакване да бъдат предадени към безжична здравна система

lb фунт  Изтощена батерия

Първи стъпки

1. Общи инструкции

Интелигентният уред за измерване на телесни мазнини на Prestigio (Prestigio Smart Body Fat Scale) пуска слаб ток (под 1 mA) през човешкото тяло, за да измери био-импеданса и по този начин да направи оценка на телесните мазнини. Независимо от малката величина на тока, хората с преносими или имплантирани медицински електронни устройства като пейсмейкър трябва да избягват да използват този уред.

2. Поставяне на батериите

- 1) Отворете вратичката на гнездото за батерии от задната страна на уреда.
- 2) Поставете батериите (4 x 1,5V AAA) в гнездото за батерии според указанията за поляритета им, отбелязани отвътре на гнездото.
- 3) Затворете вратичката на гнездото за батерии и изчакайте, докато се появи надпис "0.0kg" на LCD екрана.

3. Приложение Семейен здравен компас на Prestigio (Prestigio Family Health Compass)

С приложението Prestigio Family Health Compass можете да съхранявате, да следите и споделяте данни от измерванията на вашето мобилно устройство. За да научите още за това приложение и да изтеглите последната му версия, сканирайте QR кода отдясно с вашето мобилно устройство, за да посетите:






http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Заб: iOS приложението е съвместимо с Apple устройства оборудвани с Bluetooth® SMART технология (iPhone 4S и по-нов, iPad 3 и по-нов, iPad mini, iPod 5 и по-нов).

Android приложението е съвместимо с устройства оборудвани с Bluetooth® SMART технология работещи под Android, версия 4.3 или по-нова. За повече информация посетете

<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>

4. Свързване в „двойка“ на уреда с мобилно устройство

- 1) Включете Bluetooth и приложението. Уверете се, че и двете устройства са включени, когато се извършва сдвояване.
- 2) Натиснете и задръжте бутон “UNIT” (мерни единици) отзад на уреда, за да започне сдвояването.
 - На LCD екрана ще се показват символ  и символ  сменяйки се, за да посочат, че се извършва сдвояване.
 - При УСПЕХ, на екрана ще се покаже символа [].
 - При НЕУСПЕХ, на екрана ще се покаже символа “E1”.

Измерване

5. Измервания върху килимчето

За да използвате интелигентния уред за измерване на телесни мазнини Prestigio, моля добавете килимчета-крака, както е илюстрирано на следващата страница:



- 1) Отстранете неплъзгащите подложки за от крачетата на уреда.
- 2) Поставете килимчетата-крачета здраво върху крачетата на уреда.

Забележка: При първото премахване на неплъзгащите подложки, може да ви е необходим нож за малък разрез между ръба на крачетата на кантара и неплъзгащата подложка.

6. Избор на измервателни единици

С правилно поставени батерии, натиснете бутона “UNIT” (мерни единици) отзад на уреда. По подразбиране мерната единица е “килограм”. Можете да продължите да натискате бутон “UNIT”, за да изберете между килограм, стоун или фунт.

7. Ежедневно измерване

- 1) С оригиналната SENSE ON патентована технология, уредът автоматично ще се включи, щом стъпите върху платформата с боси крака.
- 2) Стойте без да се движите и поддържайте пълен контакт с електродите, докато LCD екранът спре да показва движещо се “о”.
- 3) Когато вашият уред успешно се сдвои с вашето мобилно устройство и Bluetooth е ВКЛ, уредът автоматично ще извърши предаването на данни.





Управление на данните

8. Предаване на данни

Когато Интелигентният уред за измерване на телесни мазнини успешно се сдвои с вашето мобилно устройство, данните от измерванията автоматично ще се прехвърлят към вашето мобилно устройство чрез Bluetooth.



- Символът  ще изчезне след успешно предаване на данните, и можете да проверите данните за вашето здравословно състояние съхранени във вашето мобилно устройство.
- Ако предаването на данни е неуспешно, ще остане символът . Очакващите прехвърляне данни от измерванията временно ще бъдат съхранени в уреда и ще бъдат предадени към мобилното устройство, когато завърши следващото измерване.

Технически спецификации

Характеристика	Спецификации
Размери	Уред: 310 x 310 x 24.2 mm, Панел: 310 x 290.5 x 6 mm
Тегло нето	Около 1,8 kg (без батериите)
Екран	Цифров LCD с бяла подсветка V.A.: кръгъл, с диаметър 70 mm
Мерни единици	Килограм / Стоун / Фунт
Обхват за измерване	От 5 kg до 180 kg / от 0 st: 11 lb до 28 st: 5 lb / от 11 lb до 397 lb
Деления	0.1 kg / 0.2 lb
Точност	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg; 150-180 kg: ±0.7 kg
Околна среда при работа	Температура: от 0 °C до 40 °C Влажност: ≤90 % (отн.влажност)
Околна среда при съхранение	Температура: от -20 °C до 60 °C Влажност: от 10 % до 93 % (отн.влажност)
Източник на захранване	6V (Четири AAA-размер въглеродни батерии по 1,5V)
Автоматично ВКЛ	Технология SENSE ON

Автоматично ИЗКЛ	Около 10 секунди, докато показва 0.0 Около 15 секунди след като данните за теглото са заключени
------------------	---

Защита от попадане на вода	IPX0
-------------------------------	------

Версия на софтуера	1.0
-----------------------	-----

Отхвърляне на претенции

За ваша информация, този уред е предназначен за пълнолетни, които да измерват и следят самостоятелно нивото на мазнини в своето тяло. Всяка информация осигурена от този уред по никакъв начин не е предназначена да лекува или предотвратява заболявания или болести от тяхното настъпване. Това устройство не трябва да бъде използвано от хора с остри или хронични заболявания, които страдат от болест или взимат лекарства, които влияят на нивата на вода в тялото.

CE Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да имат малко по-различен вид или променена функционалност от представените в това Кратко ръководство.


С настоящето Prestigio декларира, че това устройство съответства на основните изисквания и на останалите приложими нормативни актове вследствие на Директивата на ЕС 93/42/ЕЕС. Пълният вариант на декларацията за съответствие е достъпен на:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Otevření balení

- Inteligentní váha s měřením tělesného tuku Prestigio
- Čtyři uhlíkové baterie velikosti AAA (1,5 V)
- Čtyři nožičky pro umístění na koberec
- Stručná příručka
- Záruční karta
- Právní a bezpečnostní informace

Popis zařízení



LCD displej



kg Kilogramy



Úspěšné připojení Bluetooth

stlb Stone



Přenos dat / zbývající data k přenosu do bezdrátového wellness systému

lb Libry



Nízký stav baterie

Začínáme

1. Obecné pokyny

Inteligentní váha s měřením tělesného tuku Prestigio nechává tělem procházet slabý elektrický proud (méně než 1 mA), čímž zjišťuje biologickou impedanci a měří tělesný tuk.

Pamatujte však, že toto zařízení nesmějí používat osoby, které mají implantovaná lékařská elektronická zařízení, např. kardiostimulátory.

2. Vložení baterií

- 1) Otevřete dvířka přihrádky na baterie na zadní straně váhy.
- 2) Vložte baterie (4 × 1,5V AAA) do přihrádky dle polaritě vyznačené uvnitř přihrádky.
- 3) Uzavřete dvířka přihrádky na baterie a čekejte, dokud se na displeji nezobrazí číslice "0.0kg".

3. Aplikace Prestigio Family Health Compass

Naměřené údaje můžete ukládat, monitorovat a sdílet ve vašem smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace Prestigio Family Health Compass. Pokud se o této aplikaci chcete dozvědět víc a stáhnout nejnovější verzi, naskenujte kód QR napravo pomocí vašeho mobilního zařízení a navštivte stránky:








http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Poznámka: iOS aplikace je kompatibilní se zařízeními Apple vybavenými technologií Bluetooth® SMART (iPhone 4S a novější, iPad generace 3 a novější, iPad Mini, iPod generace 5 a novější). Aplikace pro Android je kompatibilní se zařízeními vybavenými Bluetooth® SMART technologií a operačním systémem Android verze 4.3 nebo vyšší. Podrobnosti naleznete na <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>

4. Spárování váhy s mobilním zařízením


- 1) Zapněte připojení Bluetooth a spusťte aplikaci. Ujistěte se, že během párování jsou obě zařízení zapnuta.
- 2) Stiskněte a podržte tlačítko "UNIT" na zadní straně váhy a párování se zahájí.

- Na displeji se zobrazí alternativně symbol   a symbol  , indikující postup párování.
- Pokud párování proběhne úspěšně, na displeji se zobrazí symbol .
- Pokud párování proběhne neúspěšně, na displeji se zobrazí symbol "E1".

Měření

5. Měření na koberci

K použití inteligentní váhy s měřením tělesného tuku Prestigio přidejte nožičky na koberec dle ukázky na následující stránce:



- 1) Odstraňte protiskluzové podložky z nožiček váhy.
- 2) Nasadte pevně nožičky k umístění na koberec na nožičky váhy.
Pozn.: Při prvním sejmutí protiskluzových podložek může být nutné použít nůž a provést drobný řez na okraji mezi nožičkou váhy a protiskluzovou podložkou.

6. Výběr měrné jednotky

Po správném vložení baterií stiskněte tlačítko "UNIT" na zadní straně váhy a vyberte měrnou jednotku. Výchozí měrnou jednotkou je "kilogram". Tlačítkem "UNIT" lze zvolit mezi jednotkami kilogram, stone a libra.

7. Denní měření

- 1) Díky originální patentované technologii SENSE ON se váha automaticky zapne, když si na ni bosí stoupnete.
- 2) Stůjte klidně a udržujte plný kontakt s elektrodami, dokud se na displeji nepřestane zobrazovat pohybující se symbol "o".
- 3) Když je váha úspěšně spárována s vaším mobilním zařízením a připojení Bluetooth je zapnuté, automaticky se provede přenos dat.





Správa dat

8. Přenos dat

Pokud je inteligentní váha s měřením tělesného tuku úspěšně spárována s vaším mobilním zařízením, naměřené údaje se do něj

automaticky přenesou pomocí připojení Bluetooth.

- Po úspěšném přenosu dat zmizí symbol  a můžete zkontrolovat údaje o vašem zdravotním stavu uložené v mobilním zařízení.
- Pokud se přenos dat nezdaří, symbol  zůstane na displeji. Neodeslané naměřené údaje budou dočasně uchovány ve váze a přeneseny do vašeho mobilního zařízení po dokončení následujícího měření.



Technické údaje

Položka	Specifikace
Rozměry	Váha: 310 mm × 310 mm × 24,2 mm Panel: 310 mm × 290,5 mm × 6 mm
Hmotnost	Přibližně 1,8 kg (bez baterií)
Displej	Digitální LCD displej s bílým podsvícením Zobrazovací plocha: Kulatá, průměr 70 mm
Měrné jednotky	Kilogram / Stone / libra
Rozsah měření	5 kg až 180 kg / 0 st: 11 lb až 28 st: 5 lb / 11 lb až 397 lb
Dílkování	0,1 kg / 0,2 lb
Přesnost	0-50 kg: ±0,3 kg; 50-100 kg: ±0,4 kg; 100-150 kg: ±0,5 kg; 150-180 kg: ±0,7 kg
Pracovní prostředí	Teplota: 0 °C až 40 °C Vlhkost: ≤90 % RH
Podmínky uskladnění	Teplota: -20 °C až 60 °C Vlhkost: 10 % RH až 93 % RH
Zdroj napájení	6 V (čtyři uhlíkové baterie velikosti AAA)
Automatické zapnutí	Technologie SENSE ON
Automatické vypnutí	Asi 10 sekund, pokud je zobrazována hmotnost 0,0 Asi 15 sekund po zafixování hmotnosti

Ochrana před vniknutím vody	IPX0
--------------------------------	------

Verze softwaru	1,0
----------------	-----

Odmítnutí zodpovědnosti

Pamatujte, že toto zařízení je navrženo pro samostatné měření a samostatné monitorování hladiny tělesného tuku dospělými osobami. Veškeré informace poskytované tímto zařízením nejsou žádným způsobem určeny k provádění ošetření, léčby nebo prevence jakékoli choroby či nemoci. Toto zařízení by neměly používat osoby s akutními nebo chronickými nemocemi, osoby trpící chorobami nebo požívajícími léky, které ovlivňují množství vody v těle.

CE Protože jsou výrobky společnosti Prestigio neustále aktualizovány a vylepšovány, software a hardware mohou mít mírně odlišný vzhled nebo pozměněnou funkčnost, než je uváděno v této stručné příručce.


Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším souvisejícím předpisům stanoveným nařízením EU 93/42/EHK. Plné znění prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Öffnen Sie die Verpackung

- Prestigio Smart Body Fat Scale
- Vier Kohle-Batterien, Größe AAA (je 1,5 V)
- Vier Standfüße zum Wiegen auf Teppich
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte
- Anmerkung zu Gesetz und Sicherheit

Geräte-überblick



LCD-Display



kg KilogrammErfolgreiche Bluetooth-
Verbindung**stlb** Stone
(Brit. Gewichtseinheit)Daten werden übertragen /
warten auf Übertragung zum
drahtlosen Wellness-System**lb** Pound
(Brit. Gewichtseinheit)

Schwache Batterie

Erste Schritte

1. Allgemeine Anweisungen

Die Körperfettwaage Prestigio Smart Body Fat Scale lässt eine geringe Menge Schwachstrom (weniger als 1mA) durch den Körper fließen, um die Bioimpedanz zu ermitteln und das Körperfett zu schätzen. Beachten Sie aber bitte, dass jede Person, die ein tragbares oder implantierbares medizinisches elektronisches Gerät trägt, zum Beispiel einen Herzschrittmacher, es vermeiden muss, dieses Gerät zu benutzen.

2. Einlegen der Batterien

- 1) Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage.
- 2) Legen Sie die Batterien (4 x 1,5 V AAA) in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die Markierungen zur Polarität im Batteriefach.
- 3) Schließen Sie das Batteriefach und warten Sie, bis die Ziffern "0.0kg" auf dem LCD angezeigt werden.

3. Die Anwendung Prestigio Family Health Compass

Sie können mit der Anwendung Prestigio Family Health Compass die Messdaten auf Ihrem Smartphone oder Tablet speichern, überwachen und teilen. Um mehr über diese Anwendung zu erfahren und die neueste Version herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite mit Ihrem Mobilgerät, um folgende Seite zu besuchen:






http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Hinweis: Die iOS-Anwendung ist mit Apple-Geräten kompatibel, die mit der Bluetooth® SMART-Technologie ausgestattet sind (iPhone 4S und neuer, iPad Generation 3 und neuer, iPad Mini, iPod Generation 5 und neuer).

Die Android-Anwendung ist mit Geräten kompatibel, die mit der Bluetooth® SMART-Technologie ausgestattet sind und auf denen Android Version 4.3 oder höher läuft. Details finden Sie auf <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.


4. Paarung der Waage mit Mobilgeräten

- 1) Aktivieren Sie Bluetooth und App. Stellen Sie sicher, dass beide aktiviert sind, während die Paarung läuft.
- 2) Halten Sie die "UNIT"-Taste auf der Rückseite der Waage gedrückt, um die Paarung zu starten.
 - Die Symbole  und  erscheinen dann abwechselnd auf dem LCD, um anzuzeigen, dass die Paarung läuft.
 - Bei ERFOLGREICHER Paarung wird das Symbol  auf dem LCD gezeigt.
 - Bei FEHLERHAFTER Paarung wird das Symbol "E1" auf dem LCD gezeigt.

Messung

5. Messungen auf Teppich

Um die Prestigio Smart Body Fat Scale auf Teppich zu verwenden, bringen Sie bitte wie auf der nächsten Seite gezeigt die entsprechenden Füße an:



- 1) Entfernen Sie die Anti-Rutsch-Füße von der Waage.
- 2) Bringen Sie die Standfüße zum Wiegen auf Teppich an der Waage an.

Anmerkung: Beim ersten Entfernen der Anti-Rutsch-Füße müssen Sie möglicherweise ein Messer benutzen, um einen kleinen Schnitt zwischen dem Rand der Füße der Waage und den rutschfesten Füßen zu machen.

6. Auswahl der Maßeinheit

Wenn die Batterien korrekt eingesetzt sind, drücken Sie die "UNIT"-Taste auf der Rückseite der Waage, um die Maßeinheit auszuwählen. Die Standardeinheit ist "Kilogramm". Sie können über die "UNIT"-Taste zwischen Kilogramm und den britischen Einheiten "Stone" und "Pound" wählen.

7. Tägliche Messung

- 1) Durch die patentierte SENSE ON-Technologie schaltet sich die Waage automatisch ein, wenn Sie barfuß auf die Platte treten.
- 2) Bleiben Sie ruhig stehen und behalten Sie vollständigen Kontakt zu den Elektroden, bis das



LCD kein sich bewegendes "o" mehr anzeigt.



- 3) Wenn Ihre Waage erfolgreich mit Ihrem mobilen Gerät gepaart wurde und Bluetooth aktiviert ist, wird die Datenübertragung automatisch durchgeführt.

Datenmanagement

8. Datenübertragung

Wenn die Smart Body Fat Scale erfolgreich mit Ihrem mobilen Gerät gepaart wurde, werden die Messdaten automatisch über Bluetooth auf Ihr Mobilgerät übertragen.



- Das Symbol  verschwindet nach der erfolgreichen Datenübertragung, und Sie können Ihre persönlichen Gesundheitsdaten überprüfen, die auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert wurden.
- Wenn die Datenübertragung fehlgeschlagen ist, wird das Symbol  weiterhin angezeigt. Die nicht gesendeten Messdaten werden vorübergehend in der Waage gespeichert und nach Abschluss der nächsten Messung an Ihr Mobilgerät übertragen.


Technische Daten

Element	Technische Daten
Abmessungen	Waage: 310 x 310 x 24,2 mm, Anzeigefeld: 310 x 290,5 x 6 mm
Nettogewicht	Ca. 1,8 kg (ohne Trockenzellen)
Display	Digitales LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung V.A.: Rund, 70 mm Durchmesser
Maßeinheit	Kilogramm / Stone / Pound
Messbereich	5 kg bis 180 kg / 0 st: 11 lb bis 28 st: 5 lb / 11 lb bis 397 lb
Unterteilung	0,1 kg / 0,2 lb
Genauigkeit	0-50 kg: ±0,3 kg; 50-100 kg: ±0,4 kg; 100-150 kg: ±0,5 kg; 150-180 kg: ±0,7 kg
Umgebung	Temperatur: 0 °C bis 40 °C Feuchtigkeit: ≤90 % r.F.
Umgebung für Aufbewahrung	Temperatur: -20 °C bis 60 °C Feuchtigkeit: 10 % r.F. bis 93 % r.F.

Stromquelle	6 V (Vier Kohle-Batterien, Größe AAA)
Automatisches Einschalten	SENSE ON-Technologie
Automatisches Ausschalten	Etwa 10 Sekunden, während der 0.0 angezeigt wird Etwa 15 Sekunden, nach denen die Gewichtsdaten gesichert werden
Schutz gegen eindringendes Wasser	IPX0
Softwareversion	1,0

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät für Erwachsene konzipiert ist, die eine Selbstmessung und -überwachung ihres Körperfettanteils durchführen wollen. Alle Informationen von diesem Gerät sind in keiner Weise dazu gedacht, irgendeine Krankheit zu behandeln, zu heilen oder vor ihr zu schützen. Dieses Gerät sollte von niemandem benutzt werden, der akut oder chronisch krank ist oder an einer Krankheit leidet oder Medikamente einnimmt, die den Wasserhaushalt beeinflussen.



 Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.

Prestigio bestätigt hiermit, dass dieses Gerät den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 93/42/EEC vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf: <http://www.prestigio.com/compliance>.

Komplekti kuuluvad esemed

- Prestigio nutikas keharasva mõõtev kaal
- Neli vaibatalda
- Garantiikaart
- Neli AAA-suuruses süsinikpatareid (1,5 V)
- Kiirjuhend
- Õigus- ja ohutusteatised

Seadme ülevaade



LCD-kuva



kg Kilogramm



Edukas Bluetooth-ühendus

stlb Stone'id



Andmeedastus / ootel edastus
juhtmevabasse tervisesüsteemi

lb Naelad



Patarei on tühjenemas

Alustamine

1. Üldjuhised

Prestigio nutikas keharasva protsenti mõõtev kaal suunab nõrga vooluimpulsi (alla 1 mA) läbi inimese keha, et teha kindlaks bioimpedants ja ligikaudne keharasva määr.

Võtke arvesse, et inimesed, kellel on kas teisaldatav või implanteeritud meditsiiniline elektroonikaseadeldis (nt südamestimulaator), ei tohi seda seadet kasutada.

2. Patareide sisestamine

- 1) Avage kaalu tagaküljel asuv patareipesa kate.
- 2) Sisestage patareid (4 x 1,5 V, AAA) patareipesa, järgides pesasse märgitud polaarsusi.
- 3) Sulgege patareipesa kate ja oodake, kuni LCD-kuvale ilmub „0,0 kg“.

3. Rakendus Prestigio Family Health Compass

Saate salvestada, jälgida ja jagada mõõteandmeid oma nutitelefoni või tahvelarvutiga, kasutades rakendust Prestigio Family Health Compass. Selle rakenduse kohta lisateabe vaatamiseks ja uusima versiooni alla laadimiseks skannige paremal olev QR-kood mobiilseadmesse, et külastada veebilehte



http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Märkus: iOS rakendus on sobiv Apple seadmetele, mis on varustatud Bluetooth® SMART tehnoloogiaga (iPhone 4S ja uuem, iPad 3. generatsioon ja uuem, iPad Mini, iPod 5. generatsioon ja uuem). Android rakendus on sobiv seadmetele, mis on varustatud Bluetooth® SMART tehnoloogiaga ning mis töötavad Android 4.3 või uuemal versioonil. Detailide lugemiseks külasta <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.

4. Kaalu ja mobiilseadme ühendamine

- 1) Lülitage Bluetooth ja rakendus sisse. Veenduge, et mõlemad on ühenduse loomisel kindlasti sees.
- 2) Ühenduse loomiseks vajutage ja hoidke kaalu tagaküljel olevat


nuppu UNIT.

- LCD-kuvale ilmuvad vaheldumisi sümbolid 0 ja $0,$ tähendades ühenduse loomist.
- Õnnestunud ühenduse korral ilmub kuvale sümbol [].
- Nurjunud ühenduskatse korral ilmub aga sümbol E1.

Kaalumine

5. Vaiba peal kaalumine

Prestigio nutika kaalu kasutamiseks lisage vaibatallad, nagu näidatud järgmisel lehel.



1) Eemaldage kaalu jalanditelt libisemisvastased padjad.

2) Kinnitage vaibatallad kindlalt kaalu jalandite külge.

Märkus: libisemisvastaste patjade esmakordseks eemaldamiseks tuleb teil ehk nuga kasutada, et kaalu jalandi serva ja libisemisvastase padja vahele lõhe tekitada.

6. Mõõtühiku valimine

Kui patareid on korralikult paigaldatud, vajutage kaalu tagaküljel olevat nuppu UNIT, et valida soovitud mõõtühik. Vaikemõõtühikuks on kilogramm. Mõõtühiku vahetamiseks vajutage nuppu UNIT, et valida kilogrammi, stone'i ja naela vahel.

7. Igapäevane kaalumine

1) Tänu ainulaadsele patenteeritud tehnoloogiale SENSE ON lülitub kaal automaatselt sisse, kui sellele paljajalu peale astute.

2) Seiske paigal ja hoidke jalgu pidevalt elektroodidel kuni LCD lõpetab liikuva „0“ kuvamise.


3) Kui kaal on edukalt mobiilseadmega ühendatud ja Bluetooth on sisse lülitatud, siis toimub andmeedastus automaatselt.



Andmehaldus


8. Andmete edastamine

Kui see nutikas kaal on mobiilseadmega edukalt ühendatud, edastatakse mõõteandmed Bluetoothiga automaatselt mobiilseadmesse.

- Eduka andmeedastuse järel kaob sümbol  kuvalt ja saate oma



isiklikke terviseandmeid oma mobiilseadmest vaadata.

- Ebaõnnestunud andmeedastuse korral jääb sümbol  püsima. Ootel olevad mõõteandmed säilitatakse ajutiselt kaalus ja edastatakse mobiilseadmesse järgmisel edukal ühendamiskorral.

Tehnilised andmed

Üksus	Kirjeldus
Mõõtmed	Kaal: 310 x 310 x 24,2 mm Paneel: 310 x 290,5 x 6 mm
Netokaal	Umbes 1,8 kg (ilma patareideta)
Ekraan	Valge taustavalgusega digitaalne LCD V.A.: ümmargune, diameetriga 70 mm
Mõõtühikud	kilogramm/stone/nael
Mõõtevahemik	5 kuni 180 kg / 0 st 11 lb kuni 28 st 5 lb / 11 lb kuni 397 lb
Jaotusväärtus	0,1 kg / 0,2 lb
Täpsus	0-50 kg: $\pm 0,3$ kg; 50-100 kg: $\pm 0,4$ kg; 100-150 kg: $\pm 0,5$ kg; 150-180 kg: $\pm 0,7$ kg.
Töökeskkond	Temperatuur: 0 °C kuni 40 °C Õhuniiskus: $\leq 90\%$ suhtelist õhuniiskust
Hoiukeskkond	Temperatuur: -20 °C kuni 60 °C Õhuniiskus: 10 % RH kuni 93 % RH
Toiteallikas	6 V (neli AAA-suuruses süsinikpatareid)
Automaatne sisselülitus	SENSE ON tehnoloogia
Automaatne väljalülitus	Umbes 10 sekundit, kuvades 0,0 Umbes 15 sekundit pärast kaaluandmete lukustamist
Veekindlus	IPX0
Tarkvara versioon	1,0

Vastutusest loobumine

Võtke teadmiseks, et see seade on mõeldud täiskasvanud inimestele enda kaalumiseks ja keharasva protsendi mõõtmiseks. Mitte mingi seadmest saadav teave ei ole mõeldud mis tahes haiguse või tervisliku seisundi ravimiseks või ennetamiseks. Seda seadet ei tohiks kasutada raskelt või krooniliselt haiged, tõbised või keha veetaset mõjutavaid ravimeid võtvad inimesed.




Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kiirjuhendis kirjeldatud mõnevõrra erineda.

Prestigio kinnitab, et see seade vastab ELi direktiivi 93/42/EMÜ peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on saadaval aadressil <http://www.prestigio.com/compliance>.

Productos incluidos

- Báscula inteligente con medidor de grasa corporal de Prestigio
- Cuatro pilas para moqueta
- Tarjeta de garantía
- Cuatro pilas de carbón de tamaño AAA (1.5 V cada una)
- Guía de inicio rápido
- Aviso legal y de seguridad

Presentación del dispositivo



Display LCD



kg Kilogramo

Conexión Bluetooth establecida con éxito

stlb Stone

Datos en transmisión/por transmitir al sistema de bienestar inalámbrico

lb Libra

Poca pila

Introducción

1. Instrucciones generales

La báscula inteligente con medidor de grasa corporal de Prestigio hace que una pequeña cantidad de corriente eléctrica de muy baja intensidad (menos de 1 mA) atraviese el cuerpo de la persona, para detectar la bioimpedancia y calcular la grasa corporal.

No obstante, hay que tener cuidado pues quienes tengan un dispositivo médico electrónico portátil o implantable, como por ejemplo un marcapasos, deben evitar usar este aparato.

2. Colocación de las pilas

- 1) Abra la puerta del compartimento de pilas, situada en la parte posterior de la báscula.
- 2) Introduzca las pilas (4 x 1.5 V AAA) en el compartimento de pilas de acuerdo con las indicaciones de polaridad indicadas dentro del compartimento.
- 3) Cierre la puerta del compartimento y espere a que aparezcan los dígitos "0.0 kg" en el display LCD.

3. Aplicación Family Health Compass de Prestigio

Usted puede guardar, controlar y compartir los datos de las mediciones en su smartphone o tableta utilizando la aplicación Family Health Compass de Prestigio. Para saber más sobre esta aplicación y descargar la última versión, escanee el código QR, que se encuentra a la derecha, para más información consulte:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Nota: La aplicación iOS es compatible con los dispositivos Apple dotados de tecnología Bluetooth® SMART (iPhone 4S y más recientes, iPad de generación 3 y más recientes, iPad Mini, iPod generación 5 y más recientes).




La aplicación Android es compatible con dispositivos dotados de tecnología Bluetooth® SMART y que funcionan con Android version 4.3

o superior. Para más información, consulte

<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.




4. Emparejar la báscula con el dispositivo móvil

- 1) Encienda el Bluetooth y la aplicación. Asegúrese de que ambos estén ENCENDIDOS cuando efectúe el emparejamiento.
 - 2) Pulse y mantenga pulsado el botón "UNIT (Unidad)" que se encuentra en la parte posterior de la báscula para empezar el emparejamiento.
- El símbolo  y el símbolo  se alternarán en el display LCD, indicando que el emparejamiento está en curso.
 - Si se EFECTÚA CORRECTAMENTE, aparecerá el símbolo  en el display LCD.
 - Si NO SE EFECTÚA CORRECTAMENTE, aparecerá el símbolo "E1" en el display LCD.

Medición

5. Efectuar las mediciones sobre una moqueta

Para utilizar la báscula inteligente con medidor de grasa corporal de Prestigio, colóquese los pies para moqueta como se muestra en la siguiente página:



- 1) Extraiga los tacos antideslizantes de los pies de la báscula.
- 2) Coloque los pies para moqueta firmemente en los pies de la báscula.

Nota: Cuando extraiga por primera vez los tacos antideslizantes, puede que necesite ayudarse con un cuchillo para hacer un pequeño corte entre el borde de los pies de la báscula y los tacos antideslizantes.

6. Seleccionar la unidad de medida

Con las pilas colocadas correctamente, pulse el botón "UNIT" que se encuentra en la parte posterior de la báscula para seleccionar la unidad de medida. La unidad de medida por defecto es "kilogramo". Puede pulsar el botón "UNIT" para elegir entre kilogramo, stone y libra.

7. Medición diaria

- 1) Gracias a su tecnología original y patentada SENSE ON, la báscula se enciende automáticamente cuando usted pisa la plataforma descalzo.





- 2) Permanezca inmóvil y en contacto constante con los electrodos hasta que el display LCD deje de mostrar una "o" en movimiento.
- 3) Cuando la báscula esté correctamente emparejada con su dispositivo móvil y el Bluetooth esté ENCENDIDO, procesará la transmisión de datos automáticamente.

Gestión de datos

8. Transmisión de datos

Después de que la báscula inteligente con medidor de grasa corporal esté correctamente emparejada con su dispositivo móvil, los datos de la medición serán transmitidos automáticamente a su dispositivo móvil mediante Bluetooth.



- El símbolo  desaparecerá después de que la transmisión de datos se haya efectuado con éxito, y usted podrá controlar sus datos de salud personales almacenados en su dispositivo móvil.
- Si la transmisión de datos no se realiza correctamente, permanecerá el símbolo . Los datos de medición pendientes se mantendrán temporalmente en la báscula y serán transmitidos a su dispositivo móvil cuando finalice la próxima medición.


Especificaciones técnicas

Elemento	Especificaciones
Dimensiones	Báscula: 310 x 310 x 24,2 mm, Panel: 310 x 290,5 x 6 mm
Peso neto	Aproximadamente 1.8 kg
Display	Digital LCD con retroiluminación blanca V.A.: Redondo, 70 mm de diámetro
Unidad de medición	Kilogramo / Stone / Libra
Intervalo de peso	5 kg a 180 kg / Ost: 11 lb a 28 st: 5 lb / 11 lb a 397 lb
División	0.1 kg / 0.2 lb
Precisión	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg; 150-180 kg: ±0.7 kg
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 0 °C ~ 40 °C Humedad: ≤90 % HR

Entorno de almacenamiento	Temperatura: -20 °C ~ 60 °C Humedad: 10 % HR a 93 % HR
Fuente de energía	6 V (cuatro pilas de carbón de tamaño AAA)
Encendido automático	Tecnología SENSE ON
Apagado automático	Aproximadamente 10 segundos mientras muestra 0.0 Aproximadamente 15 segundos después de que los datos de peso se bloqueen
Protección contra la entrada de agua	IPX0
Versión de software	1.0

Exención de responsabilidad

Recuerde que este dispositivo ha sido diseñado para que los adultos se pesen y controlen su nivel de grasa corporal. Cualquier información proporcionada por este dispositivo no debe considerarse un tratamiento o cura ni previene la aparición de enfermedades o dolencias. Este dispositivo no debería ser usado por personas con dolencias agudas o crónicas, que padezcan enfermedades o tomen medicamentos que afecten a sus niveles de agua.

 Debido a que los productos Prestigio se someten a actualizaciones y mejoras constantes, es posible que el software y el hardware del dispositivo tengan un aspecto ligeramente diferente o funciones distintas a las expuestas en esta Guía de inicio rápido.


Por la presente, Prestigio declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y demás prescripciones relevantes de la directiva europea 93/42/CEE. La versión completa de la declaración de conformidad está disponible en:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Déballer votre colis

- Balance intelligente à analyse de graisse corporelle Prestigio
- Quatre pieds pour tapis
- Carte de garantie
- Quatre piles carbone AAA (1.5 V chacune)
- Guide de démarrage rapide
- Avertissements légaux et consignes de sécurité

Vue d'ensemble de l'appareil



Écran LCD



kg Kilogramme



Connexion Bluetooth réussie

stlb Stone



Transmission / Attente de
transmission des données au
système Bien-Être sans fil

lb Pound (Livre)



Batteries faibles

Démarrage

1. Instructions générales

La balance intelligente à analyse de graisse corporelle Prestigio diffuse une petite quantité (moins de 1mA) de courant faible dans le corps humain afin d'en découvrir l'impédance et d'estimer la quantité de graisse corporelle.

Cependant, l'utilisation de cet appareil est à éviter pour les personnes équipées d'instruments médicaux portables ou implantés, comme un pacemaker par exemple.

2. Insérer les piles

- 1) Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la balance.
- 2) Insérez les 4 piles (1.5V AAA) dans le compartiment en respectant les indications de polarités marquées à l'intérieur du compartiment.
- 3) Refermez le compartiment à piles et patientez jusqu'à ce que l'écran LCD affiche "0.0kg".




3. Application Prestigio Family Health Compass (Boussole Santé de la Famille)

Vous pouvez stocker, surveiller et partager les données mesurées sur votre Smartphone ou votre tablette grâce à l'application Family Health Compass. Pour en savoir plus sur cette application et pour pouvoir télécharger la dernière version, scannez le code QR à droite avec votre appareil mobile pour accéder au site http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Note : L'application iOS est compatible avec les appareils Apple équipés de la technologie Bluetooth® SMART (iPhone 4S et supérieur, iPad génération 3 et plus, iPad Mini, iPod génération 5 et plus). L'application Android est compatible avec les appareils équipés de la technologie Bluetooth® SMART et qui fonctionnent sous Android version 4.3 ou supérieure. Merci de consulter la page <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility> pour obtenir plus de détails.


4. Appairer la balance à votre appareil mobile

- 1) Activez le Bluetooth et lancez l'application. Assurez-vous que les deux soient allumés avant de lancer la procédure d'appairage.
- 2) Maintenez enfoncé la touche "UNIT" à l'arrière de la balance pour démarrer l'appairage.
 - Les symboles  et  apparaissent de façon alternée sur l'écran LCD pour indiquer que l'appairage est en cours.
 - En cas de REUSSITE, le symbole  apparaît sur l'écran LCD.
 - En cas d'ECHEC, le symbole "E1" apparaît sur l'écran LCD.

Prise de mesures

5. Prendre des mesures sur un tapis

Pour pouvoir utiliser la balance intelligente à analyse de graisse corporelle Prestigio, merci d'ajouter les pieds pour tapis comme indiqué sur la page suivante :



- 1) Retirez les patins antidérapants des pieds de la balance.
 - 2) Fixez fermement les pieds pour tapis sur les pieds de la balance.
- Remarque : Vous pouvez avoir besoin d'un d'outil, comme d'un couteau par exemple, lorsque vous retirez les patins antidérapants de la balance pour la première fois, afin d'effectuer une petite entaille entre le bord du pied de la balance et le patin antidérapant.

6. Sélectionner l'unité de mesure

Une fois les piles correctement mises en place, appuyez sur la touche "UNIT" à l'arrière de la balance afin de pouvoir sélectionner l'unité de mesure. L'unité de mesure par défaut est "kilogramme". En appuyant sur la touche "UNIT", vous pouvez choisir entre Kilogramme, Stone et Pound.

7. Mesure quotidienne

- 1) Grâce à la technologie brevetée SENSE ON, la balance s'allume automatiquement dès que vous montez, pieds-nus, sur la plateforme.
- 2) Restez immobile, les pieds bien positionnés sur les électrodes jusqu'à ce que l'écran cesse de faire défiler des "0".
- 3) Si votre balance est correctement appairée à votre appareil mobile et que le Bluetooth est activé, les données sont automatiquement transmises.





Gestion des données

8. Transmission des données

Si la balance intelligente à analyse de graisse corporelle est correctement appairée à votre appareil mobile, les données mesurées sont automatiquement transmises à votre appareil mobile par Bluetooth.



- Le symbole  disparaît une fois les données transmises correctement et vous pouvez contrôler vos données Santé personnelles stockées sur votre appareil mobile.
- Si la transmission des données échouent, le symbole  reste affiché. Les données mesurées en attente de transmission sont temporairement conservées dans la balance et elles sont transférées vers votre appareil mobile lors de la prochaine prise de mesures.

Caractéristiques techniques

Élément	Spécifications
Dimensions	Balance : 310 x 310 x 24,2 mm Écran : 310 x 290,5 x 6 mm
Poids net	Environ 1,8 kg (sans les piles sèches)
Affichage	Écran LCD avec rétro-éclairage blanc A.V : Rond, 70 mm de diamètre
Unité de mesure	Kilogramme / Stone / Pound
Intervalle de mesures	De 5 à 180 kg / Ost : De 11 lb à 28 st : 5 lb / 11 lb à 397 lb
Division	0.1 kg / 0.2 lb
Précision	De 0 à 50 kg : ± 0.3 kg ; De 50 à 100 kg : ± 0.4 kg ; De 100 à 150 kg : ± 0.5 kg ; De 150 à 180 kg : 0,7 kg
Environnement de fonctionnement	Température : 0 °C à 40 °C Humidité : ≤ 90 % RH
Environnement de stockage	Température : -20 °C à 60 °C Humidité : De 10 % à 93 % RH
Alimentation électrique	6V (Quatre piles carbone AAA)

Allumage automatique	Technologie SENSE ON
Extinction automatique	Environ 10 secondes après que l'écran affiche 0.0 Environ 15 secondes après que les données de poids soient verrouillées
Protection contre la pénétration d'eau	IPX0
Version logicielle	1.0

Avis de non-responsabilité


Merci de noter que cet appareil est conçu pour la prise de mesure et la surveillance de la quantité de graisse corporelle des adultes. Les informations fournies avec cet appareil ne sont en aucun cas prévues pour traiter, soigner ou prévenir quelques maladies que ce soit. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes sujettes à des maladies chroniques ou non, souffrant de maladies ou prenant des traitements pouvant affecter la quantité d'eau dans le corps.

CE Les produits Prestigio faisant l'objet de mises à jour et d'améliorations permanentes, il est possible que le logiciel et le matériel qui équipent votre appareil diffèrent légèrement en termes d'aspect ou de fonctionnalités des descriptifs et illustrations contenus dans ce guide de démarrage rapide. Prestigio déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences de base et à toutes les autres réglementations pertinentes énoncées dans la directive UE 93/42/CE. La version complète de la déclaration de conformité est disponible sur : <http://www.prestigio.com/compliance>.

Ανοίξτε το πακέτο σας

- Prestigio Smart ζυγαριά λίπους του σώματος
- Τέσσερις μπαταρίες μεγέθους AAA του άνθρακα (1.5V η κάθε μια)
- Τέσσερα carpet feet
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Κάρτα εγγύησης
- Νομικές ανακοινώσεις και οδηγίες ασφαλείας

Επισκόπηση συσκευής



LCD οθόνη



kg Κιλό

Επιτυχής σύνδεση με το Bluetooth

stlb Πέτρα

Μετάδοση δεδομένων / αναμονή για τη μετάδοση στο ασύρματο σύστημα ευεξίας

lb Λίβρα

Χαμηλή Μπαταρία

Ξεκινώντας

1. Γενικές Οδηγίες

Η κλίμακα μέτρησης του σωματικού λίπους Prestigio αφήνει μια μικρή ποσότητα (λιγότερο από 1mA) της ροής του ρεύματος μέσω του ανθρώπινου σώματος, έτσι ώστε να ανιχνεύει τη βιο- αντίσταση και να εκτιμά το σωματικό λίπος.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν κάποιος έχει εμφυτεύσιμο ένα ιατρικό ηλεκτρονικό όργανο, όπως βηματοδότη, πρέπει να αποφύγει τη χρήση αυτής της συσκευής.

2 . Τοποθετήστε τις μπαταρίες

- 1) Ανοίξτε τη θύρα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της ζυγαριάς.
- 2) Τοποθετήστε τις μπαταρίες (4 x 1.5V AAA) στη θήκη μπαταριών σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας που σημειώνονται στο εσωτερικό μέρος.
- 3) Κλείστε την πόρτα της μπαταρίας και περιμένετε μέχρι τα ψηφία " 0.0kg " να εμφανιστούν στην οθόνη LCD.

3 . Εφαρμογή Prestigio για την Υγεία

Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να παρακολουθείτε και να μοιραστείτε τα δεδομένα μέτρησης στην κινητή συσκευή ή στο tablet σας με αυτή την εφαρμογή της Prestigio.




Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αίτηση αυτή και να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση, σαρώστε τον QR κωδικό στα δεξιά με την κινητή συσκευή σας για να επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα:
http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Σημείωση: Η εφαρμογή iOS είναι συμβατή με συσκευές Apple εξοπλισμένες με τεχνολογία Bluetooth® SMART (iPhone 4S και νεότερα, iPad γενιάς 3 και νεότερα, iPad Mini, iPod γενιάς 5 και νεότερα).

Η εφαρμογή Android είναι συμβατή με συσκευές εξοπλισμένες με τεχνολογία Bluetooth® SMART και λειτουργικό Android έκδοση 4.3 ή ανώτερη. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.


4. Συζεύξτε την ζυγαριά με την κινητή συσκευή

- 1) Ενεργοποιήστε το Bluetooth και την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι ενεργοποιημένα όταν η σύζευξη είναι σε εξέλιξη.
- 2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "μονάδα" στο πίσω μέρος της ζυγαριάς για να ξεκινήσει η σύζευξη.
 - Το σύμβολο  και το σύμβολο  θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD, εναλλακτικά, η σύζευξη θα είναι σε εξέλιξη.
 - Αν ΠΕΤΥΧΕΙ η σύζευξη, το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.
 - Εάν ΑΠΟΤΥΧΕΙ η σύζευξη, το σύμβολο "E1" θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

Μέτρηση

5. Λαμβάνοντας μετρήσεις πάνω σε ένα χαλί

Για να χρησιμοποιήσετε την Prestigio Smart ζυγαριά σωματικού λίπους, παρακαλώ δείτε τα βήματα στην ακόλουθη σελίδα:



- 1) Αφαιρέστε τα αντιολισθητικά πέλματα από τα πόδια της ζυγαριάς.
- 2) Τοποθετήστε τα πόδια σταθερά στην ζυγαριά.

Σημείωση: Την πρώτη φορά που θα αφαιρέσετε τα αντιολισθητικά πέλματα, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια ενός μαχαιριού για να κάνει μια μικρή τομή ανάμεσα στην άκρη της ζυγαριάς και στο αντιολισθητικό πεδίο.

6. Επιλέξτε Μονάδα μέτρησης

Με τις μπαταρίες σωστά τοποθετημένες, πατήστε το κουμπί "ΜΟΝΑΔΑ" στο πίσω μέρος της ζυγαριάς για να επιλέξετε την μονάδα μέτρησης. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι το «κιλό». Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "ΜΟΝΑΔΑ" για να επιλέξετε ανάμεσα στο κιλό, την πέτρα και την λίβρα.

7. Καθημερινή Μέτρηση

- 1) Με την ευρεσιτεχνίας τεχνολογία SENCE ON, η ζυγαριά θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν πατήσετε ξυπόλητοι στην πλατφόρμα.
- 2) Σταθείτε και κρατήστε την πλήρη επαφή με την κλίμακα μέχρι η οθόνη LCD να εμφανίσει το βάρος και να σταματήσει να αναβοσβήνει η μονάδα.





3) Όταν η ζυγαριά θα έχει συζευχθεί επιτυχώς με την κινητή συσκευή σας και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, θα επεξεργάζεται αυτόματα τα δεδομένα.

Διαχείριση των δεδομένων

8. Μεταφορά δεδομένων

Όταν η ζυγαριά συζευχθεί με επιτυχία με την κινητή συσκευή σας, τα στοιχεία μέτρησης θα μεταφέρονται αυτόματα στο κινητό σας μέσω του Bluetooth.

- Το σύμβολο  θα εξαφανιστεί μετά την επιτυχή μεταφορά των δεδομένων και τότε θα μπορείτε να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα υγείας σας που είναι αποθηκευμένα στην κινητή συσκευή σας.
- Εάν η μεταφορά των δεδομένων αποτύχει, το σύμβολο  θα παραμείνει στην οθόνη. Τα εκκρεμές δεδομένα των μετρήσεων θα παραμένουν προσωρινά στην ζυγαριά και θα μεταφερθούν στην κινητή συσκευή σας όταν η επόμενη μέτρηση θα έχει ολοκληρωθεί.



Τεχνικές προδιαγραφές

Είδος	Προδιαγραφή
Διαστάσεις	Ζυγαριά: 310 x 310 x 24.2 χιλιοστά, Πίνακας: 310 x 290.5 x 6 χιλιοστά
Καθαρό Βάρος	Περίπου 1,8 kg (εξαιρουμένων των ξηρών κυττάρων)
Οθόνη	Ψηφιακή οθόνη LCD με λευκό φωτισμό V.A.: Round, 70 mm διάμετρος
Μονάδα μέτρησης	Κιλό / Πέτρα / Λίβρα
Περιοχή μέτρησης	5 kg to 180 kg / 0 st: 11 lb to 28 st: 5 lb / 11 lb to 397 lb
Διαίρεση	0.1 kg / 0.2 lb
Ακρίβεια	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg; 150-180 kg: ±0.7 kg
Εργασιακό Περιβάλλον	Θερμοκρασία: 0 °C σε 40 °C Υγρασία: ≤ 90% RH
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 °C σε 60 °C Υγρασία: 10% RH έως 93% RH

Πηγή ισχύος	6V (τέσσερις μπαταρίες μεγέθους AAA του άνθρακα)
Αυτόματη ενεργοποίηση	SENCE ON τεχνολογία
Αυτόματη απενεργοποίηση	Περίπου 10 δευτερόλεπτα, ενώ δείχνει 0.0 Περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά που τα δεδομένα βάρους είναι κλειδωμένα
Προστασία από οποιοδήποτε υγρό	IPX0
Έκδοση Λογισμικού	1.0

Αποποίηση ευθυνών

Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την αυτο-μέτρηση και αυτο-παρακολούθηση στο επίπεδο του σωματικού λίπους των ενηλίκων. Κάθε πληροφορία που παρέχεται από τη συσκευή αυτή σε καμία περίπτωση δεν εννοεί τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας από το να συμβεί. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε που είναι χρόνια ασθενής, που πάσχει από μια ασθένεια ή που λαμβάνει φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα του νερού του.


CE Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργία από ό, τι παρουσιάζεται στον παρόντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Η εταιρεία Prestigio δηλώνει ότι αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις που δίνονται από την κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη σελίδα:
<http://www.prestigio.com/compliance>.

Otvaranje paketa

- Prestigio Smart Body Fat vaga
- Četiri AAA baterije (1.5V svaka)
- Četiri obložene nožice
- Kratke upute
- Jamstveni list
- Pravne i sigurnosne napomene

Pregled uređaja



LCD zaslon



kg Kilogram



Uspješno Bluetooth spajanje

stlb Stijena



Prijenos podataka / u tijeku za bežični wellness sustav

lb Funta



Slaba baterija

Početak

1. Opće napomene

Prestigio Smart Body Fat vaga omogućuje slabi (manji od 1mA) protok kroz ljudsko tijelo, kako bi se otkrio biološki otpor i procjena tjelesne masnoće.

Imajte u vidu, ako bilo tko nosi ili ima ugrađen medicinski elektronički instrument, kao pacemaker mora izbjegavati koristiti ovaj uređaj.

2. Umetanje baterija

- 1) Otvorite kućište baterije sa stražnje strane.
- 2) Umetnite baterije (4 x 1.5V AAA) u kućište za baterije ovisno o polaritetu koji je označen unutar kućišta.
- 3) Zatvorite kućište i pričekajte dok se ne prikažu znamenke "0.0kg" na LCD zaslonu.

3. Prestigio aplikacija Obiteljski zdravstveni kompas

Možete pohraniti, pratiti i dijeliti podatke o mjerama na svom smart telefonu ili tabletu s Prestigio aplikacijom Obiteljski zdravstveni kompas. Da biste više saznali o ovoj aplikaciji i preuzeli najnoviju verziju, skenirajte QR kod svojim mobilnim uređajem i posjetite internetsku stranicu:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

iOS aplikacija je kompatibilna s Apple uređajima koji su opremljeni Bluetooth SMART tehnologijom (iPhone 4S i noviji, iPad generacija 3 i noviji, iPad Mini, iPod generacija 5 i noviji). Android aplikacija je kompatibilna s uređajima koji su opremljeni Bluetooth SMART tehnologijom i 4.3 verzijom Androida ili više. Za više informacija posjetite



<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>



4. Uparivanje uređaja s mobilnim uređajem

- 1) Uključite Bluetooth i aplikaciju. Osigurajte da su oba uređaja uključena dok traje proces uparivanja.
- 2) Pritisnite i držite "UNIT" tipku sa stražnje strane za početak

uparivanja.

- Simbol  i simbol  će se izborno prikazati na LCD zaslonu, indicirajući proces uparivanja.
- Ako se uređaji uspješno upare, prikazat će se simbol [] na LCD zaslonu.
- Ako uparivanje nije uspjelo, prikazat će se simbol "E1" na LCD zaslonu.

Mjerenje

5. Uzimanje mjera na tepihu

Za korištenje Prestigio Smart Body Fat vage, molimo dodajte obložene nožice kako je opisano na sljedećoj stranici:



- 1) Skinite protuklizne uloške sa nogu vage.
- 2) Namjestite obložene noge čvrsto na noge vage.

Napomena: Kod prvog uklanjanja protukliznih uložaka, možda ćete trebati pomoć škarica ili noža kako biste napravili mali rez između kuta noge vage i protukliznog uložka.

6. Odaberite mjernu jedinicu

S ispravno instaliranim baterijama, pritisnite tipku "UNIT" sa stražnje strane vage za odabir mjerne jedinice. Zadana jedinica mjere je "kilogram". Možete pritisnuti tipku "UNIT" za odabir mjerne jedinice između kilograma, stijene i funte.

7. Dnevno mjerenje

- 1) Sa originalnom SENSE ON patent tehnologijom, vaga će se automatski uključiti čim stanete na nju.
- 2) Stojite mirno i držite potpun kontakt s elektrodama jedinice dok LCD zaslon ne zaustavi prikazivanje pomičnog slova "o".
- 3) Kad je vaša vaga uspješno uparena s vašim mobilnim uređajem i Bluetooth je uključen, automatski će se procesuirati prijenos podataka.





Upravljanje podacima

8. Prijenos podataka

Sa Smart Body Fat vagom uspješno uparenom s vašim mobilnim

uređajem, automatski će se prenositi prijenos podataka mjera na mobilni uređaj preko Bluetootha.

- Simbol  će nestati nakon uspješnog prijenosa podataka, i vi ćete moći provjeriti svoje osobne zdravstvene podatke pohranjene na svom mobilnom uređaju.
- Ako nije uspio prijenos podataka, simbol  će ostati. Podaci mjera koji su u tijeku bit će privremeno zadržani na vagi i prenijeti će se na mobilni uređaj kada mjerenje završi.



Tehničke specifikacije

Stavka	Specifikacija
Dimenzije	Vaga: 310 x 310 x 24.2 mm, Zaslون: 310 x 290.5 x 6 mm
Neto težina	Otpriblike 1.8 kg (Isključujući suhe stanice)
Zaslون	Digitalni LCD s bijelim pozadinskim svjetlom V.A.: Oko, 70 mm u dijagonali
Jedinice mjere	Kilogram (kg) / Stijena (st) / Funta (lb)
Raspon mjera	5 kg to 180 kg / 0 st: 11 lb to 28 st: 5 lb / 11 lb to 397 lb
Podjela	0.1 kg / 0.2 lb
Preciznost	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg; 150-180 kg: ±0.7 kg
Radna temperatura	Temperatura: 0 °C to 40 °C Vlažnost: ≤90 % RH
Temperatura u pohrani	Temperatura: -20 °C to 60 °C Vlažnost: 10 % RH to 93 % RH
Izvor napajanja	6V (Četiri AAA- baterije)
Automatsko uključivanje	SENSE ON tehnologija
Automatsko isključivanje	Oko 10 sekundi tijekom prikazivanja 0.0 Oko 15 sekundi nakon što je podatak o težini zaključan

Zaštita od ulaska vode IPX0

Verzija softvera 1.0

Izjava o odricanju

Ovaj uređaj je dizajniran za osobno vaganje i osobno praćenje razine tjelesne masnoće odraslih. Bilo koja informacija dana od ovog uređaja ni na koji način ne liječi, niti predstavlja prevenciju od bilo kakvog oboljenja ili bolesti. Ovaj uređaj ne bi trebao koristiti nitko tko je akutno ili kronično bolestan, pati od bolesti ili uzima lijekove koji utječu na razinu vode u tijelu.

CE Kako se Prestigio proizvodi neprestano nadograđuju i poboljšavaju, softver i hardver vašeg uređaja mogu imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od one koja je opisana u ovim kratkim uputama.


Prestigio ovime izjavljuje da ovaj uređaj udovoljava temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim propisima danima od EU direktive 93/42/EEC. Puna verzija deklaracije o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

A csomag felnyitása

- Prestigio Smart testzsír mérleg
- Négy darab AAA típusú szén-cink elem (1,5 V-os)
- Négy szőnyegen használható láb
- Rövid használati útmutató
- Garancialevél
- Jogi és biztonsági közlemény

A készülék áttekintése



LCD kijelző



kg Kilogramm

Sikeres Bluetooth kapcsolat

stlb Stone

Adatátvitel folyamatban / a vezeték nélküli wellness rendszerbe való adatátvitel függőben

lb Font

Kis töltöttségű telep

Kezdő lépések

1. Általános útmutató

A Prestigio Smart testzsír mérleg kis mennyiségű gyenge (1mA-nél kisebb) áramot vezet keresztül az emberi testen, így érzékeli a bioimpedanciát és meg tudja becsülni a testzsír mértékét. Vegye figyelembe, hogy külső vagy belső elektromos orvosi készülékeket (pl. pacemakert) viselő személyek nem használhatják a készüléket.

2. Az elemek behelyezése

- 1) Nyissa ki a mérleg hátulján az elemrekesz fedelét.
- 2) Helyezze az elemrekeszbe az elemeket (4 x 1,5 V AAA) a rekeszben jelölt polaritásnak megfelelően.
- 3) Zárja vissza az elemek fedelét és várjon, amíg a „0.0kg” felirat megjelenik az LCD kijelzőn.

3. Prestigio Family Health Compass alkalmazás

Mérési értékeit a Prestigio Family Health Compass alkalmazás segítségével eltárolhatja, felügyelheti vagy megoszthatja okostelefonján vagy táblagépén. Az alkalmazásról további információkat tudhat meg és letöltheti a legfrissebb verziót, ehhez mobilkészülékével olvassa be a jobb oldali QR-kódot és látogasson el az alábbi címre:





http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Megjegyzés: Az iOS applikáció Bluetooth® SMART technológiájú Apple készülékekkel kompatibilis (iPhone 4S és újabb, iPad 3 és újabb, iPad Mini, iPod 5 és újabb)

Az Android applikáció Bluetooth® SMART technológiájú készülékekkel és Android 4.3 verziótól kompatibilis. Kérjük, tekintse meg a részleteket itt: <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>


4. A mérleg párosítása a mobil eszközzel

- 1) Kapcsolja be a Bluetooth-t és az alkalmazást. Ügyeljen rá, hogy a párosítási folyamat közben mindkettő BE legyen kapcsolva.
- 2) Nyomja meg és tartsa nyomva a mérleg hátulján található „UNIT” (egység) gombot a párosítás elindításához.
 - Az LCD kijelzőn váltakozva megjelennek a  és  szimbólumok, ezzel jelezve a folyamatban lévő párosítást.
 - Ha a párosítás SIKERES, az LCD kijelzőn megjelenik a [] szimbólum.
 - Ha a párosítás SIKERTELEN, az LCD kijelzőn megjelenik az „E1” szimbólum.

Mérés

5. Mérés szőnyegen

A Prestigio Smart testzsír mérleg használatához szerelje fel a szőnyegen használható lábakat a következő oldalon látható módon:



- 1) Vegye le a mérleg lábairól a csúszásgátló párnákat.
- 2) Rögzítse a szőnyegen használható lábakat a mérleg lábaihoz. Megjegyzés: Amikor a csúszásgátló párnákat először veszi le, előfordulhat, hogy egy kés segítségével egy kis bevágást kell csinálnia a mérleg lábának széle és a csúszásgátló párna között.

6. A mértékegység kiválasztása

Miután megfelelően behelyezte az elemeket, a mértékegység kiválasztásához nyomja meg a mérleg hátulján található „UNIT” (egység) gombot. Az alapértelmezett mértékegység a „kilogramm” (kilogramm). A „UNIT” gomb megnyomásával választhat a kilogramm, stone és font mértékegységek közül.

7. Napi mérés

- 1) Az eredeti, szabadalmi SENSE ON technológiával a mérleg automatikusan bekapcsol, amikor Ön mezítláb rálép.
- 2) Álljon mozdulatlanul, és érintkezzen az elektródák teljes felületével, amíg az LCD kijelzőről el nem tűnik a mozgó „o” jel.
- 3) Ha a mérleg sikeresen párosítva lett a mobil eszközzel és a Bluetooth BE van kapcsolva, az adatátvitel automatikusan megtörténik.





Adatkezelés

8. Adatátvitel

Ha sikeresen párosította mobileszközével a Smart testzsír mérleget, a mért adatokat a készülék automatikusan továbbítja Bluetooth-on keresztül a mobileszközre.



- A sikeres adatátvitel után eltűnik a kijelzőről a  szimbólum, és ezután megtekintheti a mobileszközére tárolt személyes egészségi adatokat.
- Ha az adatátvitel sikertelen, a kijelzőn marad a  szimbólum. A függőben lévő mért adatok ideiglenesen a mérlegen maradnak, és akkor továbbítódnak a mobileszközre, ha a következő mérés befejeződött.

Műszaki jellemzők

Cikk	Tulajdonságok
Méret	Mérleg: 310 x 310 x 24,2 mm Panel: 310 x 290,5 x 6 mm
Nettó tömeg	Kb. 1,8 kg (a szárazelemeket is beleértve)
Kijelző	Digitális LCD fehér háttérvilágítással Kijelző mérete: Kerek, 70 mm átmérőjű
Mértékegység	Kilogramm / Stone / Font
Mérési tartomány	5 kg - 180 kg / 0 st: 11 lb - 28 st: 5 lb / 11 lb - 397 lb
Osztásérték	0,1 kg / 0,2 lb
Pontosság	0-50 kg: ±0,3 kg; 50-100 kg: ±0,4 kg; 100-150 kg: ±0,5 kg; 150-180 kg: ±0,7 kg
Munkakörnyezet	Hőmérséklet: 0 °C - 40 °C Páratartalom: ≤90 % relatív páratartalom
Tárolási környezet	Hőmérséklet: -20 °C - 60 °C Páratartalom: 10 - 93 % relatív páratartalom
Áramforrás	6V (négy AAA típusú szén-cink elem)
Automatikus bekapcsolás	SENSE ON technológia

Automatikus kikapcsolás	Kb. 10 másodperc után, 0.0-t jelezve Kb. 15 másodperccel azután, hogy a mért értéket eltárolta
Befolyó víz elleni védelem	IPX0
Szoftververzió	1.0

Felelősség kizárása

Vegye figyelembe, hogy a készüléket a felnőttek testzsír-szintjének önálló mérésére és önellenőrzésére tervezték. A készülék által adott információk nem alkalmazhatók semmilyen betegség kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. A készüléket nem használhatják akut vagy krónikus betegek, akiknél a betegség vagy a szedett gyógyszerek hatással vannak a test víztartalmára.

CE Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.


A Prestigio ezennel kijelenti, hogy jelen készülék megfelel az EU 93/42/EGK irányelve alapvető követelményeinek és a további ide vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes verziója megtekinthető az alábbi helyen:
<http://www.prestigio.com/compliance>.



Apri la confezione

- Bilancia intelligente del grasso corporeo Prestigio
- Quattro batterie al carbonio formato AAA (1,5V ciascuna)
- Quattro piedini per tappeto
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia
- Avviso legale e di sicurezza

Panoramica del dispositivo



Display LCD



kg Chilogrammo



Connessione Bluetooth riuscita

stlb Stone



Trasmissione dati / in sospeso per trasmettere al sistema di benessere wireless

lb Libbra



Batteria scarica

Per iniziare

1. Istruzioni generali

La bilancia intelligente del grasso corporeo consente il passaggio di una quantità minima di debole (inferiore a 1mA) attraverso il corpo umano, in modo tale da rilevare la bio-impedenza e stimare il grasso corporeo.

Tuttavia, si prega di notare che le persone che portano uno strumento medico elettronico indossabile o impiantabile, come un pacemaker, devono evitare di utilizzare questo dispositivo.

2. Inserimento delle batterie

- 1) Aprire lo scomparto delle batterie sul retro della bilancia.
- 2) Inserire le batterie (4 x 1,5V AAA) nello scomparto delle batterie seguendo le indicazioni della polarità contrassegnate all'interno dello scomparto.
- 3) Chiudere lo sportello della batteria e attendere che le cifre "0,0kg" siano visualizzate sull'LCD.

3. Applicazione Bussola della salute per la famiglia di Prestigio

È possibile archiviare, monitorare e condividere i dati di misurazione sullo smartphone o tablet con l'applicazione Bussola della salute per la famiglia. Per saperne di più su questa applicazione e scaricare l'ultima versione, effettuare la scansione del codice QR sulla destra con il proprio dispositivo mobile per visitare:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Nota: l'applicazione iOS è compatibile con dispositivi Apple muniti di tecnologia Bluetooth® SMART (iPhone 4S e più recente, iPad generazione 3 e più recente, iPad Mini, iPod generazione 5 e più recente).

L'applicazione Android è compatibile con dispositivi muniti di tecnologia Bluetooth®



SMART e con sistema operativo Android versione 4.3 o superiore. Per maggiori dettagli, consultare

<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.






4. Abbinamento della bilancia al dispositivo mobile

- 1) Accendere il Bluetooth e l'App. Assicurarsi che siano entrambi attivi durante la procedura di abbinamento.
- 2) Premere e tenere premuto il pulsante "UNITÀ" sul retro della bilancia per avviare l'abbinamento.
 - Il simbolo  e il simbolo  saranno visualizzati sull'LCD in alternativa, a indicare che l'abbinamento è in corso.
 - In caso di OPERAZIONE RIUSCITA, il simbolo [] sarà visualizzato sull'LCD.
 - In caso di OPERAZIONE NON RIUSCITA, il simbolo "E1" sarà visualizzato sull'LCD.

Misurazione

5. Presa delle misurazioni su un tappeto

Per utilizzare la Bilancia intelligente del grasso corporeo di Prestigio, aggiungere i piedini per tappeto come dimostrato nella seguente pagina:



- 1) Rimuovere i cuscinetti anti-scivolo dai piedini della bilancia.
 - 2) Inserire bene i piedini da tappeto sui piedini della bilancia.
- Nota: per la prima rimozione dei cuscinetti anti-scivolo, potrebbe essere necessario servirsi di un coltello per praticare un piccolo taglio tra il bordo dei piedini della bilancia e il cuscinetto anti-scivolo.

6. Selezione dell'unità di misura

Con le batterie correttamente installate, premere il pulsante "UNITÀ" sul retro della bilancia per selezionare l'unità di misura. La misurazione predefinita è il "chilogrammo". Premere il pulsante "UNITÀ" per scegliere tra chilogrammo, stone e libbra.

7. Misurazione giornaliera

- 1) Con la tecnologia brevettata originale SENSE ON, la bilancia si accenderà automaticamente non appena si sale sulla piattaforma senza scarpe.
- 2) Rimanere fermi e mantenere il pieno contatto con gli elettrodi finché l'LCD smette di visualizzare la "o" in movimento.
- 3) Una volta che la bilancia è stata abbinata con successo al





dispositivo mobile e il Bluetooth è attivo, elaborerà la trasmissione dati automaticamente.

Gestione dei dati

8. Trasmissione dei dati

Una volta abbinata con successo la bilancia intelligente del grasso corporeo al dispositivo mobile, i dati di misurazione saranno automaticamente trasmessi sul dispositivo mobile tramite Bluetooth.



- Il simbolo  scomparirà una volta completata la trasmissione dei dati e sarà possibile verificare i dati relativi alla propria salute personale sul dispositivo mobile.
- In caso di errore nella trasmissione dati, il simbolo  rimarrà. I dati della misurazione in corso saranno temporaneamente conservati nella bilancia e trasmessi al dispositivo mobile al completamento della misurazione successiva.

Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	Bilancia: 310 x 310 x 24,2 mm, Pannello: 310 x 290,5 x 6 mm
Peso netto	Circa 1,8 kg (escluse le batterie a secco)
Display	LCD digitale con retroilluminazione bianca V.A.: rotondo, 70 mm di diametro
Unità di misura	Chilogrammo/Stone/Libra
Intervallo della misurazione	Da 5 kg a 180 kg / 0 st: Da 11 lb a 28 st: Da 5 lb / 11 lb a 397 lb
Divisione	0,1 kg / 0,2 lb
Precisione	0-50 kg: $\pm 0,3$ kg; 50-100 kg: $\pm 0,4$ kg; 100-150 kg: $\pm 0,5$ kg; 150-180 kg: $\pm 0,7$ kg
Ambiente di lavoro	Temperatura: Da 0 °C a 40 °C Umidità: ≤ 90 % RH
Ambiente di immagazzinaggio	Temperatura: Da -20 °C a 60 °C Umidità: Da 10 % RH a 93 % RH
Sorgente di alimentazione	6V (quattro batterie al carbonio formato AAA)



Auto-ON	Tecnologia SENSE ON
Auto-OFF	Circa 10 secondi durante la visualizzazione di 0,0 Circa 15 secondi dopo che il dati del peso vengono bloccati
Protezione contro l'ingresso dell'acqua	IPX0
Versione software	1,0

Esclusione di responsabilità

Tenere presente che questo dispositivo è stato progettato per l'auto-misurazione e l'auto-monitoraggio del grasso corporeo da parte degli adulti. Nessuna delle informazioni fornite da questo dispositivo deve essere intesa con finalità di trattamento, cura o prevenzione dell'insorgenza di qualsiasi malattia. Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone affette da malattie acute o croniche o che assumono farmaci con effetti sui livelli di acqua presenti nel corpo.



Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente

aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente

diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.



Con la presente Prestigio dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 93/42/CEE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Жеткізілім жинағы

- Таразы Prestigio Smart Body Fat Scale
- AAA (1.5V) типті төрт батарейка
- Кілемге арналған төрт табан
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талоны
- Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Құрылғыға шолу



СК-дисплей



kg Килограмм

Сәтті Bluetooth-қосылыс

stlb Стоун

Мәліметтер табыстау / сымсыз жүйе үшін мәліметтердің табысталуды күту

lb Фунт

Батарейкалар қуатының төмен деңгейі

Жұмыстың басталуы

1. Жалпы нұсқаулар

Май ұлпасының үлесін талдау функциясы бар Prestigio Smart Body Fat Scale таразысы аз қуатты тоқты (1 мА аз) пайдаланады, биоимпедансометрия жүргізу және май ұлпасының жуық үлесін анықтау үшін оны адам денесі арқылы өткізеді.

Ауыспалы немесе имплантацияланған электронды құрылғылары, мысалы, жүректің электронды ынталандырғышы бар адамдарға май ұлпасының үлесін талдау функциясы бар таразыны пайдалану ұсынылмайтындығына назар аударыңыз.

2. Батарейкаларды орнату

- 1) Құрылғының артқы тақтасында батареяларға арналған бөлімді ашыңыз.
- 2) Полярлықты сақтап, батареяларды (4 x 1.5V AAA) батареяларға арналған бөлімге орнатыңыз.
- 3) Бөлім қақпағын жауып, экранда «0.0kg» индикациясы пайда болғанша күтіңіз.

3. Prestigio Family Health Compass қосымшасы

Prestigio Family Health Compass қосымшасы арқылы Сіз смартфон немесе планшет көмегімен өз бақылауларыңызды түсіру, сақтау және бөлісу мүмкіндігіне ие боласыз. Қосымша туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін және оның соңғы нұсқасын алу үшін өзіңіздің ұялы құрылғыңыздың көмегімен оң жақтағы QR-код сканерлер, келесі сайтқа кіріңіз:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html






"Ескерту: iOS үстеме Bluetooth® SMART technology бар Apple құрылғыларымен толық қабысады (iPhone 4S және одан да жаңасы, iPad 3-ші буын және одан да жаңасы, iPad Mini, iPod 5-ші буын және одан да жаңасы).

Android Application үстеме Bluetooth® SMART technology бар

және Android 4.3 немесе одан да жоғары нұсқа пайдаланатын құрылғыларымен толық қабысады. Толықтық ақпарат алу үшін <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility> қарап шығындар.


4. Таразының ұялы құрылғылармен ортақ жұмысы

- 1) Bluetooth және қосымша қосыңыз. Қосылу үрдісінің барысында екі құрылғының да қосылуы екендігіне көз жеткізіңіз.
- 2) Қосылуды бастау үшін құрылғының артқы тақтасында “UNIT” батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.
 -  белгісі және  белгісі экранда көрсетіліп, қосылу үрдісінің барысын көрсетеді.
 - Сәтті қосылған кезде экранда [] белгісі пайда болады.
 - Сәтсіз қосылыс кезінде экранда “E1” белгісі көрсетіледі.

Өлшеулер

5. Кілемде салмақ өлшеу

Prestigio Smart Body Mass Scale таразысын жұмсақ бетте (кілемде) қолдану үшін, мысалда көрсетілгендей, арнайы түпқоймада орнатыңыз:



- 1) Таразы табандарынан сырғанауға қарсы қондырмаларды алып тастаңыз.
- 2) Табандарға кілемге арналған арнайы түпқоймаларды орнатыңыз.

Назар аударыңыз: сырғанауға қарсы қондырмаларды алғаш алған кезде табан жиегі мен сырғанауға қарсы табан арасында тілім жасау үшін Сізге пышақ немесе басқа өткір зат қажет болуы мүмкін.

6. Өлшем бірлігін таңдау

Батареялардың дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз, өлшем бірлігін таңдау үшін құрылғының артқы тақтасында “UNIT” батырмасын басыңыз. Тағайындалу бойынша “килограмм” өлшем бірлігі пайдаланылады. “UNIT” батырмасын басу арқылы Сіз килограмм, стоун немесе фунт таңдай аласыз.

7. Күнделікті өлшеулер

- 1) SENSE ON бірегей патенттелген технологиясы көмегімен, Сіз таразы төсеміне жалаңаяқ тұрғаннан кейін таразы автоматты түрде қосылады.
- 2) Таразыға тұрып, таразының табанмен толық және сенімді түйіскендігіне көз жеткізіңіз – экранда жылжымалы “о” суреттемесі пайда болады.
- 3) Таразы ұялы құрылғымен сәтті жалғанған кезде және Bluetooth функциясы қосұлы болған кезде мәліметтердің табысталуы автоматты түрде басталады.





Мәліметтерді басқару

8. Мәліметтерді табыстау

Таразы ұялы құрылғымен сәтті жалғанған кезде және Bluetooth функциясы қосұлы болған кезде Bluetooth технологиясының көмегімен мәліметтердің ұялы құрылғыға табысталуы автоматты түрде басталады.



- Мәліметтердің табысталуы аяқталғаннан кейін экрандағы  белгісі жойылады – енді Сіз Өзіңіздің ұялы құрылғыңыздың экранында өз өлшеулеріңізге қол жетімділік ала аласыз.
- Егер мәліметтердің табысталуы орындалмаса, экранда  белгісі қалады. Бұл өлшеулер таразы жадысында сақталады және келесі сәтті байланыс сеансында ұялы құрылғыға табысталуы мүмкін.


Техникалық сипаттамалар

Тармақ	Сипаттама
Өлшемдер	Таразы: 310 x 310 x 24.2 мм, Тақта: 310 x 290.5 x 6 мм
Таза салмағы	Шамамен 1.8 кг (батареяларсыз)
Дисплей	Ақ жарықтандыру бар СК-дисплей дөңгелек, 70 мм диаметрде
Өлшем бірліктері	килограмм/ стоун/ фунт
Өлшеулер диапазоны	5 кг бастап 180 кг дейін / 11 фунттан бастап 397 фунтқа дейін
Бөлініс құны	0.1 кг / 0.2 фунт

Дәлдік	0-50 кг: ± 0.3 кг; 50-100 кг: ± 0.4 кг; 100-150 кг: ± 0.5 кг; 150-180 кг: ± 0.7 кг
Жұмыс шарттары	Температура: 0 °C бастап 40 °C дейін Ылғалдық: ≤ 90 % RH
Сақтау шарттары	Температура: -20 °C бастап 60 °C дейін Ылғалдық: 10 % RH бастап 93 % RH дейін
Источник питания	6V (4 AAA типті батареяка)
Авто-ҚОС.	SENSE ON технологиясы
Авто-СӨНД.	Шамамен 10 секунд 0.0 индикациясы кезінде Шамамен 15 секунд өлшенген салмақ көрсетілген кезде
Суға қарсы қорғаныс	IPX0
БЖ нұсқасы	1.0

Ескертпе


Осы құрылғының ересектерде май ұлпасының үлесін өздігінен өлшеу және талдау үшін жасалғандығына назар аударыңыз. Осы құрылғы көмегімен алынған кез келген ақпарат емдік немесе профилактикалық мақсаттарда қолдануға арналмаған. Осы құрылғыны өткір немесе созылмалы аурулармен ауыратын, сонымен қатар ағзадағы су теңгерімінің өзгерісіне әсер ететін тұлғаларға пайдаланбаған жөн.

 Prestigio компаниясы өз өнімдерін жақсартып және жетілдіріп отыратындықтан, осы құрылғының сыртқы көрінісі, сонымен қатар оның функциялары осы нұсқаулықта сипатталғандардан мардымсыз ерекшеленуі мүмкін. Осы Prestigio құрылғысы 93/42/EEC директивасының талаптарына сәйкес келеді. Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз: <http://www.prestigio.com/compliance>.

Atidarius pakuotę

- Prestigio išmanusis kūno riebalų matuoklis
- Keturi AAA tipo cinko-anglies baterijos (po 1,5 V)
- Keturi kiliminiai padeliai
- Trumpas pradžios vadovas
- Garantijos kortelė
- Teisiniai ir saugos pranešimai


Prietaiso apžvalga



LCD ekranas



kg Kilogramai  Sėkmingai prisijungta prie Bluetooth

stlb Stonai  Duomenų perdavimas / laukiama perdavimo į bevielę sveikatingumo sistemą

lb Svarai  Baterija senka

Darbo pradžia

1. Bendri nurodymai

Prestigio išmanusis kūno riebalų matuoklis, tiekdamas silpną (žemesnę nei 1mA) srovę į žmogaus kūną, nustato biologinę varžą ir apskaičiuoja riebalų kiekį žmogaus kūne. Tačiau, prisiminkite, kad šiuo prietaisu negali naudotis asmenys, turintys nešiojamą arba implantuotą elektroninį medicininį prietaisą, pvz., širdies stimuliatorių.

2. Baterijų įdėjimas

- 1) Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį, esantį galinėje matuoklio pusėje.
- 2) Įdėkite baterijas (4 x 1,5V AAA) į baterijų skyrelį pagal jo viduje nurodytą poliškumą.
- 3) Uždarykite baterijų skyrelio dangtelį ir palaukite, kol LCD ekrane pasirodys skaitmenys „0.0kg“.






3. Prestigio šeimos sveikatos kompaso programėlė

Matavimų duomenis galite saugoti, stebėti ir dalintis, naudodami savo išmanųjį telefoną arba planšetę, kurioje yra įdiegta Prestigio šeimos sveikatos kompaso programėlė. Norėdami sužinoti daugiau apie programėlę ir atsisiųsti naujausią jos versiją, naudodami savo mobilųjį prietaisą nuskaitykite QR kodą, esantį prietaiso dešinėje, ir apsilankykite internete, adresu:
http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html



Pastaba: iOS aplikacijos veikia su Apple kompanijos įrenginiais, kurie palaiko Bluetooth® SMART technologiją (iPhone 4S ir naujesni modeliai, iPad 3 kartos ir naujesni, iPad Mini, iPod 5 kartos ir naujesni). Android aplikacija veikia su įrenginiais, palaikančiais Bluetooth® SMART technologiją ir turinčius ne mažesnę nei Android 4.3 versiją. Daugiau informacijos
<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>


4. Matuoklio ir mobiliojo prietaiso poravimas

- 1) Įjunkite Bluetooth ir programėlę. Įsitikinkite, kad poravimo metu jie abu yra įjungti.
- 2) Paspauskite ir palaikykite nuspaudę „VNT“ mygtuką, esantį galinėje prietaiso pusėje, kad pradėtumėte poravimą.
 -   simbolis ir   simbolis bus rodomi LCD ekrane pakaitomis, nurodydami, kad vyksta poravimas.
 - Jeigu poravimas SĖKMINGAS, [] simbolis bus parodytas LCD ekrane.
 - Jeigu poravimas NEPAVYKO, „E1“ simbolis bus parodytas LCD ekrane.

Matavimas

5. Matavimai, atliekami ant kilimėlio

Naudodami Prestigio išmanųjį kūno riebalų matuoklį, prijunkite kiliminį padelį, kaip nurodyta šiame puslapyje:



- 1) Nuimkite neslystančius padelius nuo matuoklio pėdų.
 - 2) Tvirtai uždėkite kilimines pėdas prie matuoklio pėdų.
- Pastaba: Pirmą kartą nuimant neslystančius padelius, gali prireikti peilio, kad padarytumėte nedidelę įpjovą tarp matuoklio pėdų ir neslystančio padelio.

6. Matavimo vieneto pasirinkimas

Kai baterijos yra tinkamai įdėtos, paspauskite „VNT“ mygtuką, esantį matuoklio gale, kad pasirinktumėte matavimo vienetą. Numatytasis matavimo vienetas yra kilogramas. Spauskite „VNT“ mygtuką, kad pasirinktumėte matavimo vienetą: kilogramą, stoną arba svarą.

7. Matavimas kasdien

- 1) Naudojant originalią patentuotą SENSE ON technologiją, matuoklis automatiškai įsijungs, kai užlipsite ant platformos basomis kojomis.
- 2) Stovėkite ramiai ir laikykite pėdas priglaustas prie elektrodų, kol LCD ekrane nebebus rodomas judantis simbolis „0“.
- 3) Jeigu matuoklis yra sėkmingai suporuotas su jūsų mobiliuoju prietaisu ir Bluetooth yra įjungtas, jis automatiškai perduos duomenis į prietaisą.





Duomenų valdymas

8. Duomenų perdavimas

Sėkmingai suporavus išmanųjį kūno riebalų matuoklį su mobiliuoju prietaisu, matavimų duomenys bus automatiškai perduoti į jūsų mobilųjį prietaisą, naudojant Bluetooth ryšį.



-  simbolis nebebus rodomas ekrane, kai duomenys bus sėkmingai perduoti, o asmeninius duomenis apie savo sveikatą galite patikrinti savo mobiliajame prietaise.
- Jeigu duomenų perdavimas nepavyksta, toliau bus rodomas  simbolis. Laukiantys perdavimo matavimų duomenys bus laikinai saugomi matuoklio atmintyje ir perduoti į jūsų mobilųjį prietaisą, atlikus sekantį matavimą.

Techninės specifikacijos

Punktas	Specifikacija
Matmenys	Matuoklis: 310 x 310 x 24,2 mm, Pultas: 310 x 290,5 x 6 mm
Svoris neto	Apie 1,8 kg (be sausųjų baterijų)
Ekranas	Skaitmeninis LCD ekranas su baltos spalvos foniniu apšvietimu V.A.: apvalus, 70 mm skersmens
Matavimo vienetai	Kilogramai / Stonai / Svarai
Matavimų ribos	5 kg iki 180 kg / Ost: 11 lb iki 28 st: 5 lb / 11 lb iki 397 lb
Paklaida	0.1 kg / 0.2 lb
Tikslumas	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg; 150-180 kg: ±0.7 kg
Veikimo aplinka	Temperatūra: 0 °C to 40 °C Drėgnumas: ≤90 % RH
Saugojimo aplinka	Temperatūra: -20 °C to 60 °C Drėgnumas: 10 % RH iki 93 % RH
Maitinimo šaltinis	6V (keturios AAA tipo cinko-anglies baterijos)
Automatinis jungimas	SENSE ON technologija

Automatinis išjungimas	Apie 10 sekundžių, kol rodoma 0.0 Apie 15 sekundžių, po pamatuotų duomenų įrašymo
Atsparumas vandeniui	IPX0
Programinės įrangos versija	1.0

Atsakomybės atsisakymas

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šis prietaisas yra skirtas suaugusiųjų kūno riebalų kiekio savarankiškam matavimui ir stebėsenai. Bet kokia informacija, kurią nurodo šis prietaisas, jokių būdu nėra skirta jokių ligų gydymui, profilaktikai arba, siekiant išvengti bet kokios ligos atsiradimo. Šio prietaiso neturi naudoti asmenys, sergantys lėtinėmis arba ūminėmis ligomis, sergantys arba vartojantys vaistus, kurie gali turėti įtakos jų kūno skysčių kiekiui.

CE Kadangi Prestigio gaminiai yra nuolatos tobulinami ir atnaujinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda arba pakeistomis funkcijomis nuo tų, kurios nurodytos šiame trumpame pradžios vadove.

Prestigio pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus, išdėstytus ES direktyvoje 93/42/EB.


Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti čia:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Atveriet iepakojumu

- Prestigio viedsvāri ķermeņa taukaudu daudzuma noteikšanai
- Četras AAA lieluma 1,5 V oglekļa baterijas
- Četras kājiņas novietošanai uz paklāja
- Īsā pamācība
- Garantijas karte
- Tiesiskais un drošības paziņojums

Ierīces apskats



LCD displejs



kg KilogramiVeiksmīgi izveidots Bluetooth
savienojums**stlb** StoniDatu pārraide/gaida datu pārraidi uz
bezvadu fitnesa sistēmu**lb** Mārciņas

Zems bateriju uzlādes līmenis

Uzsākšana

1. Vispārīgi norādījumi

Prestigio viedsvāri ķermeņa taukaidu daudzuma noteikšanai raida caur ķermeni vāju (< 1 mA) elektrisko strāvu, lai noteiktu bioloģisko pretestību un ķermeņa taukaidu daudzumu.

Tomēr ievērojiet, ka šo ierīci nav atļauts izmantot personai ar valkājamu vai implantētu medicīnisku elektronisku ierīci, piemēram, elektrokardiostimulatoru.

2. Bateriju ievietošana

- 1) Atveriet bateriju nodalījumu svaru aizmugurē.
- 2) Ievietojiet baterijas (4 x 1,5 V AAA) bateriju nodalījumā atbilstoši polaritātes apzīmējumiem iekšpusē.
- 3) Aizveriet bateriju nodalījumu un pagaidiet, līdz LCD ekrānā parādās uzraksts "0,0 kg".

3. Prestigio lietojumprogramma Family Health Compass

Ar Prestigio lietojumprogrammas Family Health Compass palīdzību jūs varat mērījumu datus uzglabāt, kontrolēt un kopīgot savā viedtālrunī vai planšetdatorā. Lai par šo lietojumprogrammu uzzinātu vairāk vai lejupielādētu tās jaunāko versiju, ar mobilo ierīci ieskenējiet QR kodu, lai apmeklētu tīmekļa vietni

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

iOS aplikācija ir savienojama ar Apple ierīcēm, kuras aprīkotas ar Bluetooth® SMART tehnoloģiju (iPhone 4S un jaunāku, 3 paaudzes iPad un jaunāku, iPad Mini, 5 paaudzes iPod un jaunāku). Android Aplikācija ir savienojama ar ierīcēm, kuras aprīkotas ar Bluetooth® SMART tehnoloģiju un darbojas ar Android 4.3 versiju vai jaunāku. Plašākai informācijai lūdzam skatīt -




<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>



4. Svaru savienošana pāri ar mobilo ierīci

- 1) Ieslēdziet Bluetooth un lietojumprogrammu. Savienojot pāri, pārlicinieties, vai IR IESLĒGTAS abas programmas.
- 2) Turiet piespiestu IERĪCES slēdzi svaru aizmugurē, lai sāktu


savienošanu pārī.

- LCD monitorā pārmaiņus būs redzami simboli   un , norādot uz pārī savienošanas procesu.
- Ja savienojums ir IZVEIDOTS, LCD monitorā ir redzams simbols []
- Ja savienojums NAV IZVEIDOTS, LCD monitorā ir redzams simbols "E1".

Mērīšana

5. Mērīšana uz paklāja

Lai izmantotu Prestigio viedsvarus ķermeņa taukaudu daudzuma noteikšanai, pievienojiet tiem uz paklāja novietojamās kājiņas, kā rādīts nākamajā lappusē.



- 1) Noņemiet svaru kājiņu neslīdošos paliktņus.
- 2) Pie svaru kājiņām stingri nostipriniet uz paklāja novietojamās kājiņas.

Piebilde. Pirmo reizi noņemot neslīdošos paliktņus, jums var būt vajadzīgs nazis, lai izdarītu sīkus iegriezumus starp svaru kājiņām un neslīdošajiem paliktņiem.

6. Mērvienības izvēle

Kad ir pareizi ievietotas baterijas, piespiediet IERĪCES slēdzi svaru aizmugurē, lai izvēlētos mērvienību. Noklusējuma mērvienība ir kilograms. Jūs varat piespiest IERĪCES slēdzi, lai izvēlētos kilogramus, stonus vai mārciņas.

7. Ikdienas mērījumi

- 1) Svāri ar oriģinālo SENSE ON patenta tehnoloģiju automātiski ieslēgsies, kad jūs ar basām kājām uzkāpsiet uz platformas.
- 2) Stāviet mierīgi, pēdām pilnībā saskaroties ar elektrodiem, līdz LCD displejā vairs nav redzams kustīgs "o".
- 3) Kad svāri ir sekmīgi savienoti pārī ar mobilo ierīci un ir IESLĒGTS Bluetooth, automātiski tiek pārsūtīti dati.





Datu pārvaldība

8. Datu pārraide

Kad Prestigio viedsvāri ķermeņa taukaudu daudzuma noteikšanai ir sekmīgi savienoti pārī ar mobilo ierīci, mērījuma laikā iegūtie dati ar Bluetooth palīdzību tiks automātiski pārsūtīti uz mobilo ierīci.



- Pēc sekmīgas datu pārsūtīšanas izzudīs  simbols, un jūs varat pārbaudīt mobilajā ierīcē saglabātos datus par savu veselību.
- Ja datu pārsūtīšana nebūs izdevusies, uz monitora paliks  simbols. Vēl nepārsūtītie mērījuma dati kādu laiku saglabāsies svaru atmiņā un pēc nākamā mērījuma pabeigšanas tiks pārsūtīti uz mobilo ierīci.

Tehniskā specifikācija

Objekts	Specifikācija
Izmērs	Svari: 310 x 310 x 24,2 mm Panelis: 310 x 290,5 x 6 mm
Neto masa	Aptuveni 1,8 kg (bez baterijām)
Displejs	Digitāls LCD ar baltu fona izgaismojumu V. A. – apaļš, diametrs 70 mm
Mērvienība	Kilograms, stons vai mārciņa
Svēršanas diapazons	5–180 kg / 0 st 11 lb līdz 28 st 5 lb / 11–397 lb
Iedaļas	0,1 kg/0,2 lb
Precizitāte	0-50 kg: ±0,3 kg; 50-100 kg: ±0,4 kg; 100-150 kg: ±0,5 kg; 150-180 kg: ±0,7 kg
Darba vide	Temperatūra: 0–40 °C Mitrums: relatīvais ≤ 90 %
Uzglabāšanas vide	Temperatūra: –20–60 °C Mitrums: relatīvais 10–93 %
Barošanas avots	6 V (četras AAA lieluma oglekļa baterijas)
Automātiska ieslēgšanās	SENSE ON tehnoloģija

Automātiska IZSLĒGŠANĀS	Aptuveni 10 sekunžu laikā pēc 0,0 rādījuma Aptuveni 15 sekunžu laikā pēc svēršanas datu saglabāšanas
Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu	IPX0
Programmatūras versija	1.0

Atruna

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī ir pieaugušajiem paredzēta organisma taukaudu daudzuma paškontroles ierīce. Nekāda šīs ierīces sniegtā informācija nekādā veidā nav paredzēta nevienas slimības ārstēšanai, izārstēšanai vai profilaksei. Šo ierīci nedrīkst lietot personas, kurām ir akūtas vai hroniskas slimības vai kuras lieto organismā esošā ūdens daudzumu ietekmējošas zāles.



CE Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.

Ar šo Prestigio paziņo, ka šī ierīce atbilst galvenajām ES Direktīvas 93/42/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē <http://www.prestigio.com/compliance>.

Zawartość zestawu

- Waga Prestigio z miernikiem zawartości tkanki tłuszczowej
- Cztery baterie węglowe AAA (1,5 V)
- Cztery nóżki do zastosowania na wykładzinie
- Przewodnik szybkiego startu
- Karta gwarancyjna
- Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa

Podstawowe informacje



Ekran LCD



kg Kilogramy



Nawiązano połączenie Bluetooth

stlb Stone



Dane oczekują na przesłanie do bezprzewodowego systemu wellness

lb Funty



Niski poziom baterii

Pierwsze kroki

1. Informacje ogólne

Waga Prestigio wyposażona w miernik poziomu tkanki tłuszczowej, przepuszcza przez ludzkie ciało prąd o bardzo małym natężeniu (poniżej 1mA), mierzy poziom bioimpedancji i określa w ten sposób zawartość tkanki tłuszczowej.

Należy pamiętać, że osoby korzystające z zewnętrznych bądź implantowanych elektronicznych urządzeń medycznych, takich jak na przykład rozruszniki serca, nie mogą używać wagi z miernikiem zawartości tkanki tłuszczowej.

2. Montaż baterii

- 1) Zdejmij osłonę przedziału na baterie w tylnej części urządzenia.
- 2) Włóż baterie (4 x 1,5V AAA) do ich przedziału, umieszczając ich bieguny stosownie do oznaczeń.
- 3) Zamknij osłonę i zaczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0,0 kg”.

3. Aplikacja Prestigio Family Health Compass

Dane z wagi można zapisywać, monitorować oraz przysyłać znajomym za pomocą smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją Prestigio Family Health Compass. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji oraz pobrać jej najnowszą wersję, zeskanuj kod QR widoczny po prawej stronie lub wejdź na stronę:








http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Uwaga: Aplikacja jest kompatybilna z iOS urządzeń Apple wyposażonych w technologię Bluetooth® SMART (iPhone 4S i nowsze, iPad 3 i nowsze, iPad mini, iPod 5 i nowsze).

Aplikacja na system Android jest kompatybilna z urządzeniami wyposażonymi w technologię Bluetooth® Smart i systemem Android w wersji 4.3 lub wyższej. Szczegóły można sprawdzić na:

<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.


4. Nawiązanie połączenia pomiędzy wagą i urządzeniem mobilnym

- 1) Włącz funkcję Bluetooth i uruchom aplikację. Upewnij się, że przed nawiązaniem połączenia obydwa urządzenia zostały włączone.
- 2) Wciśnij i przytrzymaj umieszczony z tyłu urządzenia przycisk „UNIT”, by rozpocząć nawiązywanie połączenia.
 - W trakcie nawiązywania połączenia na wyświetlaczu będą pojawiały się naprzemiennie symbole   oraz  .
 - Jeśli proces zakończy się powodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się symbol [].
 - W przeciwnym razie, na wyświetlaczu pojawi się symbol „E1”.

Pomiar

5. Dokonywanie pomiaru na wykładzinie

Jeśli zamierzasz korzystać z wagi Prestigio z miernikiem poziomu tkanki tłuszczowej na powierzchni pokrytej wykładziną, zamontuj odpowiednie nóżki w sposób pokazany na następczej stronie:



- 1) Odklej od nóżek podkładki antypoślizgowe.
 - 2) Zamocuj nóżki przeznaczone do użycia na wykładzinie.
- Uwaga: przy pierwszym demontażu podkładek antypoślizgowych może okazać się, że niezbędne jest użycie noża do wykonania niewielkiego nacięcia pomiędzy podkładką antypoślizgową a nóżką.

6. Wybór jednostek pomiaru

Po poprawnym zainstalowaniu baterii, wciśnij umieszczony z tyłu urządzenia przycisk „UNIT” (JEDNOSTKI), by wybrać odpowiednią jednostkę. Jednostką domyślną jest „kilogram”. Wciskając przycisk „UNIT” można wybrać takie jednostki jak kilogram, stone oraz funt.

7. Codzienne pomiary



- 1) Dzięki opatentowanej technologii SENSE ON, waga będzie włączała się automatycznie po wejściu na nią bosymi stopami.
- 2) Stojąc na wadze należy unikać wszelkich ruchów, tak aby stopy pozostawały w pełnym kontakcie z elektrodami aż do momentu, w którym z wyświetlacza zniknie poruszający się znak „o”.
- 3) Jeśli urządzenie nawiązało połączenie z telefonem, w którym włączona jest funkcja Bluetooth, to wynik pomiaru zostanie przesłany do niego automatycznie.



Zarządzanie danymi

8. Przesyłanie danych

Jeśli waga nawiąże połączenie z twoim urządzeniem mobilnym, to wyniki pomiarów będą przesyłane do niego automatycznie za pomocą złącza Bluetooth.

- Jeśli przesyłanie danych zakończy się pomyślnie, z wyświetlacza zniknie symbol  - wszelkie dane dotyczące twego zdrowia będą dostępne w urządzeniu mobilnym.
- Jeśli przesyłanie danych nie powiedzie się, na wyświetlaczu nadal widoczny będzie symbol . Wynik ostatniego pomiaru zostanie zapisany w pamięci wagi i zostanie przesłany do urządzenia mobilnego po wykonaniu kolejnego pomiaru.



PL

Specyfikacja techniczna

Pozycja	Specyfikacja
Wymiary	Waga: 310 x 310 x 24,2 mm, Panel: 310 x 290,5 x 6 mm
Waga netto	Okolo 1,8 kg (Bez baterii)
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD z białym podświetleniem Okrągły, średnica 70 mm
Jednostki pomiaru	Kilogram / Stone / Funt
Zakres pomiaru	5 kg do 180 kg / 0 st: 11 lb do 28 st: 5 lb / 11 lb do 397 lb
Podziałka	0,1 kg / 0,2 lb
Dokładność	0-50 kg: ± 0,3 kg; 50-100 kg: ± 0,4 kg; 100-150 kg: ± 0,5 kg; 150-180 kg: ± 0,7 kg
Warunki pracy	Temperatura: 0 °C do 40 °C Wilgotność względna: ≤90 %
Warunki magazynowania	Temperatura: -20 °C do 60 °C Wilgotność względna: 10 % do 93 %
Źródło zasilania	6V (cztery baterie węglowe AAA)
Automatyczne włączanie	Technologia SENSE ON


Automatyczne wyłączanie	Po 10 sekundach wskazania 0.0 Po 15 sekundach od zablokowania wskazania
----------------------------	---

Wodoszczelność	IPX0
----------------	------

Wersja oprogramowania	1.0
--------------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do samodzielnego pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej u osób dorosłych. Żadne informacje pozyskiwane za pomocą urządzenia nie mogą być wykorzystywane do leczenia chorób lub dolegliwości oraz do zapobiegania takim chorobom lub dolegliwościom. Z urządzenia nie powinny korzystać osoby cierpiące na choroby przewlekłe ani osoby biorące leki wpływające na poziom zawartości wody w organizmie.

 Ponieważ produkty firmy Prestigio są nieustannie udoskonalane, oprogramowanie twojego urządzenia, jego wygląd zewnętrzny oraz funkcje mogą różnić się nieznacznie od opisu przedstawionego w niniejszym Przewodniku Szybkiego Startu.


Prestigio oświadcza, że niniejsze urządzenie spełnia podstawowe wymagania oraz inne mające zastosowanie wymogi określone w dyrektywie UE 93/42/EWG. Pełna wersja deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Deschideti pachetul

- Cantar Intelligent Prestigio Pentru Masurarea Tesutului Adipos
- Suport cu patru picioare
- Certificat garantie
- Patru baterii carbon dimensiune AAA-(1.5V fiecare)
- Scurt ghid de utilizare
- Notificari legale si de siguranta

Prezentare dispozitiv



Ecran LCD



kg Kilogram

Conexiune Bluetooth Reusita

stlb StoneTransmitere date / transmitere in curs
catre sistemul wellness wireless**lb** Pound

Baterie descarcata

Notiuni de baza

1. Instructiuni generale

Cantarul Inteligent Prestigio pentru Masurarea Tesutului Adipos permite trecerea prin corpul uman a unei cantitati mici de curent (mai putin de 1mA) pentru a detecta bio-impedanta si a estima cantitatea de grasime din corp.

Va rugam sa tineti seama ca cei care au montat un dispozitiv medical gen stimulator cardiac nu pot folosi acest produs.

2. Insetati bateriile

- 1) Deschideti compartimentul bateriei de pe spatele cantarului.
- 2) Insetati bateriile (4 x 1.5V AAA) in compartimentul bateriei conform polaritatii indicate in interiorul compartimentului.
- 3) Inchideti compartimentul si asteptati pana cand sunt afisate pe ecranul LCD cifrele "0.0kg".

3. Aplicatia Prestigio Pentru Sanatatea Familiei

Cu ajutorul dispozitivului mobil puteti masura, stoca si impartasi cu ceilalti informatii cu aplicatia Prestigio pentru Sanatatea Familiei. Pentru a afla mai multe informatii despre aceasta aplicatie si a descarca ultima versiune, scanati codul QR cu telefonul mobil si vizitati site-ul:





http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Nota: aplicatia iOS este compatibila cu dispozitivele Apple echipate cu tehnologia Bluetooth® SMART (iPhone 4S si versiuni mai noi, iPad generatia 3 si generatii mai noi, iPad Mini, iPod generatia 5 si generatii mai noi). Aplicatia Android este compatibila cu dispozitive echipate cu tehnologia Bluetooth® SMART si foloseste Android v 4.3 sau versiuni superioare. Pentru mai multe detalii, va rugam accesati <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.

4. Sincronizare cu Dispozitivele Mobile

- 1) Porniti Bluetooth si App. Asigurati-va ca ambele sunt ON cand incepeti procedura de sincronizare.


2) Apasati si tineti apasat butonul "UNITATE" din partea din spate a cantarului pentru a incepe sincronizarea.

- Simbolul  si simbolul  vor fi afisate alternativ pe ecranul LCD, indicand ca sincronizarea este in curs.
- Daca sincronizarea A REUSIT, simbolul [] va fi afisat pe ecranul LCD.
- Daca sincronizarea A ESUAT, simbolul "E1" va fi afisat pe ecranul LCD.

Masuratori

5. Efectuati Masuratorile pe un covor

Pentru a utiliza Cantarul Prestigio pentru Masurarea Tesutului Adipos, va rugam sa urmati instructiunile de pe pagina urmatoare:



- 1) Scoateti tampoanele anti-alunecare de pe picioarele cantarului.
- 2) Fixati picioarele cantarului pe covor.

Nota: Cand indepartati pentru prima data tampoanele anti-alunecare ale picioarelor cantarului, este posibil sa aveti nevoie de un cutit pentru a face o mica taietura intre marginea picioarelor.

6. Selectati Unitatea de Masurare

Odata bateriile corect instalate, apasati butonul "UNITATE" din partea din spate a cantarului pentru a selecta unitatea de masurare. Unitatea setata din fabrica este "kilogram". Puteti apasa butonul "UNITATE" pentru a alege intre kilogram, pound sau alta unitate.

7. Masuratori zilnice

- 1) Cu ajutorul tehnologiei patentate SENSE ON, cantarul va porni automat imediat ce pasiti cu picioarele pe platforma.
- 2) Stati nemiscat si pastrati contactul complet cu electrozii pana cand ecranul LCD se opreste din miscare in pozitia "0".
- 3) Cand cantarul s-a sincronizat perfect cu dispozitivul mobil si Bluetooth-ul este in pozitia ON, procesarea datelor se va face automat.





Administrare date

8. Transmitere date

Odata Cantarul Inteligent pentru Masurarea Tesutului Adipos sincronizat cu dispozitivul mobil, datele masurate de vor transmite automat catre dispozitivul mobil via Bluetooth.



- Simbolul  va disparea dupa transmiterea cu succes a datelor, si puteti verifica starea sanatatii dumneavoastra conform datelor stocate pe dispozitivul mobil.
- Daca transmiterea datelor a esuat, simbolul  va ramane aprins. Masuratorile vor fi pastrate temporar in cantar si se vor transmite catre dispozitivul mobil la urmatoarea masuratoare completa.

Specificatii tehnice


Item	Specificatie
Dimensiune	Cantar: 310 x 310 x 24.2 mm, Panou 310 x 290.5 x 6 mm
Greutate neta	Aproximativ 1.8 kg (Exceptand celulele uscate)
Ecran	LCD Digital cu Iluminare Alba din spate V.A.: Rotund, 70 mm in diammetru
Unitate masurare	Kilogram / Stone / Pound
Domeniu masurare	5 kg to 180 kg / 0 st: 11 lb to 28 st: 5 lb / 11 lb to 397 lb
Diviziune	0.1 kg / 0.2 lb
Acuratete	0-50 kg: ± 0.3 kg; 50-100 kg: ± 0.4 kg; 100-150 kg: ± 0.5 kg; 150-180 kg: ± 0.7 kg
Mediu de lucru	Temperatura: 0 °C to 40 °C Umiditate: ≤ 90 % RH
Mediu stocare	Temperatura: -20 °C to 60 °C Umiditate: 10 % RH to 93 % RH
Sursa alimentare	6V (patru baterii carbon dimensiunea AAA)
Auto-ON	Tehnologie SENSE ON
Auto-OFF	Aproximativ 10 secunde in timp ce arata 0.0 Aproximativ 15 secunde dup ace datele au fost inregistrate

Protectie impotriva IPX0
patrunderii apei

Versiune Software 1.0

Disclaimer

Va rugam sa luati la cunostinta ca acest dispozitiv se adreseaza adultilor si este conceput pentru masurarea tesutului adipos din organism. Informatia oferita de acest dispozitiv nu are rolul de a preveni sau trata maladiile de care suferiti. Acest dispozitiv nu trebuie folosit de cei cu afectiuni cronice, care se afla sub tratament sau care iau medicamente ce influenteaza nivelul de apa din organism.


 Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, partea de hardware si software a dispozitivului poate aparea si functiona usor diferit fata de modul de prezentare din acest Scurt Ghid de Utilizare.

Prestigio atesta ca acest dispozitiv indeplineste cerintele de baza si reglementarile relevante din directiva EU 93/42/EEC. Versiunea completa a declaratiei de conformitate este disponibila pe : <http://www.prestigio.com/compliance>.

Otvorite pakovanje

- Prestigio Smart Scale vaga za merenje masnoće
- Četiri AAA karbonske baterije (1.5V)
- Četiri stopice za tepih
- Vodič za brz početak
- Garantni list
- Pravna i bezbednosna obaveštenja

Pregled uređaja



LCD ekran



kg Kilogram



Uspešno ostvarena konekcija preko Bluetooth-a

stlb Stone



Prenos podataka /podaci su spremni za prenos

lb Pound



Baterija je pri kraju

Kako početi

1. Opšte instrukcije

Prestigio vaga za merenje masnoće propušta malu količinu slabe struje (slabije od 1mA) kroz ljudsko telo sa ciljem da detektuje bio-impedancu i proceni sadržaj telesne masnoće. Ipak, molimo da vodite računa da uređaj ne koriste osobe koje nose ili imaju ugrađen medicinski elektronski instrument kao što je pejsmejker.

2. Stavljanje baterija

- 1) Otvorite poklopac za baterije na pozadini uređaja.
- 2) Stavite baterije (4 x 1.5V AAA) u spremište u skladu sa oznakama za polove koji su naznačeni u nutar spremišta.
- 3) Zatvorite poklopac za baterije i sačekajte da se na ekranu pojavi "0.0kg".

3. Prestigio Family Health Compass – porodični kompas do zdravlja

Pomoću ove aplikacije možete skladištiti, pratiti i razmenjivati sa drugima podatke koje ste dobili merenjem. Da biste saznali više informacija o ovoj aplikaciji i preuzeli najnoviju verziju, skenirajte QR kod svojim mobilnim telefonom da biste posetili sledeću stranicu:

http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

"Nota: iOS aplikacija je kompatibilna sa Apple uređajima koji su opremljeni sa Bluetooth SMART tehnologijom (iPhone 4S i novijim, iPad generacije 3 i novijim, iPad Mini, iPod generacija 5 i noviji).

Android Aplikacija je kompatibilna sa uređajima opremljenim Bluetooth SMART tehnologijom




i operativnim sistemom Android 4.3 ili novijim. Molimo vas da pogledate <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility> za više detalja.



4. Uparivanje vage sa mobilnim telefonom

- 1) Uključite Bluetooth i aplikaciju. Uverite se da su oba uređaja uključena prilikom uparivanja.
- 2) Pritisnite dugme "UNIT" na zadnjem delu vage i držite ga da bi


počeo proces uparivanja.

- Simbol  i simbol  će se naizmenično smenjivati na ekranu ukazujući da se odvija uparivanje uređaja.
- Ukoliko je uparivanje uspešno, na ekranu će biti prikazan simbol .
- Ukoliko uparivanje nije bilo uspešno, na ekranu će biti prikazan simbol "E1".

Merenje

5. Merenje na tepihu

Da biste koristili ovu smart vagu za merenje telesne težine, molimo da nožice za tepih postavite na način prikazan na sledećoj stranici:



- 1) Sa nožica vage skinite nastavke protiv proklizavanja.
- 2) Nožice za tepih čvrsto postavite na nožice vage.

Napomena: Da biste prvi put skinuli nastavke protiv proklizavanja, može se ukazati potreba za korišćenjem noža kako bi se napravili mali zarezi između krajeva nožica vage i nastavaka protiv proklizavanja.

6. Odabir jedinice merenja

Nakon pravilno postavljanja uređaja, pritisnite dugme "UNIT" na zadnjem delu vage da biste izabrali željenu jedinicu merenja. Vaga je fabrički podešena da telesnu težinu prikazuje u kilogramima. Da biste izvršili izbor između kilograma, "stone" i funte pritisnite dugme "UNIT".

7. Svakodnevno merenje

- 1) Sa originalnom patentiranom tehnologijom osetljivosti, vaga će se automatski uključiti kada bosu stupite nogom na nju.
- 2) Stojite mirno i ostanite u kontaktu sa vagom sve dok LCD ekran ne pokaže težinu a jedinica mere prestane da treperi.
- 3) Nakon uspešnog uparivanja vage sa mobilnim telefonom preko Bluetooth-a, prenos podataka će se odvijati automatski.





Upravljanje podacima

8. Prenos podataka

Nakon uspešnog uparivanja vage za merenje težine sa mobilnim

telefonom, prenos podataka o merenju preko Bluetooth-a će započeti automatski.

- Simbol  će nestati nakon uspešnog prenosa podataka, a moći ćete da proveirte lične podatke o merenu na svom mobilnom telefonu.
- U slučaju neuspešnog prenosa podataka, simbol  će ostati na ekranu. Spremní podaci o merenju će privremeno ostati sačuvani u vagi a biće preneti na vaš mobilnim telefon prilikom sledećeg uparivanja.



RS

Tehnička specifikacija

Stavka	Specifikacija
Dimenzije	Vaga: 310 x 310 x 24.2 mm, Panel: 310 x 290.5 x 6 mm
Neto težina	Oko 1.8 kg (bez suvih ćelija)
Ekran	igitalni LCD ekran sa belom pozadinom Vertikalno poravnanje: ukrug, 70 mm u prečniku
Jedinica merenja	Kilogram / stone / funta
Opseg merenja	5 kg do 180 kg / 0 st: 11 lb do 28 st: 5 lb / 11 lb do 397 lb
Podeoci	0.1 kg / 0.2 lb
Tačnost	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg; 150-180 kg: ±0.7 kg
Radni uslovi	Temperatura: 0° do 40°C Relativna vlažnost vazduha: ≤90 %
Uslovi skladištenja	Temperatura: -20° do 60°C Relativna vlažnost vazduha: 10 % do 93 %
Izvor napajanja	6V (četiri AAA karbonske baterije)
Automatsko uključivanje	SENSE ON tehnologija
Automatsko isključivanje	Posle otprilike 10 sekundi dok prikazuje 0.0 Oko 15 sekundi nakon što su sačuvani podaci o merenju

Zaštita od prodiranja vode	IPX0
-------------------------------	------

Verzija softvera	1.0
------------------	-----

Odricanje odgovornosti

Molimo, imajte na umu da je ovaj uređaj namenjen isključivo za merenje odraslih i za praćenje sadržaja masnoće u telu. Sve informacije dobijene iz ovog uređaja ni na koji način se ne mogu tumačiti da leče ili sprečavaju bilo koju bolest ili oboljenje. Ovaj uređaj nije namenjen osobima koje akutno ili hronično pate od neke bolesti ili uzimaju lekove koje utiču na sadržaj vode u telu.

CE S obzirom da se proizvodi marke Prestigio stalno unapređuju i ažuriraju, ugrađeni softver i hardver na vašem uređaju može se neznatno razlikovati po izgledu ili imati nešto izmenjene funkcije od onih predstavljenih u ovom Vodiču za brz početak.



Ovim Prestigio izjavljuje da je uređaj proizveden u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive 93/42/EEC Evropske Unije. Pun tekst deklaracije u usaglašenosti proizvoda dostupan je na adresi:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Odprite vaš paket

- Prestigio pametna tehtnica za merjenje telesne maščobe
- Štiri zaščitne nožice za uporabo na preprogi
- Garancijski list
- Štiri karbonske baterije, velikosti AAA-(1.5V vsaka)
- Hitri začetni priročnik
- Pravne in varnostne informacije

Pregled naprave



LCD prikazovalnik



kg Kilogram

Uspešna Bluetooth povezava

stlb StonePrenos podatkov / Čakam na prenos na
brezžični wellness sistem**lb** Funt

Skoraj prazna baterija

Začetni koraki

1. Splošna navodila

Prestigio pametna tehtnica za merjenje telesne maščobe spusti zelo majhno količino (manj kot 1mA) električnega toka skozi človeško telo, ter tako lahko zazna bio-impedanco in oceni količino telesne maščobe.

Kljub vsemu, prosimo pomnite, da se morajo osebe, ki nosijo ali imajo vgrajeno zdravstveno elektronsko opremo, kot je npr. srčni spodbujevalnik, izogibati uporabi take naprave.

2. Vstavitev baterij

- 1) Odprite baterijski pokrovček na zadnji strani tehtnice.
- 2) Vstavite baterije (4 x 1.5V AAA) v predalček za baterije kot nakazujejo oznake za polarnost, znotraj predalčka.
- 3) Zaprite baterijski pokrovček in počakajte, da se na LCD zaslonu prikaže napis "0.0kg".

3. Prestigio aplikacija Vodnik po družinskem zdravju

Z Prestigio aplikacijo Vodnik po družinskem zdravju lahko vaše izmerjene podatke shranite, spremljate ali delite preko vašega pametnega telefona ali tablice. Če želite Izvedeti več o tej aplikaciji in naložiti zadnjo različico, z vašo mobilno napravo skenirajte QR na desni in obiščite spletno stran:




http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Opozorilo: iOS aplikacija je združljiva z Apple napravami, ki so opremljene z Bluetooth® SMART tehnologijo (iPhone 4S in novejši modeli, iPad generacija 3 in novejši modeli, iPad Mini, iPod generacija 5 in novejši modeli).

Android aplikacija je združljiva z napravami, ki so opremljene z Bluetooth® SMART tehnologijo in delujejo na Android verziji 4.3 ali novejši verziji. Več informacij najdete na <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>




4. Povezava tehtnice z mobilno napravo

- 1) Vključite povezavo Bluetooth in aplikacijo. Prepričajte se, da sta med povezavo obe napravi vključeni.
 - 2) Za pričetek povezave pritisnite in držite gumb "UNIT" na zadnji strani naprave.
- Izmenično se bosta na LCD prikazovalniku prikazala simbol  in simbol , ki nakazujeta, da se povezava vzpostavlja.
 - Če bo povezava USPELA, se bo LCD zaslonu pojavil simbol .
 - Če povezava NI USPELA, se bo LCD zaslonu pojavil simbol "E1".

Merjenje

5. Merjenje na preprogi

Za uporabo Prestigio pametne tehtnice za merjenje telesne maščobe, prosimo dodajte zaščitne nogice za merjenje na preprogi, kot je to prikazano na sledeči strani:



- 1) Odstranite proti-zdrnske blazinice z nogic tehtnice.
 - 2) Trdno namestite zaščitne nogice za preprogo na nogice tehtnice.
- Opomba: Pri prvi odstranitvi proti-zdrnskih blazinic si boste morda morali pomagati z nožem in narediti majhno zarezo med robom nogice tehtnice in proti-zdrnsko blazinico.

6. Izberite enoto za merjenje

S pravilno nameščenimi baterijami, pritisnite gumb "UNIT" za zadnji strani tehtnice za izbiro merske enote. Privzeto nastavljena enota za merjenje je "kilogram". Za izbiro utežnih enot med stone, funti ali kilogrami pritisnite gumb "UNIT".

7. Dnevno merjenje



- 1) Z originalno patentirano tehnologijo SENSE ON, se bo tehtnica samodejno vključila, ko boste nanjo stopili z bosimi nogami.
- 2) Stojte pri miru in imejte popoln stik z elektrodami, dokler se na LCD zaslonu znak "o" ne neha premikati.
- 3) Kadar je tehtnica uspešno povezana z vašo mobilno napravo in je povezava Bluetooth vključena, bo prenos podatkov potekal samodejno.



Upravljanje s podatki

8. Prenos podatkov

Če je pametna tehtnica za merjenje telesne maščobe uspešno povezana z vašo mobilno napravo, bodo izmerjeni podatki samodejno preneseni na vašo mobilno napravo preko povezave Bluetooth.

- Po uspešnem prenosu bo simbol  izginil in vaše shranjene osebne zdravstvene podatke lahko preberite na mobilni napravi.
- Če prenos podatkov ni uspel, bo simbol  ostal prikazan. Podatki meritev v obdelavi bodo začasno zadržani na tehtnici in bodo preneseni na vašo mobilno napravo ob naslednjem dokončanem merjenju.




Tehnične specifikacije

Predmet	Specifikacija
Dimenzije	Tehtnica: 310 x 310 x 24.2 mm, Zaslon: 310 x 290.5 x 6 mm
Neto teža	Približno 1.8 kg (brez suhih celic)
Zaslon	Digitalni LCD zaslon z belo osvetljenim ozadjem V.A.: okrogel, premera 70 mm
Merske enote	Kilogram / Stone / Funt
Obseg merjenja	5 kg do 180 kg / 0 st: 11 lb do 28 st: 5 lb / 11 lb do 397 lb
Del	0.1 kg / 0.2 lb
Natančnost	0-50 kg: ±0.3 kg; 50-100 kg: ±0.4 kg; 100-150 kg: ±0.5 kg; 150-180 kg: ±0.7 kg
Okolje delovanja	Temperatura: 0 °C do 40 °C Vlažnost: ≤90 % EH
Okolje shranjevanja	Temperatura: -20 °C do 60 °C Vlažnost: 10 % RH do 93 % RH
Napajanje	6V (Štiri karbonske baterije, velikosti AAA)
Samodejni vklop	SENSE ON tehnologija

Samodejni izklop	Približno po 10 sekundah med prikazovanjem 0.0 Približno po 15 sekundah potem ko se podatki o teži zaklenejo
Zaščita proti vstopu vode	IPX0
Različica programske opreme	1.0

Izjava o omejitvi odgovornosti

Prosimo pomnite, da je ta naprava izdelana za samo-merjenje in samo preverjanje stopnje telesne maščobe odraslih oseb. Katerokoli informacije, ki jih poda ta naprava, niso mišljenje kot pomoč, zdravilo ali preprečitev bolezni. Ta naprava ni namenjena osebam z akutnimi in kroničnimi boleznimi, trpijo za drugo boleznijo ali jemljejo zdravila, ki lahko vplivajo na količino vode z telesu.


 Ker se Prestigio izdelki nenehno posodablajo in izboljšujejo, se lahko programska oprema pri vaši napravi malenkost razlikuje ali ima spremenjeno delovanje od opisanega v priročniku.

Prestigio izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU Direktive 93/42/EEC. Celotna različica izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani:
<http://www.prestigio.com/compliance>.

Otvorte balenie




- Inteligentná váha Prestigio s funkciou merania obsahu telesného tuku
- Štyri uhlíkové batérie veľkosti AAA (každá 1,5 V)
- Štyri nožičky na koberec
- Krátky návod
- Záručný list
- Právne a bezpečnostné upozornenie

Popis zariadenia



LCD displej



kg Kilogram		Nadviazané Bluetooth pripojenie
stlb Kameň		Prenos dát/dáta na odoslanie do bezdrôtového wellness systému
lb Libra		Nízka úroveň batérie

Začínáme

1. Všeobecné pokyny

Inteligentná váha Prestigio s funkciou merania obsahu telesného tuku nechá cez ľudské telo pretekať slabý prúd (menej ako 1 mA) a zmeria jeho bioimpedanciu a predpokladané množstvo telesného tuku. Toto zariadenie nesmú používať osoby s prenosnými alebo implantovanými zdravotníckymi medicínskymi zariadeniami, ako je napr. kardiostimulátor.

2. Vložte batérie

- 1) Otvorte dvierka priestoru na batérie na zadnej strane váhy.
- 2) Do priestoru na batérie vložte batérie (4 × 1,5 V AAA). Dodržujte polaritu podľa označenia v priestore na batérie.
- 3) Zatvorte dvierka priestoru na batérie a počkajte, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „0.0kg“.

3. Aplikácia Prestigio Family Health Compass

Pomocou aplikácie Prestigio Family Health Compass môžete ukladať, monitorovať a zdieľať namerané dáta vo svojom smartfóne alebo tablete. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto aplikácii alebo si prevziať jej najnovšiu verziu, vašim mobilným zariadením nasnímajte QR kód vpravo alebo navštívte priamo stránku:



http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html





Poznámka: Aplikácia pre iOS je kompatibilná so zariadeniami Apple vybavenými technológiou Bluetooth® SMART (iPhone 4S a novší, iPad 3. a novšej generácie, iPad mini, iPod 5. a novšej generácie).

Aplikácia pre Android je kompatibilná so zariadeniami vybavenými technológiou Bluetooth® SMART s verziou systému Android 4.3 alebo vyššou.

Podrobnosti sa dozviete na stránke

<http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.


4. Spárujte váhu s mobilným zariadením

- 1) Zapnite Bluetooth a spustite aplikáciu. Pri párovaní musia byť zapnuté obe zariadenia.
- 2) Párovanie spustíte podržaním tlačidla „UNIT“ na zadnej strane váhy.
 - Počas párovania sa budú na LCD striedavo zobrazovať symboly   a .
 - Pri úspešnom spárovaní sa na LCD zobrazí symbol [].
 - Pri chybe sa na LCD zobrazí symbol „E1“.

Meranie

5. Meranie na koberci

Aby ste mohli používať inteligentnú váhu Prestigio s funkciou merania obsahu telesného tuku, podľa postupu na nasledujúcej stránke pripevníte na ňu nožičky na koberec:



- 1) Z nožičiek na váhe odstráňte protišmykové podložky.
- 2) Nožičky na koberec dôkladne nasadíte na nožičky na váhe.
Poznámka: Pri prvom odstraňovaní protišmykových nožičiek budete pravdepodobne potrebovať nôž, ktorým spravíte malý zárez medzi okrajom nožičky na váhe a protišmykovou podložkou.

6. Vyberte jednotku merania

Pri správne nainštalovaných batériách stlačte tlačidlo "UNIT" na zadnej strane váhy a vyberte jednotku merania. Štandardne je zvolená jednotka „kilogram“. Stláčaním tlačidla „UNIT“ môžete prepínať jednotky merania kilogram, kameň a libra.

7. Každodenné meranie

- 1) Vďaka originálnej patentovanej technológii SENSE ON sa váha zapne automaticky, ak sa na ňu postavíte bosými nohami.
- 2) Stojte pevne a udržiajte plný kontakt s elektródami dovedty, pokiaľ sa na LCD neprestane zobrazovať pohybujúce sa „o“.
- 3) Ak bola váha úspešne spárovaná s vaším mobilným zariadením a je zapnuté Bluetooth, automaticky sa spustí prenos dát.





Správa dát

8. Prenos dát

Ak bola inteligentná váha Prestigio s funkciou merania obsahu telesného tuku úspešne spárovaná s vaším mobilným zariadením, namerané dáta sa automaticky prostredníctvom Bluetooth prenesú do vášho mobilného zariadenia.



- Po úspešnom prenose dát zmizne symbol  a vy budete môcť vo svojom mobilnom zariadení skontrolovať osobné dáta o svojom zdraví.
- Ak prenos dát zlyhal, symbol  na displeji zostane. Neprenesené namerané dáta zostanú dočasne uložené v pamäti váhy a do vášho mobilného zariadenia sa prenesú po skončení ďalšieho merania.

Technické parametre

Položka	Popis
Rozmery	Váha: 310 × 310 × 24,2 mm Panel: 310 × 290,5 × 6 mm
Čistá váha	Približne 1,8 kg (bez batérií)
Displej	Digitálny LCD s bielym podsvietením Vzhľad: Okrúhly, priemer 70 mm
Jednotky merania	Kilogram, kameň, libra
Rozsah merania	5 kg až 180 kg / 0 st: 11 lb až 28 st: 5 lb / 11 lb až 397 lb
Najmenší dielik	0,1 kg / 0,2 lb
Presnosť	0-50 kg: ±0,3 kg; 50-100 kg: ±0,4 kg; 100-150 kg: ±0,5 kg; 150-180 kg: ±0,7 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 0 °C až 40 °C Vlhkosť: ≤90 % RV
Skladovacie podmienky	Teplota: -20 °C až 60 °C Vlhkosť: 10 % RV až 93 % RV
Napájanie	6 V (štyri uhlíkové batérie veľkosti AAA)
Automatické zapnutie	Technológia SENSE ON

Automatické vypnutie	Približne po 10 sekundách pri zobrazenej hodnote 0.0 Približne po 15 sekundách po zafixovaní nameranej váhy
----------------------	--

Ochrana proti vniknutiu vody	IPX0
------------------------------	------

Verzia softvéru	1.0
-----------------	-----

Zrieknutie sa zodpovednosti

Toto zariadenie je určené na meranie a monitorovanie množstva telesného tuku u dospelých osôb. Akékoľvek údaje namerané týmto zariadením nie je za žiadnych okolností možné použiť ako podklad na začatie liečby alebo prevenciu voči chorobám. Toto zariadenie by nemali používať akútne alebo chronicky choré osoby a osoby, ktoré berú lieky alebo trpia chorobou, ktorá ovplyvňuje množstvo vody v tele.

CE Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.


Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 93/42/EEC. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Paketinizi açın

- Prestigio Smart Body Fat Scale (Akıllı Tartı)
- 4 Adet AAA Karbon Pil (1.5V'lık)
- 4 Adet Halı Ayaklığı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Garanti Belgesi
- Yasal ve Güvenlik Uyarıları

Cihaza genel bakış



LCD Ekran



kg Kilogram

Başarılı Bluetooth Bağlantısı

stlb Stone

Veri gönderimi / kablosuz sağlık izleme sistemlerine gönderilmeyi bekleyen veri

lb Pound

Düşük pil

Başlarken

1. General Talimatlar

Prestigio Akıllı Tartı, biyoempedansı ve vücuttaki yağ oranını ölçmek için insan vücuduna 1mA'dan daha düşük zayıf bir akım verir.

Ancak, kalp pili gibi vücut içerisinde ya da taşınabilir tıbbi elektronik cihaz kullananların bu cihazı kullanması sakıncalıdır.

2. Pilleri Takılması

- 1) Tartının arka kısmında yer alan pil kapağını açın.
- 2) Pillerin takılacağı yerlerde belirtilen kutup yönlerine göre 4 x 1.5V AAA'lık pilleri yerlerine takın.
- 3) Pillerin kapağını kapatın ve LCD ekranda "0.0kg" ibaresi belirene kadar bekleyin.

3. Prestigio Aile Sağlığı Pusulası uygulaması

Prestigio Aile Sağlığı Pusulası uygulaması ile akıllı telefon ya da tablet bilgisayarınızda ölçüm verilerini saklayabilir, görüntüleyebilir ve hatta paylaşabilirsiniz. Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi almak ve son sürümünü indirmek için mobil cihazınıza sağ tarafta yer alan QR (Hızlı Yanıt) kodunu taratarak aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz:



http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

"Not: iOS uygulaması Bluetooth® SMART technology desteği bulunan Apple cihazları ile uyumludur.

(iPhone 4S ve üstü, iPad 3. jenerasyon ve üstü, iPad Mini, iPod 5. jenerasyon ve üstü).

Android uygulaması Bluetooth® SMART technology desteği bulunan Android cihazlar ile uyumludur ve Android 4.3 ve üstü sürümlerde çalışır. Detaylar için lütfen <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility> adresini ziyaret edin.

4. Tartının Mobil Cihazla Eşleştirilmesi

- 1) Bluetooth ve cihazı açın. Eşleşme sırasında ikisinin de açık olduğundan emin olun.


2) Eşleşmeyi başlatmak için tartının arka kısmında bulunan "BİRİM" düğmesine basılı tutun.

- LCD ekranda eşleşmenin gerçekleştiğini gösteren 0 0 ve 0 0 işaretleri alternatif olarak belirecektir.
- Eğer eşleşme başarıyla gerçekleştirilmişse LCD ekranda [] işareti belirecektir.
- Eşleşmenin başarısız olması halindeyse LCD ekranda "E1" işareti belirecektir.

Ölçüm

5. Halı üzerinde Ölçüm Yapma

Prestigio Akıllı Tartı'yı kullanmak için bir sonraki sayfada gösterildiği gibi halı ayaklıklarını lütfen takın:



1) Kaymaz pedleri tartının ayaklarından çıkarın.

2) Halı ayaklıklarını tartının ayaklarına tam bir şekilde oturturun.

Not: Kaymaz pedleri ilk kez çıkarıyorsanız, tartının ayakları ve kaymaz pedin kenarından küçük bir kesik açmak için bir bıçağa ihtiyacınız olabilir.

6. Ölçüm Biriminin Seçme

Pilleri düzgün bir şekilde taktıktan sonra, ölçüm birimi seçmek için tartının arka kısmında bulunan "BİRİM" düğmesine basın. Varsayılan ölçüm birimi "kilogram"dır. Kilogram, stone ve pound gibi ağırlık birimleri arasında geçiş yapmak için "BİRİM" düğmesine basabilirsiniz.

7. Günlük Ölçüm

1) Orijinal SENSE ON patent teknolojisi sayesinde çıplak ayağınızla platforma bastığınızda tartı otomatik olarak açılacaktır.

2) LCD ekranda hareket eden "o" ibaresi sönene kadar sabit durun ve elektrotları çıkarmayın.

3) Tartınızı başarılı bir şekilde mobil cihazınızla eşleştirildiğinde ve Bluetooth açık olduğunda veri gönderimi otomatik olarak gerçekleşecektir.





Veri yönetimi

8. Veri Gönderimi

Akıllı Tartı ile eşleştirdiğiniz mobil cihazınıza Bluetooth sayesinde

ölçüm verileri otomatik olarak gönderilecektir. .

-  işareti başarılı bir şekilde veri gönderildikten sonra kaybolacaktır. Mobil cihazınızda depolanan kişisel sağlık verilerinizi kontrol edebilirsiniz.
- Eğer veri gönderimi başarısız olursa,  işareti görülecektir. Bekleyen ölçüm verisi geçici olarak tartıda tutulacak ve bir sonraki ölçüm tamamlandığında mobil cihazınıza gönderilecektir.



Teknik Özellikler

Öğe	Özellik
Boyutlar	Tartı: 310 x 310 x 24.2 mm, Panel: 310 x 290.5 x 6 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 1.8 kg (Kuru piller hariç)
Ekran	Beyaz arka ışıklı dijital LCD ekran V.A.(Dikey Hizalama): Yuvarlak, 70 mm çapında
Ölçme Birimi	Kilogram / Stone / Pound
Ölçme Aralığı	5 kg'den 180 kg / 0 st: 11 lb'den 28 st: 5 lb / 11 lb'den 397 lb
Ağırlık Dağılımı	0.1 kg / 0.2 lb
Hassasiyet	0-50 kg: ± 0.3 kg; 50-100 kg: ± 0.4 kg; 100-150 kg: ± 0.5 kg; 150-180 kg: ± 0.7 kg
Çalışma Koşulları	Sıcaklık: 0 °C 'den 40 °C Nem: \leq % 90 Bağıl Nem
Saklama Koşulları	Sıcaklık: -20 'den 60 °C Nem: % 10 Bağıl Nem'den % 93 Bağıl Nem'e
Güç Kaynağı	6V (4 adet AAA karbon pil)
Otomatik Açılma	SENSE ON teknolojisi
Otomatik Kapanma	0.0'ı gösterirken yaklaşık 10 saniye Ağırlık verisi çıktıktan sonra yaklaşık 15 saniye

Su Almaya Karşı
Koruma

IPX0

Yazılım Sürümü

1.0

Uyarı

Bu cihaz yetişkinlerin kendi kilolarını ve vücut yağ oranlarını ölçmek için tasarlanmış olan bir üründür. Bu cihazla sağlanmış olan hiçbir bilgi, herhangi bir hastalığı hiçbir şekilde tedavi etmeye, iyileştirmeye, önlemeye veyahut herhangi bir hastalığın oluşmasını engellemeye yönelik değildir. Bu cihaz, vücuttaki su seviyesini etkileyen ilaçlar kullanan ve akut veya kronik olarak bir hastalığı olan kişilerce kullanılmamalıdır.



Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda belirtilmiş olandan biraz daha farklı görünüm veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.



Prestigio, söz konusu cihazın 93/42/EEC sayılı AB Direktifi tarafından belirtilmiş olan temel yükümlülüklerle ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanatının tam versiyonunu aşağıdaki adreste bulunabilirsiniz:

<http://www.prestigio.com/compliance>.

Вміст упаковки

- Ваги Prestigio Smart Body Fat Scale
- Чотири вуглецеві батарейки розміру AAA (1,5 В кожна)
- Чотири килимові ніжки
- Коротке керівництво користувача
- Гарантійний талон
- Юридичні аспекти та інформація з техніки безпеки

Огляд пристрою



РК-дисплей



kg Кілограм



Успішне підключення до Bluetooth

stlb Стоун



Передача даних/процес передачі даних в бездротову систему охорони здоров'я

lb Фунт



Батарея розряджена

Початок роботи

1. Загальні інструкції

Ваги Prestigio Smart Body Fat Scale пропускають слабкий (менше 1mA) струм через тіло людини, що дозволяє виявити опір організму та оцінити вміст жиру в організмі.

Однак особи, які носять або яким імплантовано медичні електронні пристрої, наприклад, кардіостимулятор, не повинні користуватися цим пристроєм.

2. Установка батарейок

- 1) Відкрийте кришку батарейного відсіку на задній поверхні пристрою.
- 2) Вставте батарейки (4 x 1,5 В ААА) у відсік відповідно до позначок полярності всередині відсіку.
- 3) Закрийте кришку батарейного відсіку та зачекайте появи напису «0.0kg» на РК-дисплеї.

3. Програма Prestigio Family Health Compass

Ви можете зберігати, контролювати та надсилати іншим дані на вашому смартфоні або планшетному комп'ютері за допомогою програми Prestigio Family Health Compass. Щоб отримати більш детальну інформацію про програму та завантажити останню версію, проскануйте QR-код в правій частині свого мобільного пристрою, щоб відвідати наступний сайт:






http://www.prestigio.com/hc_app_redirect.html

Увага: додаток iOS сумісний з пристроями Apple, оснащеними технологією Bluetooth® SMART (iPhone 4S і новіше, iPad 3-го покоління і новіше, iPad Mini, iPod 5-го покоління і новіше).

Додаток Android сумісний з пристроями, оснащеними технологією Bluetooth® SMART з версією Android 4.3 або вище. Подробиці за адресою <http://www.prestigio.com/healthcare/compatibility>.

4. Парування ваг з мобільними пристроями

- 1) Увімкніть Bluetooth і запустіть програму. Переконайтесь, що вони увімкнені при виконанні парування.
- 2) Натисніть на утримуйте кнопку UNIT на задній поверхні ваг, щоб розпочати парування.
 - Символ  і символ  будуть відображатися на РК-дисплеї по черзі, вказуючи на процес виконання парування.
 - Якщо парування завершено УСПІШНО, на РК-дисплеї відображається символ [].
 - Якщо виникла ПОМИЛКА, на РК-дисплеї відображається символ «E1».

Вимірювання

5. Виконання вимірювання на килимі

При використанні ваг Prestigio Smart Body Fat, будь ласка, встановіть килимові ніжки, як показано на наступній сторінці:



- 1) Зніміть неслизькі підкладки з ніжок.
 - 2) Закріпіть міцно килимові ніжки на підставці ваг.
- Зверніть увагу, що при першому зніманні неслизьких підкладок може знадобитися ніж, щоб зробити невеликий надріз між краєм ніжки ваг та неслизької підкладки.d.

6. Вибір одиниці вимірювання

Встановивши батарейки, натисніть кнопку UNIT на задній поверхні ваг, щоб обрати одиницю вимірювання. Одиницею вимірювання за замовчуванням є «кілограм». Ви можете натиснути кнопку UNIT та вибрати кілограми, стоуни або фунти.

7. Щоденні вимірювання

- 1) Завдяки оригінальній запатентованій технології SENSE ON, ваги автоматично вмикаються, коли ви стаєте на платформу босоніж.
- 2) Стійте спокійно та утримуйте повний контакт з електродами, доки на РК-дисплеї не зупиниться рухоме відображення символу «0».
- 3) Коли ваші ваги успішно паруються з вашим мобільним пристроєм та Bluetooth увімкнено, передача даних проходить також автоматично.





Управління даними

8. Передача даних

При успішному паруванні ваг Smart Body Fat Scale з вашим мобільним пристроєм, дані вимірювання автоматично переносяться на мобільний пристрій через Bluetooth.



- Символ  зникає після успішної передачі даних, і ви можете переглянути власні медичні дані на своєму мобільному пристрої.
- Якщо виникла помилка при передачі даних, символ  залишається на екрані. Дані вимірювання тимчасово залишаються на вагах і будуть передані на мобільний пристрій при виконанні наступного вимірювання.

Технічні характеристики

Параметр	Характеристики
Розміри	Ваги: 310 x 310 x 24,2 мм, Панель: 310 x 290,5 x 6 мм
Чиста вага	Приблизно 1,8 кг (без батарейок)
Дисплей	Цифровий РК-дисплей з білим підсвічуванням Панель: кругла, діаметром 70 мм
Одиниці вимірювання	Кілограм/стоун/фунт
Діапазон вимірювань	5-180 кг/ 0 стоунів: 11 фунтів - 28 стоунів: 5 aeynsd/ 11-397 фунтів
Поділка шкали	0,1 кг/0,2 функта
Точність	0-50 кг: ±0,3 кг; 50-100 кг: ±0,4 кг; 100-150 кг: ±0,5 кг; 150-180 кг: ±0,7 кг
Робоче середовище	Температура: 0 °C - 40 °C Вологість: ≤90 % відносної вологості
Середовище для зберігання	Температура: -20 °C - 60 °C Humidity: 10 % - 93 % відносної вологості
Джерело живлення	6 В (чотири вуглецеві батарейки розміру AAA)

Автоматичне ввімкнення	Технологія SENSE ON
Автоматичне вимкнення	Через 10 секунд відображення символів 0.0 Через 15 секунд після блокування даних ваги
Захист від потрапляння води	IPX0
Версія ПЗ	1.0

Відмова від зобов'язань

Пам'ятайте, що цей пристрій було розроблено для самостійного вимірювання та контролю рівня жиру в організмі дорослими. Жодні дані, що надаються цим пристроєм, не призначені для лікування або запобігання будь-яким захворюванням. Забороняється використовувати цей пристрій особами з гострими або хронічними захворюваннями, а також особами, що приймають ліки, які впливають на рівень води в організмі.

CE Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються та покращуються, програмне та апаратне забезпечення вашого пристрою може дещо відрізнятись або мати дещо іншу функціональність в порівнянні з описом у цьому короткому керівництві користувача.

Ця компанія Prestigio заявляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним постановам директиви ЄС 93/42/ЄЕС. Повна версія заяви про відповідність доступна на сайті:

<http://www.prestigio.com/compliance>.