


# REMINGTON®



## i-LIGHT® PRO

INCLUDES: Long-lasting Quartz Bulb and Quartz Face & Body Attachments

INKLUSIVE: Langlebige Quarz Lichtkartusche und Quarz Aufsätze für Gesicht & Körper • COMPREND : Ampoule à quartz de longue durée et accessoires à quartz pour le corps et le visage



Long-lasting  
Quartz bulb,  
65,000 flashes



Quartz Facial  
Attachment



Quartz Body  
Attachment

Suitable for:



IPL6000



IPL6000F

SP-6000FQ

[www.remington-ilight.com](http://www.remington-ilight.com)

⚡ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С IPL6000 И IPL6000F. НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С IPL5000.

1.



2.






3.



1. Ламповый картридж 2. Кварцевая насадка для лица 3. Кварцевая насадка для тела

## 👁 ЗАМЕНА ЛАМПОВОГО БЛОКА



4. Насадка 5. Кнопка фиксации насадки 6. Ламповый картридж

1. Выключите устройство нажатием на кнопку **ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ** и выньте из розетки шнур питания. Перед заменой лампового картриджа необходимо дать системе остыть в течение 5 минут.

2. Одной рукой удерживайте насадку, а второй нажимайте обе кнопки фиксатора и слегка потяните.

3. Аккуратно извлеките блок со старой лампой. Установите на место новый ламповый блок.

4. Установите насадку на место в ручном блоке, прижмите его, чтобы оба боковых паза встали на место.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для верного расположения более длинный паз (с золотыми дорожками) должен быть сверху.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Блок с кварцевой лампой длительного срока службы имеет серый цвет.

## 👁 НАСАДКА ДЛЯ ЛИЦА


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



### STOP ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ – ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ЛИЦА

★ **Обработка кожи лица устройством i-Light (только для женщин)**

Волосы на лице отличаются от волос на теле; кожа на лице более чувствительна, более подвержена УФ излучению солнца. Поэтому удаление волос на лице отличается от удаления волос на теле.

Обязательно внимательно прочтите этот раздел, прежде чем начинать уход за кожей лица.

⚠ **ВАЖНО:** Насадка для лица специально разработана для удаления волосков на женском лице, обладающих уникальными характеристиками. **НЕ** обрабатывайте лицо насадкой для тела. Инструкции по замене насадок см. в разделе «Смена насадок».

★ **Где можно применять насадку для лица.**

Насадка для лица предназначена для удаления волос на щеках, скулах, подбородке, в области шеи, над губой у женщин, см. рис. 1.

⚠ **НЕ** используйте насадку для удаления волос на мужском лице в зоне бороды или в других зонах, так как результат может быть долговременным или неравномерным, что может привести к нежелательным изменениям характеристик кожи лица.

⚠ **НЕ** используйте в области ГЛАЗ, БРОВЕЙ или РЕСНИЦ. При правильном использовании свет не должен вредить глазам, однако, если рассеянный свет доставляет вам дискомфорт, у вас может появиться желание закрыть глаза или отвести взгляд.

⚠ **НЕ** обрабатывайте кожу, подверженную ЕСТЕСТВЕННОМУ или ИСКУССТВЕННОМУ загару. Прежде чем начать процедуры, дождитесь полного исчезновения загара. Перед процедурой смойте остатки косметики, лосьонов, кремов (в том числе автозагар). После процедуры воспользуйтесь лосьоном без отдушки (SPF 30+) и старайтесь избегать воздействия прямых солнечных лучей на обработанную область в течение 24 часов.

❖ **НЕ** воздействуйте вспышкой на ГУБЫ и прочие **ТЕМНЫЕ** участки кожи (темные веснушки, родинки, родимые пятна или татуировки), поскольку они могут поглотить слишком много световой энергии, что может стать причиной дискомфорта или боли. Эти зоны можно скрыть **БЕЛОЙ** подводкой, стикером или плотной бумагой, отражающими свет при его случайном попадании.

❖ **НЕ** удаляйте волосы в **НОЗДРЯХ** и **УШАХ**, эти зоны слишком нежны.

❖ **ОСТОРОЖНО:** Избегайте воздействия на области, содержащие только пушковые волосы (очень тонкие, редкие волосы), поскольку это может привести к нежелательному росту волос впоследствии. Сбрейте или срежьте все видимые волосы. Не пользуйтесь воском, пинцетом, средствами для эпиляции и депиляции перед или во время проведения процедур, поскольку удаление волос таким способом противодействует процессу IPL. Состригая волосы, не оставляйте волосков длиннее 0,5 мм.

Для ознакомления с предупреждениями и мерами предосторожности при использовании прибора для тела, пожалуйста, прочтите инструкцию, прилагаемую к IPL6000/IPL6000F, или посетите сайт [www.remington-ilight.com](http://www.remington-ilight.com).

## ЗАМЕНА НАСАДОК

Насадка для тела специально разработана для удаления волос на теле; она может вырабатывать вспышку каждые 2 секунды. Насадка для лица изготовлена, исходя из особенностей волосков на женской коже лица. Она сводит к минимуму утечку света и может вырабатывать вспышку каждые 4 секунды. Насадка для лица обозначена значком, показанным на рис. 2.

Для замены насадок выполните следующие действия.

1. Выключите устройство нажатием на кнопку **ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ** и выньте из розетки шнур питания. Перед заменой насадок необходимо дать системе остыть в течение 5 минут.
2. Одной рукой удерживайте насадку, а второй нажимайте обе кнопки фиксатора и слегка потяните. Неиспользуемую насадку храните в безопасном месте (например, в упаковке), чтобы не повредить **ОКОШКО ВСПЫШКИ** и прочие компоненты.
3. Установите на место в ручном блоке другую насадку, прижмите ее, чтобы оба боковых паза встали на место. **ПРИМЕЧАНИЕ:** для верного расположения более длинный паз (с золотыми дорожками) должен быть сверху.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО УДАЛЕНИЮ ВОЛОС НА ЛИЦЕ

Попробуйте сначала на отдельном участке кожи – кожа лица более чувствительна, поэтому сначала следует попробовать на маленьком участке кожи. Подробнее см. в разделе «Попробуйте действие устройства i-Light на коже» (рис. 3).

Выполняйте процедуры перед зеркалом – пользуясь зеркалом, вы будете иметь хороший обзор обрабатываемой области и не затронете губы или другие темные участки кожи. Если отраженный свет доставляет вам дискомфорт, возможно, вы захотите закрыть глаза перед каждой вспышкой.

Для лучшего контакта с кожей натягивайте кожу – из-за контуров лица в определенных местах сложно обеспечить полное соприкосновение сенсора с кожей. Попробуйте, например, завернуть верхнюю губу за зубы или натягивать кожу на щеках языком изнутри – так контакт сенсора с кожей будет эффективнее.



## ПОПРОБУЙТЕ ДЕЙСТВИЕ УСТРОЙСТВА i-LIGHT НА КОЖЕ

1. Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности.
2. Ознакомьтесь с функциями i-Light.
3. Убедитесь, что цвет вашей кожи входит в допустимый диапазон, сверяясь с палитрой цветов кожи.
4. Подержите участок кожи, который вы хотите обработать, у сенсора кожи, прикоснувшись к нему. Если ваша кожа подходит, устройство издаст звуковой сигнал и включится. Если ваша кожа не подходит, устройство издаст сигнал и не включится.
5. Проверьте устройство i-Light на маленьком участке кожи и подождите 48 часов, чтобы убедиться в отсутствии побочных реакций (рис. 3).

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Кварцевая лампа подходит только для специально разработанных кварцевых насадок (входят в комплект).

Если с кварцевыми насадками используется стеклянная лампа, вы услышите звуковой сигнал. В этом случае извлеките стеклянную лампу и вставьте кварцевую. Кварцевая лампа серая.

Более подробная информация содержится в ТАБЛИЦЕ СОВМЕСТИМОСТИ

## ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	Стеклянная лампа Модели: SP-6000SB / IPL6000		Кварцевая лампа Модели: IPL6000F / SP-6000FQ	
IPL6000 Принадлежность для тела 		✓		✗
IPL6000F Принадлежность для тела 		✗		✓
IPL6000F Принадлежность для лица 		✗		✓
SP-6000FQ Принадлежность для тела 		✗		✓
SP-6000FQ Принадлежность для лица 		✗		✓

## INTERNATIONAL SERVICE CENTRES

- ▶ GERMANY
- ▶ BENELUX
- ▶ FRANCE
- ▶ ITALY
- ▶ SCANDINAVIA
- ▶ AUSTRIA
- ▶ SWITZERLAND

### Central Europe

 **00800 / 821 700 821**


Mo.-Fr. 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)

E-Mail: [service@remington-europe.com](mailto:service@remington-europe.com)

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ SPAIN

 **Tel. +34 902 10 45 17;** 08.00 - 13.00; lunes - viernes (Posventa)

 **Tel. +34 932 070 166** (Información al consumidor final)

- ▶ PORTUGAL

 **Tel. +351 299 942 915;**

 [renase@presat.net](mailto:renase@presat.net)

- ▶ UNITED KINGDOM

 **Tel. +44 0800 212 438 (free call)**


Spectrum Brands (UK) Limited, Fir Street, Failsworth, Manchester, M35 0HS, UNITED KINGDOM, [www.remington.co.uk](http://www.remington.co.uk)

- ▶ ČESKÁ REPUBLIKA SLOVAKIA

 **Tel. +420 487 754 605**

VARTA Baterie spol. s r.o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lípa, ČESKÁ REPUBLIKA, [www.cz.remington-europe.com](http://www.cz.remington-europe.com)

- ▶ IRELAND

 **Tel. +353 (0) 1 460 4711**

Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, [www.remington.co.uk](http://www.remington.co.uk)

- ▶ MAGYARORSZÁG

 **Tel. +36 1 3300 404**

Remington Szervizközpont, 1138 Budapest, Váci út 136/a, [www.remington.hu](http://www.remington.hu)

- ▶ POLSKA

 **Tel. +48 22 328 11 50**

Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA, Fax +48 22 328 11 61, [www.pl.remington-europe.com](http://www.pl.remington-europe.com)

- ▶ РОССИЯ

 **Тел. 8 800 100 8011**

ООО «КОМПАНИЯ «ПРОФСЕРВИС», РОССИЯ, 115201, Москва, 1-й Варшавский проезд, д.1а, стр.3, [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ TÜRKIYE

 **Tel. +90 212 659 01 24**

Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti., İstoc 25. Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4, 34217, Mahmut-bey/Istanbul, TÜRKIYE, Fax +90 212 659 48 40, [www.tr.remington-europe.com](http://www.tr.remington-europe.com)

- ▶ U.A.E.

 **Tel. +9714 355 5474**

V.R.R Trading (L.L.C), Khalid Bin Waleed Street, Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E., [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ CROATIA

 **Tel. +385 12481111**

Alca Zagreb d.o.o., Zitnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia, [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ CYPRUS

 **Tel. +357 24-532220**

Thetaco Traders Ltd, Eletherias Ave 75, 7100 Aradippou, Cyprus, [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ ROMANIA

 **Tel. +40 21 411 92 23**

Best Expert Service Jak SRL, 4th, Drumul Taberei St., sector 6, Bucharest, Romania, [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ SLOVENIA

 **Tel. +386 (0) 1 561 66 30**

Ježek Trgovina Servis d.o.o., Cesta 24. Junija 21, 1231 LJUBLJANA - Črnuče Republika Slovenija, [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ GREECE

 **Tel. +30 210 94 10 699**

D. & J. DAMKALIDIS S.A., Import Agencies, 44 Zefyrou str., [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ MALTA

 **Tel. +356 21 664488**

Miller Distributors Ltd, Miller House - Airport Way, Tarxien Rd, Luqa LQA 1814, [www.millermalta.com](http://www.millermalta.com)



Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Urunu düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkca tespit ve ilan edilen kullanım omru 7 yıldır.

TURKİYE İthalatçı Firma Bilgisi

VARTA Pilleri Tic. Ltd. Şti.

İSTOC 25.Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4 34217 Mahmutbey/İST

Tel: 0212 659 50 60

URETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Производитель: Spectrum Brands Shenzhen Ltd./Спектрум Брэндс Шеньчжень

Лтд., Китай для Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,

Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

## Model No. SP-6000FQ

13/UK/ SP-6000FQ T22-0001201 Version 10 /13

REMINGTON® AND i-LIGHT ARE REGISTERED TRADE MARKS OF SPECTRUM BRANDS, INC., OR ONE OF ITS SUBSIDIARIES.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str.9, 73479 Ellwangen, Germany.

UK & Ireland: Spectrum Brands (UK) Ltd., Fir Street, Failsworth, Manchester, M35 0HS, England.

©2013 SBI www.remington-europe.com

