


Паспорт на изделие

MD Planima MB-30



planima®


MD Planima MB-30

Внимание !

1. При транспортировке и хранении упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от влаги, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами. Также недопустимы падения упаковок с любой высоты.
2. При покупке мебели проверьте целостность упаковок, их количество и наименования согласно паспорта на изделие.
3. Собирайте мебель на ровной и чистой поверхности, руководствуясь инструкцией по сборке.

Комплектация:

1	ящик 1200.0500.0225 -10-К 02 откидной	1 шт.
2	ящик 1200.0500.0225 -12-К 02 выдвижной.....	1 шт.
3	металлическая рамка нижняя 40x20мм.....	1 шт.
4	металлическая рамка средняя 20x20мм.....	1 шт.
5	декоративный элемент	1 шт.
6	винт М6x35.....	2 шт.
3468	шкант металлический 8x30мм.....	6 шт.
10021	демпфер самоклеющийся	5 шт.
10004	стекло верхнее.....	1 шт.
19306	заглушка декоративная d=8.....	2 шт.
10030	регулируемые опоры М6.....	4 шт.



Уважаемые покупатели !

При соблюдении правил ухода и эксплуатации
Ваша мебель прослужит значительно дольше.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !

Размеры Ш x Г x В.....1200 x 511 x 530 мм

Гарантийный срок эксплуатации мебели24 месяца

Срок службы всех изделий10 лет

Дата изготовления : _____

Предприятие-изготовитель: ООО «Металлдизайн»
Адрес: РОССИЯ, 603029, Нижний Новгород, ул. Памирская,11
Почтовый адрес: РОССИЯ, 603029, Нижний Новгород-29, а/я 4
Тел. (831) 220-58-00, e-mail: info@metaldesign.ru


Поставщик: ООО «Металлдизайн»
Адрес: РОССИЯ, 603029, Нижний Новгород, ул. Памирская,11
Тел. (831) 220-58-00, e-mail: info@metaldesign.ru


www.planima.ru

www.metaldesign.ru

Сертификация изделий : Вся мебель имеет Гигиенический Сертификат (№ 77.МУ.02.561.П.001173.07.07) и Сертификат Соответствия ГОСТ 16371-93 (№ РОСС RU.АЮ31.Н10915)


ящик в сборе (см. инструкцию по сборке ящика)





при помощи регулируемых опор 10030, отрегулируйте нижнюю рамку 3 относительно пола

для большей точности используйте "уровень"




10030

3








установите металлическую рамку 3 на то место, куда хотите установить стойку MD Planima MB-30



25 см

23 см







6

