

## **Антибактериальный спрей с ионами серебра для очистки всех типов экранов.**

Спрей 200 мл.

### **Инструкция по применению:**

Шаг 1: Открыть упаковку, достать флакон.

Шаг 2: Нанести антибактериальный спрей на салфетку.

Шаг 3: Протереть поверхность

Шаг 4: После использования салфетку промыть под теплой водой.

### **Меры Предосторожности:**

Товар безопасен при условии соблюдения техники безопасности!!!

- хранить в недоступном для детей месте
- избегайте контакта с глазами и слизистыми, при попадании промойте холодной водой.
- использовать по назначению (указано на упаковке)

### **Описание:**

- Салфетки подходят для очистки всех типов экранов тв и мобильной техники

### **Состав:**

- вода, менее 5%, эфиры гликолей, смесь нПАВ и кПАВ, отдушка.

**Произведено по разрешению и под контролем** TECHPOINT international Europe.

ООО «ТЕКПОИНТ Дистрибьюшн», Россия. Москва, ул. Лобанова, 2/21

Производство: Россия

Товар не подлежит обязательной сертификации.